

NEO



BENUTZERHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung	3
2.	Lieferumfang	4
3.	Beschreibung des Elektromobils	4
4.	Sicherheitshinweise	5
5.	Warnung vor elektromagnetischen Störungen durch Funkwellen	6
6.	Zweckbestimmung	6
7.	Kontraindikation	6
8.	Einstellungen	7
8.1.	Sitzhöhe	7
8.2.	Lenksäule	7
8.3.	Armlehnenabstand	8
9.	Bedienung	8
9.1.	Kontrolleinheit	8
9.2.	Einsteigen	9
9.3.	Fahren	9
9.4.	Abstellen des Elektromobils / Sicherheit	10
9.5.	Schieben	10
10.	Sitz abnehmen	11
10.1.	Batteriepack	11
11.	Zerlegen und Zusammensetzen	12
12.	Störungen und Fehlersuche	13
13.	Fehlerdiagnose	14
14.	Batterien und Aufladung	15
14.1.	Batterien aufladen	15
14.2.	Häufig gestellte Fragen	16
15.	Reinigung	18
16.	Desinfektion	18
17.	Technische Daten	19
18.	Garantie	20
19.	Wartung	21

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Elektromobils NEO.

Das Benutzerhandbuch beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Elektromobils. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Benutzung aufmerksam durch, befolgen alle Anweisungen und bewahren Sie sie griffbereit zum späteren Nachlesen auf.

ANMERKUNG: Dieses Benutzerhandbuch wurde aus den neuesten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Spezifikationen und Produktinformationen zusammengestellt. Wir behalten uns vor, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Alle Änderungen an unseren Produkten können geringe Unterschiede zwischen den Abbildungen und Erläuterungen in diesem Handbuch und dem von Ihnen erworbenen Produkt verursachen. Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

2. Lieferumfang

Das Elektromobil wird in einem Karton verpackt geliefert. Bitte bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur eventuell späteren Einlagerung dient.

Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie diese bitte umgehend auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

- NEO inklusive Sitz
- Akkuladegerät
- Benutzerhandbuch
- Batteriepack
- Frontkorb

3. Beschreibung des Elektromobils



Abbildung 1

4. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch das Benutzerhandbuch vollständig durch. Für die ersten Fahrübungen empfehlen wir Ihnen, den Umgang mit Ihrem Elektromobil auf ebenem und bekanntem Gelände und in Anwesenheit einer Hilfsperson zu üben.

- Vor der Benutzung Ihres Elektromobils kontrollieren Sie bitte, ob alle angebauten Teile ordentlich befestigt sind.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass Ihr Elektromobil unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt und die Bremsen funktionstüchtig sind.
- Das Elektromobil ist nur für eine Person zugelassen.
- Maximale Belastbarkeit: 130 kg.
- Ein- und Aussteigen nur bei ausgeschaltetem Gerät.
- Fahren Sie stets vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht auf Personen in Ihrer Nähe.
- Fahren Sie immer die Mindestgeschwindigkeit, wenn Sie Fußgängerwege befahren und normale bzw. Höchstgeschwindigkeit auf dem Verzögerungstreifen im Verkehr. Nehmen Sie extreme Rücksicht, wenn Sie Straßen überqueren.
- Fahren Sie nicht auf Abhängen, die 14% Gefälle übersteigen und seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie auf Abhängen drehen.
- Beachten Sie, dass Polsterteile bei direkter Sonneneinstrahlung aufgeheizt werden können und dadurch Verletzungsgefahr besteht.
- Zur Überwindung von Hindernissen verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrrampen.
- **Achtung!** Fahren Sie langsam, wenn Sie rückwärts fahren, Gefälle fahren, unebene Straßen und Bordsteinkanten hochfahren oder um Kurven fahren.
- Die Benutzung sollte mit den Verkehrsregeln und Regulationen des jeweiligen Landes übereinstimmen.

5. Warnung vor elektromagnetischen Störungen durch Funkwellen

Elektromobile können anfällig für elektromagnetische Störungen sein, z. B. durch elektromagnetische Energie, die von Quellen wie Funk- und Fernsehsendern, Amateur-Funksender, Funksprechgeräte oder Handys ausgestrahlt werden, sein. Die Störungen (durch Funkwellen) können das Lösen der Bremsen, das selbständige Fortbewegen in unbeabsichtigte Richtungen bei einem Elektromobil auslösen. Sie können das Steuerungssystem eines Elektromobils auch dauerhaft schädigen. Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon, Funksprechgerät, Laptop oder andere Funksender.

6. Zweckbestimmung

Der NEO der TRENDMOBIL GmbH ist für den Außenbereich für Personen mit stark eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert. Die maximale Zuladung beträgt 130 kg.

7. Kontraindikation

Die Verwendung des Elektromobils ist ungeeignet bei

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit
- Verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft

8. Einstellungen

8.1. Sitzhöhe

- Nehmen Sie als erstes den Sitz ab (siehe Abbildung 11).
- Lösen Sie die Feststellschraube vor der Sitzaufnahme.
- Bringen Sie die Sitzaufnahme in die gewünschte Höhe und ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest an.
- Setzen Sie danach den Sitz wieder auf die Sitzaufnahme



Abbildung 2




Abbildung 3

8.2. Lenksäule

- Die Lenksäule ist stufenlos verstellbar.
- Lösen Sie zuerst die Handschraube rechts vom Lenker.
- Jetzt können Sie die Lenksäule in einen für Sie angenehmen Abstand einstellen.
- Ziehen Sie danach die Handschraube wieder fest an.

Lenksäule vor oder zurück bewegen



Abbildung 4

8.3. Armlehnenabstand

- Der Abstand der Armlehnen lässt sich stufenlos verstellen.
- Lösen Sie dafür Handschrauben an der entsprechenden Seite und ziehen Sie die Armlehne so weit wie gewünscht heraus / oder schieben Sie die Armlehnen so weit wie gewünscht hinein.
- Ziehen Sie anschließend die Handschrauben auf jeder Seite wieder fest an.



Abbildung 5

9. Bedienung

9.1. Kontrolleinheit

- Oben mittig sehen Sie die Ladestandanzeige. Wenn diese im gelben Bereich ist, sollten Sie keine langen Strecken mehr zurücklegen, da Sie sonst unterwegs stehen bleiben könnten. Befindet sich die Anzeige im roten Bereich müssen die Akkus dringend aufgeladen werden.
- Mit dem Geschwindigkeitsregler können Sie die maximal erreichbare Geschwindigkeit voreinstellen. Hierbei steht Hase für schnell und Schildkröte für langsam.
- Um andere Passanten auf sich aufmerksam zu machen, können Sie die Hupe betätigen.
- Schalten Sie bei schlechten Sichtverhältnissen immer die Beleuchtung an.



Abbildung 6

9.2 Einsteigen

- Um das Einsteigen zu erleichtern, können die Armlehnen nach oben geschwenkt werden.
- Klappen Sie einfach eine der Armlehnen hoch, steigen Sie ein und klappen die Armlehne wieder nach unten.

ODER

- Ziehen Sie den Hebel vorne unter dem Sitz nach oben.
- Drehen Sie den Sitz um 90° zur Seite und setzen Sie sich darauf.
- Nun drehen Sie den Sitz wieder in die Ausgangsposition zurück.
- Das Absteigen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abbildung 7

9.3 Fahren

1. Wenn Sie den rechten Fahrhebel mit der Hand umschließen und heranziehen, fahren Sie vorwärts.
 2. Ziehen Sie den linken Fahrhebel, um rückwärts zu fahren.
- Durch die Intensität, mit der Sie ziehen, bestimmen Sie die Geschwindigkeit.
 - Lassen Sie den Fahrhebel los, das Elektromobil bremst automatisch bis zum Stillstand ab.
 - Das Lenken ist einfach und funktioniert wie beim Fahrrad. Lenken Sie nach rechts, fahren Sie nach rechts. Lenken Sie nach links, fahren Sie nach links.



Abbildung 8

9.4 Abstellen des Elektromobils / Sicherheit

- Wenn Sie Ihr Elektromobil in der Öffentlichkeit parken, müssen Sie es gegen unbefugte Benutzung sichern.
- Drehen Sie hierfür den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab. Die Beleuchtung der Batterieanzeige erlischt.
- Um das Elektromobil wieder in Gang zu setzen, müssen Sie den Schlüssel wieder ins Schloss stecken und ihn im Uhrzeigersinn drehen.



Abbildung 9

9.5 Schieben

- Das Elektromobil kann zum Transport oder in anderen Situationen geschoben werden.
- Dafür muss die Antriebseinheit ausgekuppelt werden (roter Hebel hinten rechts).
- Achtung! Mit ausgekuppelter Antriebseinheit greifen die Bremsen nicht.
- Schieben Sie Ihr Elektromobil niemals bergab.



Abbildung 10

10. Sitz abnehmen

- Sie entfernen den Sitz, indem Sie den Hebel vorne unterhalb des Sitzes hochziehen und gedrückt halten.
- Ziehen Sie dann den Sitz aus der Sitzhalterung nach oben.



Abbildung 11

10.1. Batteriepack

- Das Batteriepack am Haltegriff greifen und aus dem Elektromobil heraus nehmen.



Abbildung 12

11. Zerlegen und Zusammensetzen

- Das Elektromobil NEO kann für den Transport zerlegt werden.
- Entfernen Sie dazu zuerst den Sitz und das Batteriepack.

A.

- Mit dem kleinen Hebel unterhalb der Lenksäulenverstellung können Sie die Lenksäule arretieren (Abb.13).
- Dadurch bleibt die Lenksäule in Geradeaus Stellung festgestellt.
- Lösen Sie dann die Feststellschraube und stellen Sie den Lenker waagrecht nach unten.
- Ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest an.
- Ziehen und halten Sie dann den Griff hinter der Sitzaufnahme und trennen Sie den vorderen vom hinteren Teil den Elektromobils.

B.

- Sie können nun den vorderen Teil ihres Elektromobils NEO am waagrecht gestellten Lenker greifen und tragen (Abb.14)
- Durch die Arretierung der Lenksäule wird vermieden, dass das Elektromobil sich gegen die Lenksäule verdrehen kann.
- Zum Zusammensetzen des NEO, den vorderen Teil in den hinteren Teil einhängen und den Griff in die Verriegelung zurückführen.
- Danach das Batteriepack und den Sitz wieder aufsetzen.



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16

12. Störungen und Fehlersuche

Das Elektromobil fährt nicht: Prüfen Sie, ob die Stromzufuhr richtig eingeschaltet ist. Bei eingeschalteter Stromzufuhr leuchtet die Ladestandsanzeige des Elektromobils.

Achten Sie vor dem Einschalten darauf, dass sich das Elektromobil nicht im Freilauf befindet (Abbildung 12). Bei eingelegtem Freilauf ist keine Fahrfunktion möglich.

Betätigen Sie während des Einschaltens nicht den Fahrhebel. Bei gedrücktem Fahrhebel diagnostiziert die Steuerelektronik eine Fehlfunktion, wenn Sie dabei gleichzeitig das Elektromobil einschalten.

Wenn ein Piepton erklingt, signalisiert die Steuerelektronik einen Fehler. Bitte prüfen Sie diese anhand der Fehlerdiagnose-Beschreibung im Anschluss an diese Seite.

Die Stromzufuhr ist eingeschaltet, aber die Batterieanzeige arbeitet nicht:

1. Schauen Sie nach, ob das Ladegerät noch an der Ladebuchse am Lenker angeschlossen ist. Bei angeschlossenem Ladegerät ist der Antrieb des Elektromobils gesperrt.
2. Überprüfen Sie die Überlastsicherung. Wenn Ihr Elektromobil ohne erkennbaren Grund plötzlich stehen bleibt, kann dies am Auslösen der Überlastsicherung liegen. Die Überlastsicherung befindet sich am Batteriepack. Warten Sie etwa 60 Sekunden und schalten Sie dann die Sicherung wieder ein. Falls sich die Überlastsicherung nicht wieder einschalten lässt, ist sie noch nicht ausreichend abgekühlt. Warten Sie weitere fünf Minuten und versuchen Sie es erneut.

Achtung: Sollte die Überlastsicherung im normalen Fahrbetrieb häufiger auslösen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Das Elektromobil stoppt nicht oder lässt sich nicht kontrollieren: Schalten Sie Ihr Elektromobil sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Warnung: Eine Notbremsung durch Abschalten der Stromzufuhr sollte nur in einer Gefahrensituation erfolgen. Halten Sie sofort an, wenn Sie während der Fahrt ein ungewöhnliches Verhalten oder ungewohnte Geräusche des Elektromobils bemerken. Wenden Sie sich zur Sicherheit an Ihren Fachhändler, er wird Ihnen weiterhelfen.

13. Fehlerdiagnose

Diagnose: Fehler die durch die Steuerelektronik erkannt wurden, werden durch einen Piepton signalisiert.

Die Anzahl der Pieptöne unterscheidet dabei die einzelnen Fehler, Pieptöne 1-9.

Der Piepton ertönt dabei im Sekundentakt, pausiert danach für 2-3 Sekunden und wiederholt sich bis zur nächsten Pause usw.

Piepton	Diagnose	Maßnahme
1x piepen	Die Batteriespannung ist zu niedrig.	Bitte laden Sie die Batterien bald auf.
2x piepen	Die Batteriespannung ist zu niedrig.	Die Batterien müssen geladen werden. Überprüfen Sie die Batteriekabel und Anschlüsse.
3x piepen	Batteriespannung zu hoch oder die Steuerung ist defekt.	Prüfen Sie die Batterien und die Steuerung.
4x piepen	Der Motor oder die Steuerung ist zu heiß geworden.	Schalten Sie das Elektromobil aus, um es ein paar Minuten abzukühlen. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
5x piepen	Fehler durch die Magnetbremse.	Stellen Sie den Freilaufhebel in die Fahrfunktion. Prüfen Sie die Magnetbremse und deren Kabelverbindung.
6x piepen	Unterbrechung der Fahrfunktion.	Trennen sie das Ladegerät von der Ladebuchse. Betätigen Sie nicht den Fahrhebel während Sie das Elektromobil einschalten. Überprüfen sie die Einstellung/ Nullstellung des Fahrhebelpotentiometer
7x piepen	Der Fahrhebelpotentiometer oder Geschwindigkeitspotentiometer ist fehlerhaft.	Prüfen Sie beide Potentiometer und die zugehörigen Anschlüsse.
8x piepen	Motorfehler	Prüfen Sie den Motor und die Anschlüsse am Motor.
9x piepen	Andere Störung.	Prüfen sie die Steuerung und alle Kabelverbindungen.

14. Batterien und Aufladung

Ihr Elektromobil ist mit zwei versiegelten und wartungsfreien 12 V Batterien/Akkus ausgerüstet, die elektronisch gegen Tiefenentladung geschützt sind. Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Batterien komplett aufgeladen werden. Wir empfehlen Ihnen, die Batterien über Nacht zu laden. Wenn Sie das Elektromobil über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie die Batterien alle 2 Wochen laden, um sie gegen Tiefenentladung und damit gegen Beschädigung zu schützen. Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Ladestandanzeige (Abbildung 6). Ist sie im roten Bereich, müssen die Batterien dringend geladen werden. Ist sie im gelben Bereich, können keine langen Strecken mehr zurückgelegt werden.



Abbildung 17



Abbildung 18

14.1. Batterien aufladen

WARNUNG! Vermeiden Sie während des Ladevorgangs das unbeaufsichtigte Spielen von Kindern in der Nähe des Elektromobils.

Der Ladegeräteanschluss befindet sich an der Lenksäule.

1. Ihr Elektromobil neben eine normale Steckdose stellen.
2. Zündschlüssel aus dem Schlüssel-schalter nehmen.
3. Achten Sie darauf, dass der manuelle Freilaufhebel in der Antriebsstellung steht.
4. Stecken Sie das 3-polige Ladekabel in den Ladegerätestecker Anschluss. Siehe Abbildung 18.
5. Stecken Sie das Netzkabel in die Wandsteckdose.
6. Wir empfehlen Ihnen eine Batterie Ladezeit von 8 bis 14 Stunden.
7. Sind die Batterien voll geladen, zuerst die Steckdose und danach den Ladegerätestecker trennen.

14.2. Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert das Ladegerät?

Bei niedriger Batteriespannung des Elektromobils ist der Ladestrom von dem Ladegerät dementsprechend hoch. Sobald sich die Batteriespannung der Vollladung nähert, wird die Ladestromzufuhr von dem Ladegerät niedriger. Bei Vollladung liegt die Stromzufuhr bei Null Ampere. Folglich kann das angeschlossene Ladegerät die Stromzufuhr aufrechterhalten, ohne dabei die Batterien zu überladen. Wir empfehlen, die Batterien nicht länger als 24 Stunden hintereinander aufzuladen.

Darf ich ein anderes Ladegerät benutzen?

Die Ladegeräte werden exakt auf ihre speziellen Anwendungen ausgesucht und auf den Typ, Größe und die chemische Zusammensetzung der entsprechenden Batterie abgestimmt. Für das sicherste und effizienteste Aufladen Ihrer Elektromobil-Batterien empfehlen wir ausschließlich das mitgelieferte Original-Ladegerät von TRENDMOBIL. Jegliche Methode, die Batterie mit anderen Geräten aufzuladen, ist ausdrücklich verboten.

Warum laden die Elektromobilbatterien nicht auf?

- Vergewissern Sie sich, dass die roten (+) und schwarzen (-) Batteriekabel ordnungsgemäß an den Batteriepolen befestigt sind.
- Kontrollieren Sie, ob die Batteriekabel richtig angeschlossen sind.
- Achten Sie darauf, dass beide Enden des Ladegerätkabels richtig eingesteckt sind.

Wie oft muss ich die Batterien aufladen?

Um entscheiden zu können, wie oft Sie die Elektromobilbatterien aufladen müssen, sollten Sie zwei Hauptfaktoren berücksichtigen:

- Tägliche, ganztägige Verwendung Ihres Elektromobils.
- Seltene oder sporadische Verwendung Ihres Elektromobils.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann man entscheiden, wie oft und wie lange die Batterien aufgeladen werden müssen. Das externe Batterieladegerät ist so konzipiert, dass eine Überladung der Batterien verhindert wird. Dennoch können Probleme auftauchen, wenn Sie die Batterien selten oder unregelmäßig aufladen. Um für ein gefahrloses und zuverlässiges Betreiben und Aufladen der Batterien zu sorgen, folgen Sie den nachstehend erwähnten Richtlinien:

- Bei täglicher Verwendung Ihres Elektromobils laden Sie die Batterien gleich nach Beendigung des Tagesbetriebs nach. Ihr Elektromobil ist damit am nächsten Tag sofort wieder einsatzbereit. Nach täglicher Verwendung empfehlen wir eine Aufladung der Batterien für 8 bis 14 Stunden.
- Bei seltener Verwendung Ihres Elektromobils (einmal pro Woche oder seltener), laden Sie die Batterien mindestens einmal pro Woche für 12 bis 14 Stunden nach.
- Halten Sie die Batterien des Elektromobils stets in voll aufgeladenem Zustand. Vermeiden Sie eine vollkommene Entladung Ihrer Elektromobilbatterien.

Wie Sorge ich für eine lange Lebensdauer der Batterien?

Voll aufgeladene zyklenfeste Batterien erbringen eine zuverlässige Leistung und haben ein langes Betriebsleben. Achten Sie darauf, dass die Batterien möglichst immer voll aufgeladen sind. Entladene, unregelmäßig aufgeladene oder unvollständig aufgeladene und dann eingelagerte Batterien können dauerhaft beschädigt werden, so dass es zu einer unzuverlässigen Leistung und einem begrenzten Betriebsleben kommen kann.

Wie kann ich mit einer Batterieladung die maximale Reichweite erreichen?

Sie werden selten ideale Fahrverhältnisse erleben, wie z.B. glatte, ebene, feste Oberflächen ohne Wind und Kurven. Sie werden oft mit Steigungen, Spalten im Fußweg, unebenen und weichen Oberflächen, Kurven und Wind konfrontiert werden, welche die Reichweite und Betriebszeit pro Batterieladung beeinflussen können. Zum Erreichen einer maximalen Reichweite pro Batterieladung schlagen wir folgendes vor:

- Vor der Verwendung laden Sie Ihre Elektromobilbatterien voll auf.
- Achten Sie immer auf den korrekten Luftdruck in allen Reifen (wenn Ihr Elektromobil mit Luftbereifung ausgestattet ist).
- Versuchen Sie beim Planen Ihrer Fahrstrecke, Steigungen, sowie beschädigte oder weiche Oberflächen zu vermeiden.
- Nehmen Sie kein unnötiges Gepäck mit.
- Versuchen Sie, während der Fahrt ein gleichmäßiges Tempo zu halten.
- Stop-and-go Fahren vermeiden.

Welche Art von Batterien soll ich verwenden?

Wir empfehlen verschlossene und wartungsfreie zyklenfeste Batterien. Verschlossene AGM und Gel-Zelle Batterien sind zyklenfeste Batterien, die eine ähnliche Betriebsleistung aufweisen. Verwenden Sie nie Nasszellenbatterien, die abnehmbare Kappen haben.

15. Reinigung

Sitzpolster: Scheuermittelhaltige oder chemische Reiniger können den Bezug und die Polster beschädigen. Reinigen Sie die Sitzfläche sowie Rücken- und Armlehnen deshalb nur mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge. Natürliche Hautfette und Haaröle können mit der Zeit zu Flecken und Verfärbungen des Bezugsmaterials führen. Auch eine längere Einwirkung von UV-Strahlen, z.B. intensives Sonnenlicht, setzt die Lebensdauer des Bezugsmaterials herab.

Karosserie: Die lackierte Karosserie kann leicht mit sauberem Seifenwasser gewaschen werden. Ein Autoschampoo ist ebenfalls sehr gut geeignet. Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel oder scharfen Reiniger, da diese den Lack zerkratzen und ausbleichen. Waschen Sie Reste von Auftausalzen möglichst sofort ab, da Salz sehr korrosiv auf Metallteile wirkt. Räder und Felgen können mit einer Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden).

Hinweis: Verwenden Sie bei der Fahrzeugwäsche keinesfalls einen Hochdruckreiniger. Dabei kann Wasser in die Elektronik des Elektromobils gelangen und zu erheblichen Schäden führen.

16. Desinfektion

Zur Desinfektion verwenden Sie ein zugelassenes Flächendesinfektionsmittel. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass das Desinfektionsmittel sicher für den Gebrauch an Ihrem Produkt ist. Eine Liste zugelassener Desinfektionsmittel finden Sie unter www.rki.de.

17. Technische Daten

Elektromobil	NEO
Max. Belastbarkeit (kg)	130
Sitzbreite (cm)	47
Sitztiefe (cm)	44
Sitzhöhe (cm)	43/ 45,5/ 48 cm einstellbar
Rückenlehnenhöhe (cm)	46
Armlehnenhöhe (cm)	23,5 (ab Sitzfläche)
Gesamtbreite (cm)	60
Gesamtlänge (cm)	119
Gesamthöhe (cm)	90 - 95 (je nach Sitzhöhe)
Bodenfreiheit (cm)	9,3
Gewicht	58 kg
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	6
Motorleistung (Watt/ R.P.M.)	270/4700
Reichweite (km)	bis zu 20
Steigfähigkeit (%)	14
Bremsen	Automatische Magnetbremse , gemäß StVZO
Beleuchtung	Vorne
Ladegerät	Output: 24 V; 2,0 A
Batterie (wartungsfrei)	2x 12 V; 20 Ah
Sitz- und Rückenpolster	Kunstleder Bezug mit Schaumpolster
Armlehnenpolster	PU-Schaum
Rahmen	Stahlrahmen (pulverbeschichtet) mit Anbauteilen aus Kunststoff
Farbe	blau

18. Garantie

ZWEIJÄHRIGE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Strukturelle Rahmenkomponenten, einschließlich: Plattform, Gabel, Sitzstütze und Rahmenverschweißungen.

Antriebsstrang, einschließlich: Differential, Motor und Bremse.

Für Ihr TM-Elektromobil gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige vollständige Garantie auf Herstellungs- oder Materialfehler. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte nicht ein, sondern gilt zusätzlich zu diesen.

Alle elektronischen Komponenten einschließlich Steuerungen und Batterieladegeräte verfügen über eine 2-jährige Garantie. Reparatur- oder Wartungsarbeiten an der Steuerung oder dem Batterieladegerät dürfen nur von Ihrem TM-Vertragshändler durchgeführt werden. Jeglicher Versuch, eine dieser Komponenten zu öffnen, lässt die Garantie der jeweilige Komponente erlöschen.

VON GARANTIELEISTUNGEN AUSGENOMMEN

Diese Garantie gilt nicht für solche Komponenten, die aufgrund normaler Abnutzung gelegentlich ausgewechselt werden müssen (Reifen, Gurte, Lampen, Polster, Kunststoffverkleidungen, Motorbürsten, Sicherungen und Batterien), und deckt weiterhin keine Schäden am Produkt ab, die durch missbräuchliche Verwendung oder Unfälle, für die TM oder seine Vertreter nicht verantwortlich gemacht werden können, entstehen. Diese Garantie deckt keine Arbeitsleistung oder Serviceeinsätze ab.

BATTERIEN

Für die Batterien gilt eine 6-monatige Garantie des Originalherstellers.

Nicht abgedeckt ist eine allmähliche Leistungsver schlechterung wegen Lagerung in entladene m Zustand, längerfristiger Kälte oder Verschleiß durch intensive Nutzung.

SERVICE- UND GARANTIELEISTUNGEN

Garantieleistungen können von Ihrem TM-Vertragshändler durchgeführt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem TM-Vertragshändler über die aktuellen Kosten eines Serviceeinsatzes.

AUSTAUSCHGERÄTE

Die Verfügbarkeit von Austauschgeräten liegt im Ermessen des Händlers, nicht des Herstellers. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu Austauschgeräten an Ihren TM-Vertragshändler.

HINWEIS: TRENDMOBIL GmbH stellt im Rahmen von Garantieleistungen lediglich die Komponenten bereit. Ihr TM-Händler ist für die Bereitstellung der Arbeitsleistung und Service verantwortlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem TM-Händler über diese Serviceleistungen und mögliche Gebühren.

19. Wartung

Allgemein: Ihr Elektromobil bereitet Ihnen viel Freude und gewährleistet Ihre Mobilität auch im öffentlichen Straßenverkehr. Damit das so bleibt und Sie immer sicher unterwegs sind, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten und befolgen. Sie erkennen dadurch frühzeitig Verschleiß und etwaige Defekte, die bei einer täglichen Nutzung Ihres Elektromobils auftreten können. Für eine gründliche Wartung sollten Sie Ihr Elektromobil einmal im Jahr von einem Fachhändler überprüfen lassen.

Elektronik: Die Steuerelektronik des Elektromobils und das Ladegerät sind wartungsfrei. Diese Baugruppen sind versiegelt und dürfen nur von autorisierten Fachpersonal geöffnet werden. Wenden Sie sich bei Elektronikproblemen an Ihren Fachhändler. Schützen Sie Ihr Elektromobil vor extremen Wetterbedingungen, wie z.B. schwerem Regen oder Sturm. Decken Sie das Fahrzeug regensicher ab, wenn es für längere Zeit unbeaufsichtigt der Witterung ausgesetzt ist. Fahren Sie mit Ihrem Elektromobil nicht durch tiefe Pfützen oder Wasserläufe, da dabei Spritzwasser in die elektronische Geschwindigkeitsregelung eindringen kann. Entfernen Sie Reste von Auftausalzen oder Meerwasser sofort, um eine Beschädigung der Elektronik durch Korrosion zu vermeiden.

Motor: Der Motor ist mit langlebigen Kohlebürsten ausgestattet. Diese Kohlebürsten sollten regelmäßig alle 12 Monate auf Abrieb und Verschleiß kontrolliert werden. Wird dabei eine Restlänge von weniger als 5 Millimeter festgestellt, sollten die Bürsten ausgetauscht werden. Wenn Sie mit Ihrem Elektromobil täglich lange Strecken fahren, empfiehlt sich ein kürzeres Kontrollintervall.

Getriebe: Die Getriebeeinheit ist bereits werkseitig mit einem Schmiermittel gefüllt und benötigt unter normalen Betriebsbedingungen keine weitere Wartung. Füllen Sie auf keinen Fall weiteres Schmiermittel oder Öl ein, da hierdurch die Originalfüllung verunreinigt wird und es zu Beschädigungen kommen kann.

Elektromagnetische Bremse: Das Elektromobil darf sich bei ausgeschalteter und eingeschalteter Stromzufuhr nicht schieben lassen, außer wenn der Freilauf eingelegt ist. Beachten Sie hierzu die Beschreibung des Freilaufs auf Seite 13. Wenn sich das Elektromobil trotzdem bewegen lässt, ist die elektromagnetische Bremse defekt und ein sicherer Betrieb des Fahrzeugs nicht gewährleistet. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler. Fahren Sie niemals mit defekter Bremse.

Sicherheitshinweis: Testen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit vor jedem Fahrtritt die korrekte Funktion des Bremssystems. Die elektromagnetische Bremse prüfen Sie wie folgt:
Wenn Sie während der Fahrt den Fahrhebel des Elektromobils abrupt loslassen, muss das Elektromobil relativ stark bis zum Stillstand abbremsen. Sollte dies nicht der Fall sein oder Sie eine andere Auffälligkeit am Bremsverhalten feststellen, so brechen Sie die Fahrt bitte sofort ab und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.



Leben in Bewegung



TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

D-33106 Paderborn

Tel. +49 (0) 5254/9479-0

Fax. +49 (0) 5254/94 79-499

info@trendmobil.com

www.trendmobil.com