



REHASENSE

EXPLORER

Outdoor Rollator

User's manual
Bedienungsanleitung



2.24-0.1
3.224-0.01
3.2241-0.001
ANG. 1-0.5

***more than mobility
mehr als Mobilität***

1 General Information

Dear Customer,

This user manual contains a description of the medical device and important guidelines to ensure correct and safe use of the product. It is important to read this manual carefully prior to use. It is especially important to read the safety requirements and follow these.

REHASENSE continuously develops its products and reserves the right to change the specifications and functions of products without notice.

If you have any queries please contact your dealer or **Rehasense** directly. Contact information is located on the last page of this manual.

2 Intended usage, Indications & Contra indications

Intended usage: The rollator has been designed as a tool to assist walking for people who have mobility problems, for example with standing, walking or sitting independently. Thanks to rollator these people can stand, walk and rest easily and they can fulfil most of their daily tasks and routines without assistance from others. Any other usage is prohibited.

Indications: The device is specifically designed for individuals who, due to a wide variety of possible health problems, require additional stable support during walking.

Contraindications: The device must not be used by users who have serious problems with body balance or who's muscle strength is too low to be able to stand and walk, even with the extra support of a rollator. The need and possibility of usage of a rollator by the user should always be assessed and indicated by a doctor or physiotherapist.

3 Delivery & general product description

The rollators are supplied in boxes and come folded, for easier transportation.

The contents are:

- 1 complete, folded rollator
- 1 user's manual

The **Explorer** is a four wheel, light weight rollator with a cross foldable frame. The product is made of aluminium, so it is light and easy to store or transport. The rollator offers great manoeuvrability, stability and its push handles are height adjustable for a good user fit. The product consists of a powder coated foldable structure frame made of aluminum round tubing and a foldable cross. It is also equipped with a fabric seat and a shopping bag which allows the user to rest and to carry small items.

4 Security requirements

Make sure that this users manual is read by all people who use the device. The manufacturer does not take any responsibility for damages and/or injuries caused by the fact that the user's manual has not been followed.




Limitations for usage

- The device must not be loaded with more than 200 kg.
- The device's bag has a load limitation of 5 kg.
- The device is devised to be used indoor and/or outdoor on flat surfaces.
- The device is not intended to be self-propelled while seated
- The brakes **MUST** be in the locked position **BEFORE** using the seat.




Avoiding accidents

- Use the device only for the purpose it is intended for.
- Use the device only in good technical condition.
- Avoid making constructive changes to the device, unless you have the manufacturer's written acceptance for such modifications.
- During different adjustments which are possible on the device, the user must take care not to trap their fingers or other body parts between two moving elements of the device
- The device must only be used on a stable surface.
- All wheels MUST be in contact with the floor at ALL TIMES during use. This will ensure the rollator is properly balanced and should avoid accidents.
- When using the rollator in a stationary position the hand brakes MUST be locked.

 <p>Mind Your Fingers</p>	<p>Be careful when you see this symbol on the device. Fingers or other body parts of a user and/or assistant can be trapped between the device's parts during folding, unfolding or adjusting of the device. Be extremely careful when adjusting the device. Observe the dimensions of gaps between the device's elements to avoid trapping your fingers or other body parts.</p>
--	---

Product details



5 Usage

Looking at the picture above the device should be prepared for use in an instinctive way. However we recommend you follow the steps below:

Initial Check

- In the first instance take the device out of the box and check (using the picture above) that nothing is missing. If you discover at this stage that some part is missing or damaged do not continue to assemble the product. Contact your supplier of the product right away.

Opening of the rollator

- Push the red button which is locking the seating tubes
- Hold both seat tubes and simultaneously push them down until you hear a “click” sound of the locking mechanism of the frame. Try to pull the seat tubes back up to fold the frame. If this is impossible to do the frame is opened and secured correctly. See the OPEN position in the picture above.



- *After unfolding or assembling the rollator always ensure that the seat support is securely locked by the pulling strip mechanism for securing the lock and that the frame does not move anymore.*
- *Always ensure that both push handle tubes are securely locked in the main support tube with the two wing knobs to prevent the accidental sliding in of the push handle tubes when forced.*
- *Always test to see that accessories are properly and safely locked in place BEFORE using.*
- *Failure to follow these warnings can result in personal injury.*

Folding

- Lift the pulling strip on the seat up to fold the rollator.
- Fold the rollator until the lock closes.

Adjusting the height of the push handles

- Release the handle locking knob,
- Make adjustments to your desired height.
- Tighten the knob.



- *Both push handles should be adjusted to the same height.*
- *The correctly adjusted handles should be to the height of the user's hips.*
- *Never leave the device without the breaks on.*

Using the hand brakes

- TO STOP THE ROLLATOR simply pull the brake handles up towards the hand grips.
- TO REMAIN STATIONARY hold the brake handles in the “UP” position.
- TO START MOVING release the brake handles. They will drop down automatically and the brakes will be released.



- *You should always engage the breaks when you don't plan to move the device.*
- *Never leave the device without the breaks engaged when there is someone sitting in it!*
- *Never leave the device on slopes without the breaks engaged!*
- *Never sit too much to the rear. Do not sit (partly) above the shopping bag.*
- *Always sit straight up when seated on the rollator with your forearms or hands lightly resting on the push handles.*
- *Never lean backwards when seated on the rollator*

Locking/Unlocking the hand brakes

- To lock the brakes push the brake handles down until you can hear the “click” sound.
- To unlock the brakes pull the brake handles up until you feel them loosen.



- *When using the rollator in a stationary position, the hand brakes MUST always be locked.*

6 Cleaning

General:

- Clean the device regularly and keep it clean.
- Lighter dirt and dust can be removed with a wet cloth.
- Larger parts of dirt can be removed with a non-corroding, mild washing agent and warm water.
- Do not use harsh abrasives or bleach based cleaners, as this may cause damage or discolouration.
- Dry parts with a soft cloth.

Wheels:

- Clean wheels with warm water and a mild cleanser. Dry with a clean rag.
- Lubricate with multi-purpose oil periodically or if wheels begin to squeak.

7 Label

The product label is placed on one of the bottom tubes of the main frame. It includes important information about the product: name, serial number, production date, item number, max user's weight, shopping bag's max load, product width, size and manufacturer's data. The label should be never removed from the device.

8 Technical data

EXPLORER outdoor rollator		
Size	Medium	Large
Max. load	200 kg	
Max. load of the bag	5 kg	
Total weight without shopping bag	9 kg	9,2 kg
Shopping bag	0,4 kg	
Length	77 cm	
Total height folded (lowest)	84 cm	91 cm
Width opened	69 cm	
Width folded	25 cm	
Seat Width	53 cm	
Height of hand grips (adjustable)	78 – 90 cm	91 – 112 cm
Height of seat	53 cm	62 cm
Brakes	2 x maneuver brakes with parking function	
Wheels (diameter x width) Black SOFT PU tyre	Front: 28,5 x 4,4 cm Rear: 23,5 x 4,4 cm	

9 Transport description

The rollator is an easily foldable product, convenient for transportation. If it is necessary to transport it we recommend to fold it as stated in the description above. The rollator should be transported in a way that it is stable and there is no risk of sudden and dangerous movements of the transported device.

10 Maintenance

- Ensure that every part of the rollator is secure at ALL times.
- Check all screws for tightness. If not, tighten if necessary.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.

11 Reuse

The walker is suitable for re-use. Before passing on to another user it must be subject to an inspection by the specialist dealer.

The following points have to be checked:

- Visual inspection of the frame
- Secure seating of nuts and bolts
- Condition of the plastic elements
- Condition of wheels and ball bearings
- Effectiveness and condition of the brakes

When one of the parts is damaged or broken it must be replaced by a new. It is recommended to replace the wheels whenever a change. All loose bolts and nuts must be tightened.

The product must be thoroughly cleaned and disinfected prior to reuse.

WARNING! It is forbidden to re-use the rollator when the frame is bent or broken.

The instruction manual must accompany the rollator with every change.

12 How to dispose the product

The device should not be disposed with normal garbage. It should be delivered to the disposal station for re-use or recycling.

13 Warranty

The manufacturer offers a 2 year guarantee for errors in production. The guarantee is not valid by mis-intended use of the product.

In case of technical problems please contact your dealer. You can also contact Rehasense® directly.

Dealer

Rehasense® Europe

Manufacturer

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Benelux

Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Nederland

Rehasense Deutschland

Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

www.rehasense.com

info@rehasense.com

14 Allgemeine Informationen

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde

Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung eines Medizingeräts und wichtige Hinweise für eine korrekte und sichere Verwendung des Produktes. Vor dem Gebrauch möchten wir Sie bitten, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Es ist besonders wichtig, die Sicherheitsvorschriften zu lesen und diese auch zu befolgen.

REHASENSE entwickelt kontinuierlich die eigenen Produkte weiter und behält sich das Recht vor, technische Daten und die Funktionsweise der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an **Rehasense**. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

15 Bestimmungsgemäße Verwendung, Indikationen und Kontraindikationen

Bestimmungsgemäße Verwendung: Der Rollator ist als Werkzeug konzipiert worden, um das Gehen von Menschen mit Mobilitätsproblemen, beispielsweise beim Stehen, Gehen oder bei eigenständigem Sitzen zu unterstützen. Mit dem Rollator können Menschen stehen, gehen und sich ausruhen sowie die meisten ihrer täglichen Aufgaben und Abläufe ohne die Hilfe von anderen Personen ausführen. Jedwede andere Verwendung ist untersagt.

Indikationen: Dieses Gerät ist speziell für Personen vorgesehen, die aufgrund einer Vielzahl von möglichen Gesundheitsproblemen eine zusätzliche stabile Unterstützung beim Gehen benötigen.

Kontraindikationen: Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die ernsthafte Probleme mit der Körperbalance haben oder deren Muskelkraft zu gering ist, um alleine zu stehen und zu gehen, auch dann, wenn sie den Rollator als zusätzliche Unterstützung verwenden. Die Notwendigkeit und Möglichkeit der Nutzung eines Rollators durch den Benutzer sollte immer von einem Arzt oder Physiotherapeuten beurteilt und empfohlen werden.

16 Lieferung und allgemeine Produktbeschreibung

Die Rollatoren werden in Kisten geliefert und sind für einfacheren Transport zusammengeklappt.

Die Verpackung setzt sich zusammen aus:

- 1 kompletter gefalteter Rollator
- 1 Bedienungsanleitung

Explorer ist ein Leichtgewicht-Rollator mit vier Rädern und einem überkreuzt zusammenklappbaren Rahmen. Das Produkt ist aus Aluminium gefertigt, wodurch es sich leicht und einfach lagern oder transportieren lässt. Der Rollator bietet enorme Wendigkeit, Stabilität und seine Schiebegriffe sind höhenverstellbar, damit der Benutzer sie nach Wunsch einstellen kann. Das Produkt besteht aus einem pulverbeschichteten faltbaren Rahmen aus Aluminiumrundrohr und einem faltbaren Kreuz. Dieser ist auch mit einem Stoffsitz und einer Einkaufstasche ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglichen, sich auszuruhen und kleine Gegenstände zu tragen.

17 Sicherheitsanforderungen

Stellen Sie sicher, dass diese Bedienungsanleitung von allen Personen gelesen wird, die dieses Gerät benutzen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden und/oder Verletzungen, die dadurch entstanden sind, weil die Bedienungsanleitung nicht gelesen wurde.




Gebrauchseinschränkungen

- Das Gerät darf nicht mit mehr als 200 kg belastet werden.
- Die Tasche am Gerät hat eine Lastbegrenzung von 5 kg.
- Das Gerät wurde für den Einsatz im Innen- und/oder Außenbereich auf ebenen Flächen konzipiert.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit Selbstantrieb im Sitzen betrieben zu werden.
- Die Bremsen MÜSSEN sich in der Verriegelungsposition VOR dem Gebrauch des Sitzes befinden.




Vermeidung von Unfällen

- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Vermeiden Sie konstruktive Änderungen am Gerät, es sei denn, dass Sie eine schriftliche Zustimmung des Herstellers für derartige Umbauten erhalten haben.
- Während der Vornahme diverser Einstellungen, die auf diesem Gerät möglich ist, hat der Benutzer auf die Klemmgefahr der Finger oder anderer Körperteile zwischen den beiden beweglichen Elementen des Geräts zu achten.
- Das Gerät darf nur auf stabilem Untergrund verwendet werden.
- Alle Räder MÜSSEN ZU JEDEM ZEITPUNKT während des Gebrauchs Kontakt mit dem Boden haben. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rollator richtig ausbalanciert ist und Unfälle vermieden werden können.
- Beim Gebrauch des Rollators in einer stationären Position MÜSSEN die Handbremsen verriegelt sein.



Mind Your Fingers

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Symbol auf dem Produkt sehen. Finger oder andere Körperteile des Benutzers und/oder eines Helfers können während des Zusammen- und Auseinanderklappens oder der Einstellung des Gerätes zwischen den Teilen des Geräts eingeklemmt werden. Seien Sie bei der Einstellung des Geräts besonders vorsichtig. Beachten Sie die Maße der Zwischenräume zwischen den Elementen des Geräts um das Einklemmen der Finger oder anderer Körperteile zu vermeiden.



18 Gebrauch

Beim Blick auf die vorstehende Abbildung sollte sich das Gerät instinktiv zusammenbauen lassen. Allerdings möchten wir Ihnen empfehlen, folgende Schritte zu beachten:

Erstsichtung

- Zunächst nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie (mit Hilfe der obigen Abbildung), ob nichts fehlt. Wenn Sie in dieser Phase entdecken, dass ein Teil fehlt oder beschädigt ist, dann bauen Sie den Rollator nicht zusammen. Kontaktieren Sie sofort den Lieferanten Ihres Produktes.

Öffnen des Rollators

- Drücken Sie die rote Taste, die die Sitzrohre verriegelt.
- Halten Sie beide Sitzrohre und schieben Sie diese gleichzeitig nach unten, bis Sie ein Klick-Geräusch des Verriegelungsmechanismus des Rahmens hören. Versuchen Sie, die Sitzrohre wieder nach oben zu ziehen, um den Rahmen zu falten. Ist dies nicht möglich, so ist der Rahmen geöffnet und richtig gesichert. Schauen Sie sich die OFFENE Position in der obigen Abbildung an.



- Nach dem Auseinanderfalten oder Montieren des Rollators achten Sie immer darauf, dass der Sitzträger vom Ziehstreifenmechanismus zur Sicherung der Verriegelung sicher verriegelt ist und dass sich der Rahmen nicht mehr bewegen lässt.
- Stellen Sie immer sicher, dass die beiden Schiebegriffrohre am Hauptträgerrohr mit den beiden Flügelknöpfen sicher verriegelt sind, um ein versehentliches Einschieben der Schiebegriffrohre durch Pressen zu verhindern.
- Überprüfen Sie VOR dem Gebrauch immer, dass die Zubehörteile ordnungsgemäß und sicher an Ort und Stelle verriegelt sind.
- Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Verletzungen nach sich ziehen.

Zusammenfallen

- Heben Sie den Ziehstreifen am Sitz, um den Rollator zu falten.
- Falten Sie den Rollator, bis die Sperre einrastet.

Einstellung der Höhe der Schiebegriffe

- Lassen Sie den Verriegelungsknopf des Griffes los.
- Stellen Sie Ihre gewünschte Höhe ein.
- Ziehen Sie den Einstellknopf fest.



- *Beide Schiebegriffe sollten auf der gleichen Höhe eingestellt sein.*
- *Die korrekt eingestellten Griffe sollten bis zur Höhe der Hüfte des Benutzers reichen.*
- *Benutzen Sie das Gerät niemals mit betätigten Bremsen.*

Gebrauch der Handbremsen

- UM DEN ROLLATOR ANZUHALTEN, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben in Richtung der Handgriffe.
- UM STEHEN ZU BLEIBEN, halten Sie die Bremsgriffe in der oberen Position.
- UM SICH ZU BEWEGEN, lassen Sie die Bremsgriffe los. Sie werden automatisch zurückfallen und die Bremse wird gelöst.



- *Sie sollten die Bremse immer betätigen, wenn Sie das Gerät nicht bewegen wollen.*
- *Verlassen Sie das Gerät niemals ohne betätigte Bremse, wenn jemand auf dem Rollator sitzt!*
- *Verlassen Sie das Gerät bei Gefälle niemals ohne betätigte Bremse!*
- *Setzen Sie sich niemals zu sehr nach hinten. Sitzen Sie nicht (wenn auch nur teilweise) über der Einkaufstasche.*
- *Sitzen Sie immer gerade am Rollator, wobei Ihre Unterarme und Hände leicht auf den Schiebegriffen ruhen sollten.*
- *Lehnen Sie sich niemals nach hinten, wenn Sie auf dem Rollator sitzen.*

Ver- / Entriegelung der Handbremse

- Um die Bremse zu verriegeln, drücken Sie die Bremsgriffe nach unten, bis ein Klick-Geräusch zu hören ist.
- Um die Bremse zu entriegeln, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben, bis sie gelöst sind.



- *Beim Gebrauch des Rollators in einer stationären Position MUSS die Handbremsen immer verriegelt sein.*

19 Reinigung

Allgemeine Informationen:

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und halten Sie es sauber.
- Leichter Schmutz und Staub lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Größere Schmutzteile können mit einem korrosionsfreien milden Waschmittel und warmem Wasser entfernt werden.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel auf Basis von Scheuer- oder Bleichmitteln, da dies zu Schäden oder Verfärbungen führen kann.
- Trocknen Sie die Teile mit weichem Tuch ab.

Räder:

- Reinigen Sie die Räder mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Räder mit sauberem Lappen ab.
- Schmieren Sie die Räder mit Mehrzwecköl in regelmäßigen Abständen oder wenn diese zu quietschen beginnen.

20 Produktetikett

Das Produktetikett ist auf einem der unteren Rohre des Hauptrahmens platziert. Es beinhaltet wichtige Informationen über das Produkt: Bezeichnung, Seriennummer, Produktionsdatum, Artikelnummer, maximales Nutzergewicht, maximale Belastung der Einkaufstasche, Produktbreite, Maße und Herstellerangaben. Das Produktetikett darf niemals vom Gerät entfernt werden.

21 Technische Daten

EXPLORER Outdoor Rollator		
Größe	Medium	Large
Maximale Belastbarkeit	200 kg	
Maximale Belastbarkeit der Tasche	5 kg	
Gesamtgewicht ohne Einkaufstasche	9 kg	9,2 kg
Einkaufstasche	0,4 kg	
Gesamtlänge	77 cm	
Gesamthöhe im gefalteten Zustand	84 cm	91 cm
Breite im ausgeklappten Zustand	69 cm	
Breite im gefalteten Zustand	25 cm	
Sitzbreite	53 cm	
Höhe der Handgriffe (verstellbar)	78 – 90 cm	91 – 112 cm
Sitzhöhe [mm]	53 cm	62 cm
Bremsen	2 x Manöverbremsen mit Stillstandfunktion	
Räder (Durchmesser x Breite); Schwarz PU, weich	Vorne: 28,5 x 4,4 cm Hinten: 23,5 x 4,4 cm	

22 Transporthinweise

Der Rollator ist ein leicht faltbares Produkt, welches sich bequem transportieren lässt. Wenn es notwendig ist, das Gerät zu transportieren, empfiehlt es sich, es zu falten, wie oben in der Beschreibung angegeben. Der Rollator sollte in stabiler Position transportiert werden und es ist sicherzustellen, dass es keine Gefahr von plötzlichen und gefährlichen Bewegungen des zu transportierenden Geräts gibt.

23 Instandhaltung

- Stellen Sie sicher, dass jedes Teil des Rollators ZU JEDEM ZEITPUNKT sicher ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben angezogen sind. Wenn nicht, ziehen Sie diese bei Bedarf fest.
- Ersetzen Sie umgehend sämtliche defekte, beschädigte oder verschlissene Teile.

24 Benutzerwechsel

Der Rollator ist für den Benutzerwechsel geeignet. Vor der Weitergabe des Geräts an einen anderen Benutzer muss es einer Prüfung durch einen Fachhändler unterzogen werden.

Folgendes ist zu überprüfen:

- Sichtprüfung des Rahmens
- Sicherer Sitz der Schrauben und Muttern
- Zustand der Kunststoffteile
- Zustand der Räder und der Kugellager
- Funktionsfähigkeit und Zustand der Bremsen

Wenn eines der Teile beschädigt oder defekt ist, so muss es durch ein neues Teil ersetzt werden. Es wird empfohlen, die Räder bei jedem Benutzerwechsel zu ersetzen. Alle losen Schrauben und Muttern sind festzuziehen.

Vor der Wiederverwendung muss das Produkt gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

WARNHINWEIS! Es ist untersagt, den Rollator wiederzuverwenden, wenn der Rahmen verbogen oder gebrochen ist.

Die Bedienungsanleitung hat den Rollator bei jedem Benutzerwechsel zu begleiten.

25 Entsorgung des Produkts

Das Gerät darf nicht mit normalem Müll entsorgt werden. Es sollte bei einer Mülldeponie zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung abgegeben werden.

26 Garantie

Der Hersteller bietet eine Garantie von 2 Jahren auf Fehler in der Produktion. Die Garantie gilt nicht bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Sie können Rehasense® auch direkt kontaktieren.

Fachhändler

Rehasense® Europe

Hersteller

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Polen

Rehasense Benelux

Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Niederlande

Rehasense Deutschland

Briener Straße 25
47533 Kleve
Deutschland

www.rehasense.com

info@rehasense.com