

ROLLATOR SPRING

Leichtgewicht Rollator

HMV-Nr.: 10.50.04.1XXX



Ein Rollator muss sicher und bequem sein. Der neue Leichtgewicht Rollator Spring von **BescoMed®** vermittelt nicht nur Sicherheit und Bequemlichkeit, er bietet darüber hinaus durch seine äußere Gestaltung, seine Anwendungsmöglichkeiten und durch die Auswahl der verwendeten Materialien eine Reihe zusätzlicher Nutzen für in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen.

Dieser moderne Aluminium Rollator Spring ist für den Innen- und Außenbereich einsetzbar und durch seinen Faltmechanismus mit einem Griffband an der gepolsterten Sitzfläche äußerst leicht zusammenzufalten. Der Rollator ist ausgestattet mit einem breiten abnehmbaren und ebenfalls gepolsterten Rückengurt für bequemes Sitzen und Ausruhen, einem großen, leicht abnehmbaren Netzkorb mit zeitgemäßem Klettverschluss und stabilem Boden, mit dem Sie die üblichen Einkäufe spielend verstauen können. Ebenso ist ein Stockhalter im Lieferumfang enthalten.

Der Platzbedarf des Spring in zusammengefaltetem Zustand ist sehr gering, sodass er leicht in den Kofferraum eines PKW passt, aber auch in der Wohnung schnell in einer Nische Platz findet, wenn er nicht gebraucht wird.

Die großen 25 cm Lenkräder in moderner Ausführung und Optik geben Ihnen ein sehr angenehmes Lenk- und Fahrgefühl, das durch **die beiden justierbaren Spiralfedern in Verbindung mit den Schwinggabeln** noch erheblich verbessert wird. Ihrem Komfort dienen auch die beiden ergonomisch geformten Schiebegriffe. Hindernisse am Boden lassen sich leichter überwinden durch die bodennah montierte und wegklappbare Ankipphilfe am Rahmen, die auch für gangunsichere Patienten geeignet ist. Die Reflektoren Ihres Rollators hinten und vorne geben Ihnen zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr.


Der Spring ist lieferbar in 3 Größen mit höhenverstellbaren Schiebegriffen. Die maximale Belastung beträgt 136 kg.

Gerne stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.

Fragen Sie uns! Wir helfen.

Stand 06/2014

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.



Technische Daten


HMV-Nr.: 10.50.04.1XXX

	Small	Medium	Large
Abmessungen und Gewichte			
Sitzbreite	46 cm		
Sitzhöhe	52 cm	56 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	80-90 cm	90-102 cm	93-106 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten	5-fach		
Leergewicht (ohne Zubehör)	8,2 kg	8,3 kg	8,4 kg
Maximale Belastung	136 kg		
Faltmaß (cm)	70x24x82	70x24x90	70x24x93

Reifen	
Räder vorne	245 x 40 (mm)
Räder hinten	200 x 40 (mm)

Ausstattung	
Netztasche	Rückengurt
Stockhalter	Schiebegriffe höhenverstellbar
Feststellbremse	Gebrauchsanweisung

Farben		
Graphitgrau	Bordeauxrot	Perlmutterweiß



Stand 06/2014

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Bestellung

Kundennummer

Ansprechperson

Kommission

Tel./Fax/eMail

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift (falls abweichend)

Straße u. Hausnummer

Straße u. Hausnummer

Adresszusatz

Adresszusatz

PLZ u. Ort

PLZ u. Ort

Grundausrüstung

HMV-Nr.: 10.50.04.1XXX:

**Gebrauchsfertiger Leichtgewichtrollator
bis 136 kg Benutzerlast mit:**

- Räder 10" und 8" (pannensicher)
- Federung
- Schiebegriffe 5-fach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Feststellbremse



Spring Small

Sitzhöhe: 52 cm

Griffhöhe: 80 - 90 (cm)

Grundpreis:

€ 339,00

Farbe perlmuttweiß _____ Stk.

Farbe bordeauxrot _____ Stk.

Farbe graphitgrau _____ Stk.

Spring Medium

Sitzhöhe: 56 cm

Griffhöhe: 90 - 102 (cm)

Grundpreis:

€ 339,00

Farbe perlmuttweiß _____ Stk.

Farbe bordeauxrot _____ Stk.

Farbe graphitgrau _____ Stk.

Spring Large

Sitzhöhe: 60 cm

Griffhöhe: 93 - 106 (cm)

Grundpreis:

€ 339,00

Farbe perlmuttweiß _____ Stk.

Farbe bordeauxrot _____ Stk.

Farbe graphitgrau _____ Stk.

Zubehör

__ Stück Schirm mit Montagesatz „Spring“ (schwarz)

__ Stück Dosenhalter mit Montagesatz „Spring“

__ Stück zusätzlicher Stockhalter „Spring“

__ Stück Stockhalteroberteil „Klick“

Zubehör ist nicht am Rollator montiert.

Stand 08/2014

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt.
Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen
behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datum, Stempel, Unterschrift: