

STRONGBACK

Leichtgewicht-Faltrollstuhl

Der **STRONGBACK** ist der erste Leichtgewicht-Faltrollstuhl, der wirkungsvoll Rücksicht auf den Rücken seines Nutzers nimmt. Seine einzigartige ergonomische Form fördert einen gesunden aufrechten Sitz – und sorgt für Komfort und Bequemlichkeit vom ersten Moment an. Dabei ist der innovative **STRONGBACK** genauso leicht und einfach zu bedienen wie herkömmliche Rollstühle.

Neben der hervorragenden Ergonomie punktet der **STRONGBACK** auch durch stilvoll geschwungene Formen und die Liebe zum Detail. Sein geringes Gewicht und sein durchdachtes, faltbares Design machen den Transport mit dem Auto zum Kinderspiel.



Der ergonomische Rollstuhl

- Der **STRONGBACK** bildet die Form einer natürlichen, gesunden Lendenwirbelsäule nach und unterstützt sie.
- Durch die Form des **STRONGBACK** wird vermieden, dass der/die Sitzende in sich zusammensackt und die Bandscheibe einem hohen Druck ausgesetzt wird.
- Diese erstklassige Ergonomie bietet konkurrenzlosen Komfort und gesundheitlichen Nutzen.
- Die patentierte **STRONGBACK** Technologie ist die Evolution des herkömmlichen Faltrollstuhls – durch die zusätzliche wirkungsvolle Unterstützung der Sitzhaltung.



Strongback Mobility Europe GmbH

Erkrather Str. 401 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

+49 (0) 211 97633839

info@strongbackmobility.de

www.strongbackmobility.de

Technische Daten

STRONGBACK 22S STRONGBACK 24

Abmessungen und Gewichte			
Modell	STRONGBACK 22S	STRONGBACK 24	STRONGBACK 24
Radgröße	22 Zoll	24 Zoll	24 Zoll
Größe	40 cm	45 cm	50 cm
Sitzbreite	41 cm	45 cm	50 cm
Sitztiefe	40 cm	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	45 cm	50 cm	50 cm
Sitzwinkel	12°	12°	12°
Gesamtbreite ³	62 cm	69 cm	74 cm
Gesamtlänge	101 cm	102 cm	102 cm
Gesamthöhe	89 cm	95 cm	95 cm
Rückenlehnenhöhe	45 cm	45 cm	45 cm
Rückenlehnenwinkel	gekrümmt von -10° bis +20°		
Nettogewicht ¹	6.7 kg	7.2 kg	7.8 kg
Gesamtgewicht ²	11.6 kg ³	12.1 kg ³	12.2 kg ³
Maximale Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg

¹ Nettogewicht ohne Räder, Beinstützen, Kippschutz

² Gesamtgewicht inklusive Räder, ohne Beinstützen und Kippschutz

³ Mit Trommelbremse plus 2 cm für Gesamtbreite und plus 0.9 kg für Nettogewicht und Gesamtgewicht

Grundausrüstung

- Schwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Kleidungsschonende Seitenblenden
- Ergonomisch geformte Komfort-Handgriffe
- Antriebsräder mit Steckachse zum einfachen, schnellen Demontieren
- Abnehmbare Kippschutzräder
- Stufenlose anpassbare Rückenlehne
- Schreibtischoptimierte Armlehnen
- 3-Positionen-Hinterachse (nur bei STRONGBACK 24)
- Einstellbare Beinstütze (optional)
- Hochklappbare Armlehnen (optional)
- Trommelbremsen (optional)

Reisetasche L	
Größe	780 × 310 × 780 mm
Gewicht	3.4 kg
Passend für	STRONGBACK 22S / 24



Strongback Mobility Europe GmbH

Erkrather Str. 401 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

+49 (0) 211 97633839

info@strongbackmobility.de

www.strongbackmobility.de