

## ROLLATOR SPRING XL Der Flexible | HMV-Nr. 10.50.04.1204



Der Rollator Spring XL ist eine Fortentwicklung des bewährten Rollators Spring. Er ist eine logische Ergänzung in unserem Leichtgewichtrollator Programm und deckt die Ansprüche von schweren Menschen mit breiterem Sitzbedarf ab. Alle beim Spring bekannten Vorteile inklusive der Spiralfedern finden sich auch in der Ausführung XL.

Dieser moderne Aluminium Rollator ist für den Innen- und Außenbereich einsetzbar und durch seinen Faltmechanismus mit dem Griffband an der gepolsterten Sitzfläche äußerst leicht zusammenzufalten. Der Rollator ist ausgestattet mit einem breiten abnehmbaren und ebenfalls gepolsterten Rückengurt für bequemes Sitzen und Ausruhen und einer großen, leicht abnehmbaren Netztasche mit Reißverschluss, Reflektoren und stabilem Boden. Ebenso ist ein moderner Stockhalter mit Ober- und Unterteil im Lieferumfang enthalten.

Der Platzbedarf des Spring XL ist in zusammengefaltetem Zustand mit einer Breite von nur 29 cm sehr gering, sodass er leicht in den Kofferraum Ihres PKW passt, aber auch in der Wohnung schnell in einer Nische Platz findet, wenn er nicht gerade gebraucht wird.

Die fast 25 cm großen Lenkräder in moderner Ausführung und Optik mit pannensicherer Bereifung geben Ihnen ein sehr angenehmes Lenk- und Fahrgefühl, das durch die beiden Spiralfedern in Verbindung mit den Schwinggabeln noch erheblich verbessert wird. Ihrem Komfort dienen auch die beiden ergonomisch geformten Schiebegriffe. Hindernisse am Boden lassen sich leichter überwinden durch die bodennah montierten Ankipphilfen am Rahmen, die auch für gangunsichere Patienten geeignet sind. Die Reflektoren Ihres Rollators hinten und vorne geben Ihnen zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr.

Bei diesem Rollator kann bedingt durch die beiden Federelemente nicht das niedere Gewicht im Vordergrund stehen. Als wesentliches Merkmal spielt hier der zusätzliche Dämpfungseffekt eine wichtige Rolle.

Der Spring XL ist lieferbar in einer Sitzbreite von ca. 58 cm, sowie einer Sitzhöhe von 52 cm und 60 cm mit 5-fach verstellbaren Griffen für eine Griffhöhe von ca. 93 bis 104 cm. Die maximale Belastung beträgt 250 kg.

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. **Fragen Sie uns! Wir helfen.**



## Technische Daten HMV-Nr. 10.50.04.1204

Abmessungen und Gewichte	Small	Large
Sitzbreite	58 cm	58 cm
Sitzhöhe	52 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	80-90 cm	93-104 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten	5-fach	5-fach
Gesamtbreite	73,5 cm	73,5 cm
Gesamtlänge	70,5 cm	70,5 cm
Leergewicht	8,3 kg	8,5 kg
Maximale Belastung	240 kg	240 kg
Belastung Netztasche	5 kg	5 kg

Reifen	
Räder vorne	245 x 40 mm
Räder hinten	200 x 40 mm

### Grundausrüstung

- Federung
- Schiebegriffe 5-fach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Feststellbremse
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung

### Zubehör

- Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung
- Getränkehalter
- Namensschild aus Leder und Kunstleder
- Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90 cm)
- LED-Beleuchtung (inkl. 3 x AAA-Batterien)

