



REHASENSE



# EXPLORER

FÜR DEN AUßENEINSATZ

**Explorer**, draußen stark mit seinen großen, weichen Rädern. Bequem auf unebenen Strassen, auf Kies- und Sandwegen und im Wald. Immer eine zuverlässige Unterstützung. Einfach faltbar und GriffhöhenEinstellung. Breitere und robustere Bauweise mit Tragfähigkeit bis zu 200 kg.

# EXPLORER

FÜR DEN AUßENEINSATZ



## KLAPPBAR UND EINFACH ZU TRAGEN

**Explorer** ist einfach zusammenzuklappen und bleibt in geklappter Position dank dem einfachen Verschlusssystem. Ergonomisches Design der Griffe sichert einfachen Transport von **Explorer**, wenn es nötig ist.

## STABIL UND BESTÄNDIG

Der Rahmen und Sitz wurden getestet und für maximales Benutzergewicht von 200 kg zugelassen. Leichte und zuverlässige Bremsen mit bruchfesten Rädern, mit PU bedeckt, sorgen für Stabilität und Sicherheitsgefühl beim Gehen.

## GROSSE

Der **Explorer** ist in 2 Größen erhältlich - Medium und Large - mit einem Einstellbereich innerhalb dieser Größen.



Stufenlos höhenverstellbare Griffe und feststellbare Handbremse



Sitzhöhe: 62 und 53 cm



**Explorer** hat grosse Softräder, die eine komfortable Fahrt auf verschiedenen Oberflächen garantieren, wie z.B. Kopfsteinpflaster und Türschwellen.

## TECHNISCHE DATEN

Farbe:

Braun

Max. Benutzergewicht:

200 kg

Sitzhöhe und Artikel-Nr.:

Large 62 cm Sitzhöhe  
ERBOL600 (Braun)

Medium 53 cm Sitzhöhe  
ERBOM550 (Braun)

Grosse:

(Tiefe x Höhe x Breite)

Large:

69 x 77 x (91 - 112) cm

Handgriffhöhe: 91 - 112

Für Körpergröße 1,70 - 2,10 m

Medium:

69 x 77 x (78 - 90) cm

Handgriffhöhe: 70 - 90 cm

Für Körpergröße 1,50 - 1,80 m

Sitzbreite:

53 cm

Transportgröße

gefaltet:

(Tiefe x Höhe x Breite)

Large : 77 x 91 x 25 cm

Medium : 77 x 84 x 25 cm

Gewicht:

Large : 9,2 kg (+ Tasche 330 g)

Medium : 9,0 kg (+ Tasche 330 g)

Einkaufstasche:

(Breite x Tiefe x Höhe)

33 x 17 x 20 cm

Füllgewicht:

5 kg

Rahmenmaterial:

aluminium

Räder

Vorne : 285 x 44 mm schwarzer

weicher PU Reifen

Hinten: 235 x 44 mm schwarzer

weicher PU Reifen

## HÖHENVERSTELLBAR

Die Schiebegriffe sind höhenverstellbar in 9 Positionen, von 78 cm bis 112 cm. Benutzerkomfort wird durch zwei unterschiedliche Sitzhöhen garantiert: 62 und 53 cm.

## GRIFFE

Ergonomisch geformte Griffe, für die korrekte Positionierung der Hand einzurichten. Geschmeidige Handbremsen.

## ZUBEHÖR

**Explorer** kann mit einer reichen Auswahl an Rehasense-Zubehör ausgestattet werden.



Bleibt fest geschlossen dank dem Verschluss und ist dank einem Druckknopf einfach zu öffnen.



Praktische Einkaufstasche, die einfach zu entnehmen ist, dank leicht anwendbaren Klipsen mit speziellem Design.



Wartungsfreie Bremsen und TPE-beschichtete bruchfeste Räder

**Explorer** ist CE-gekennzeichnet und entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte

Copyright © Rehasense® 2019

Rehasense sp. z o.o.  
Sulejowska 45g  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland

Rehasense Benelux  
Markeweg 81  
8398 GM Blesdijke  
Netherlands

Rehasense Deutschland  
Briener Strasse 25  
47533 Kleve  
Deutschland