

NEUHEIT 2016

wir bewegen Ihr Leben
drive

Scooter ST5D – komfortabel und innovativ

Der neue Scooter ST5D bietet alles, was Sie von einem modernen Scooter erwarten. Komfort, innovative Technik und Design.



Highlights

- Einfache und intuitive Bedienung
- Ladegerät 8 Ah mit Auslesefunktion
- Lautstärkeeinstellungen der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Einzelradaufhängung vorne mit einstellbarem Federungs-Härtegrad
- 8" Alufelge mit 13" Niederquerschnittsreifen

Technische Daten

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Motorleistung | 850 W |
| • Maße in cm | 144 x 68 x 136 |
| • Steigfähigkeit | 18% |
| • Batteriekapazität | 2 x 80 Ah |
| • Reichweite | ca. 42 km |
| • Bodenfreiheit | 10 cm |
| • Gewicht (inkl. Akku) | 138 kg |
| • Max. Belastung | 165 kg |

JETZT TESTEN!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany
info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 14.07.2016 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

WHAT'S NEW FOR 2016

Scooter ST5D – comfortable and innovative

The new Scooter ST5D offers everything you expect from a modern scooter. Comfort, innovative technology and design.



Highlights

- Easy and intuitive operation
- Charging unit 8 Ah with readout function
- Acoustic signal volume can be adjusted using button combinations on the display
- Speed reduction on curves
- Continuous adjustment of the steering column
- Independent front suspension with adjustable suspension hardness
- 8" aluminum wheel rims with 13" low-profile tires

Specifications

- **Motor output** 850 W
- **Dimensions in cm** 144 x 68 x 136
- **Climbing ability** 18%
- **Battery capacity** 2 x 80 Ah
- **Range approx.** 42 km
- **Ground clearance** 10 cm
- **Weight (incl. battery)** 138 kg
- **Max. load** 165 kg

TRY IT OUT NOW!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany
info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Last updated: 14.07.2016 | Errors and modifications excepted

NIEUW IN 2016

wir bewegen Ihr Leben
drive

Scootmobiel ST5D – comfortabel en innovatief

De nieuwe scootmobiel ST5D biedt alles wat u van een moderne scootmobiel verwacht: comfort, innovatieve techniek en design.



Sterke punten

- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Oplader 8 Ah met uitleesfunctie
- Volume-instellingen voor signaaltönen met toetsencombinatie op het display
- Snelheidsvermindering in bochten
- Traploze verstelling van de stuurkolom
- Enkele wielophanging voor met verstelbare veerdemping
- 8" aluminiumvelgen met 13" banden met laag profiel

Technische gegevens

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Motorvermogen | 850 W |
| • Afmetingen in cm | 144 x 68 x 136 |
| • Maximale helling | 18% |
| • Accucapaciteit | 2 x 80 Ah |
| • Bereik | ca. 42 km |
| • Grondspeling | 10 cm |
| • Gewicht (incl. accu) | 136 kg |
| • Max. belasting | 165 kg |

PROBEER 'M NU UIT!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany
info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Versie: 14.07.2016 | Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.