

Mobilität für mehr Lebensqualität!

Die Invacare® Scooter machen sie mobil für Aktivitäten, die Ihnen wichtig sind! Sie sind einfach zu bedienen, robust und sicher. Mit kräftigen und zugleich sparsamen Elektro-Motoren sind sie wirtschaftlich, umweltfreundlich und dürfen ohne Führerschein gefahren werden. Bewahren Sie sich Ihre Selbstständigkeit, nehmen Sie sich die Freiheit, aktiv am Leben teilzunehmen – für sich und für Ihre Familie!

Die Invacare® Scooter-Familie in der Übersicht:



Art.-Nr.: 1525597 · Stand 04/2010 · © Invacare® International Sàrl 2010 · Alle Rechte vorbehalten.

Serienmäßiges und optionales Zubehör

Zubehör	Beschreibung	Invacare® Comet 15 km/h	Invacare® Comet HD	Invacare® Comet Alpine	Invacare® Orion 6/10km/h
Batterieladegerät	für kurze Ladezeiten	●	●	●	●
Einkaufskorb, vorn	stabiler Metallkorb für den kleinen Einkauf	●	●	●	●
Einkaufskorb, hinten (1)	großer, stabiler Metallkorb für den Transport größerer Gegenstände	○	○	○	○
Wertsachenbox, abschließbar (2)	verstaute Dinge trocken und sicher	○	○	○	○
Sitztasche (3)	mit Deckel zum Verstauen von Kleinigkeiten	○	○	○	○
Spiegel, links	für Sicherheit im Straßenverkehr	●	●	●	●
Spiegel, rechts	für Sicherheit im Straßenverkehr	○	●	●	○
Stockhalter	zur Mitnahme von Gehstöcken oder Krücken	○	○	○	○
Gehgestell-Halter (4)	zur Befestigung eines Gehgestells oder Rollators	○	○	○	○
Sauerstoff-Flaschenhalter (5)	für sicheren Transport einer Sauerstoff-Flasche	○	○	○	○
Getränkhalter	der praktische Halter für ein Getränk	○	○	○	○
Haltegurt	zur optimalen Positionierung im Sitz	○	○	○	○
Regenabdeckung	als „Garage“ zum Schutz vor Nässe	○	○	○	○
Sitzabdeckung (6)	schützt den Sitz vor Nässe und Schmutz	○	○	○	○
Stundenzähler	zählt die Fahrstunden – ideal bei Vermietung des Scooters	○	○	○	○
Sitzlifter, elektrisch	zur einfachen und schnellen Einstellung der Sitzhöhe ohne Werkzeug	○	○	○	○
Sitzfederung	für extra sanfte Fahrt auf unebenen Wegen	○	○*	○	○

● serienmäßig
○ optional
* bis max. 160 kg Nutzergewicht

Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Katalogen behalten wir uns vor.



Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch Ihren Fachhändler:



INVACARE®AQUATEC GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 (0) 75 62 / 7 00-0
Telefax +49 (0) 75 62 / 7 00-66
info@invacare-aquatec.com
www.invacare-aquatec.de



Für mehr Lebensqualität!



Invacare® Scooter
Comet-Familie
und **Orion**



Invacare® Comet

Robust. Schnell. Sicher.

Das robuste Fahrwerk mit den großen Rädern gibt Ihnen die Freiheit, sich völlig selbstständig fortzubewegen. Dank der optimalen Federung aller vier Räder, ist auch auf unebenem Untergrund eine komfortable Fahrt garantiert. Auf Wunsch lässt sich der *Invacare® Comet* sogar mit einer zusätzlichen Sitzfederung ausstatten. Dieser Scooter sieht nicht nur flott aus – mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h ist das Ziel auch schnell erreicht.

NEU!



Invacare® Comet HD

Richtig kräftig.

Für den *Invacare® Comet HD* ist eine Belastbarkeit von bis zu 220 kg ein Leichtes. Der richtige Scooter für kräftige Fahrer. Dieses voll gefederte Elektromobil bietet einen sehr angenehmen Fahrkomfort, da die speziellen Federn ganz einfach dem Nutzergewicht angepasst werden können. Der extra große Premium-Sitz bietet genügend Platz und die individuell aufblasbare Lordosenstütze sorgt für entsprechenden Sitzkomfort.

NEU!



Invacare® Comet Alpine

Ausdauernd. Stark.

Mit seinen großen Rädern und dem extra starken Antrieb lädt der *Invacare® Comet Alpine* zu Abenteuern ein. Er überwindet mit Leichtigkeit unebenes und hügeliges Gelände und ist daher auch bestens geeignet für ausdauernde Bergfahrten. Selbstverständlich können Sie auch beim *Invacare® Comet Alpine* auf die bewährten Ausstattungs- und Sicherheitsmerkmale des *Invacare® Comet* zählen.

Mit HMV-Nr.:
18.51.05.1017



Invacare® Orion

Stabil. Zuverlässig. Langlebig.

Der *Invacare® Orion* vereint den Fahrkomfort eines großen Scooters mit der Alltagstauglichkeit eines kompakten Fahrzeugs. Der bequem gepolsterte Sitz und die serienmäßige Federung versprechen eine entspannte Fahrt auf allen Straßen und Wegen. Hindernisse, wie zum Beispiel Bordsteine, werden dank der großen Räder und dem kräftigen Motor spielend überwunden.



Ausstattung Comet-Familie und Orion



Bremslicht
mit hell leuchtender Signalwirkung; zahlreiche Reflektoren sorgen für Sicherheit.



Scheinwerfer
zwei Glühlampen, für extra helles Licht.




Lenksäule, Sitz und Armlehnen
einstellbar für ergonomischen Sitzkomfort.



Handbremse
gibt neben der Motorbremse zusätzlich Sicherheit.



Kräftiger Antrieb
mit bis zu 1800W für immer gleichbleibend gute Fahrleistungen.



Großer Premium-Sitz (für *Comet HD*) mit Lordosenstütze und verstärkten Armlehnen. Bietet viel Platz und Komfort.

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnen-Höhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Nutzergewicht	Batteriekapazität	Wenderadius	Überwindbare Bordsteinhöhe	Max. Sichere Neigung	Motorleistung	Reichweite	Geschwindigkeit
<i>Invacare® Comet</i>	51 cm	48 cm	44-51,5 cm	55 cm	66 cm	147,5 cm	136 kg	160 kg	2x75 Ah	163 cm	10 cm	10° / 18 %	1200 W	55 km	15 km/h
<i>Invacare® Comet HD</i>	58,5 cm	53,5 cm	"	61 cm	"	"	148 kg	220 kg	"	"	"	"	1800 W	50 km	10 km/h
<i>Invacare® Comet Alpine</i>	51 cm	48 cm	"	55 cm	"	"	143 kg	160 kg	"	"	"	"	1800 W	50 km	10 km/h
<i>Invacare® Orion 6</i>	51 cm	47 cm	42-49,5 cm	51 cm	62,5 cm	129 cm	110 kg	136 kg	2x50 Ah	147 cm	8 cm	12° / 21 %	500 W	42 km	6 km/h
<i>Invacare® Orion 10</i>	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	600 W	"	10 km/h