

## Bettleuchte / Bed lamp

# Pflegebettleuchte / Care bed lamp

Die Leselampe lässt sich mithilfe des Adapters schnell und einfach in der Aufnahme des Aufrichters montieren und passt somit an nahezu jedes Pflegebett. Sie ist über den Handschalter des Pflegebettes bedienbar und mit einem schwenkbaren Arm ausgestattet, der eine genaue Positionierung des Lichtpunktes ermöglicht.

With the use of the supplied adaptor the reading lamp can easily be fitted into the holder of the lifting pole, thus it fits into nearly all care beds. The reading lamp is operated via the handset of the bed. This model has a flexible arm to enable accurate positioning of the light.



**TEKFOR CARE**

*We care for you*



- Farbe: RAL 9006 (silber) / colour: RAL 9006 (silver)
- Material: Aluminium / material: aluminium
- Lichtfarbe: warm-weiß / light colour: warm white
- Wahlweise schaltbar über den Handschalter des Bettes oder über einen eigenen Schalter an der Lampe / The lamp can be operated by means of the handset or by the separate switch provided.
- Stromversorgung über das Netzteil des Pflegebettes oder separat mit eigener Stromversorgung / Power supply is through mains adaptor of the bed or separately through its own power supply
- Die Leuchte darf nur im Innenbereich genutzt werden / It is only allowed to use the reading lamp inside
- Kopf schwenkbar durch Flexschlauch / Lamp head is rotatable through flexible hose.

