




.bockfreecare

# Wohlfühlen. Ganz privat.

Ein Auszug aus dem .bock-Bettenprogramm



# Eine ganz persönliche Entscheidung

Schlafen ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens. Entspannung, Ruhe, Regeneration sind wesentlich für Ihr Wohlergehen. Im Schlaf tanken Sie neue Energie, damit Sie erfrischt, vital und gut gelaunt in den Tag starten können. Mit einem professionellen Liegeflächensystem schlafen Sie nicht nur gesünder und komfortabler, sondern steigern Ihre Leistungsfähigkeit – und Sie unterstützen Ihre Gesundheit langfristig. Damit fördern Sie ganzheitlich Ihr Wohlbefinden.

# Ein wachsender Anspruch an das Bett

Die Gesundheitsbetten von .bock bieten nicht nur optimale Liegeflächen, sondern verbessern Ihren Lebenskomfort durch viele technische Raffinesen. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Betteinsätze für Ihr vorhandenes Schlafzimmer, ausbaubare Bettsysteme und komplette Komfortbetten für Ihr ganz persönliches Wohlfühl.

# Das Komfort-Bett für gehobene Ansprüche



## combiflex-fc Einzelbett

Das combiflex-fc wächst mit Ihren Anforderungen – vom Betteinsatz zum Bett. Der Einlegerahmen bietet Ihnen den größtmöglichen Komfort in Ihrem eigenen Bett. Der nachrüstbare Echtholzbau macht das Bett-im-Bett-System zum Komfort-Bett. Diesen können Sie ganz nach Ihrem Geschmack gestalten und für mehr Sicherheit auch mit Seitengittern ausstatten – sofort oder wann immer Sie wollen.

- combiflex-fc,  
Liegeflächenmaß: 80 – 140 cm Breite, 180 – 220 cm Länge



- Modell fc 100,  
Buche massiv, Walnuss gebeizt, Kopfteil mit Lederbesatz dunkel



- Modell fc 200,  
Buche massiv, Walnuss gebeizt, Kopfteil mit Lederbesatz dunkel



- Modell fc 300,  
Buche massiv, Walnuss gebeizt, Kopfteil durchbrochen



- Lederbesatz hell

In Begleitung schläft  
es sich doppelt gut.

## combiflex·fc Doppelbett



► Teleskopierbare Seitengitter  
am Kopfende (optional)



► Jedes Einzelbett lässt sich  
individuell verstellen



► Doppelbett Modell fc 100,  
Buche massiv, Walnuss gebeizt

- **combiflex·fc Doppelbett**
- Liegeflächen 4-geteilt, elektrische Verstellung von Rücken- und Beinteil mit automatischer 3-fach Funktion, Kopftief-/Beintiefelagerung, elektrische Höhenverstellung 36–82 cm (je nach Bettfüßen)
- 90x200 cm oder 100x200 cm

# Der Alleskönner unter den Gesundheitsbetten



## practico

Die Bettenserie practico zeichnet sich durch eine enorme Stabilität und individuelle Verstellmöglichkeiten aus. Sie haben die Auswahl zwischen einer Niedrigvariante (25 – 80 cm Verstellbereich) und dem Verstellbereich 38 – 81 cm. Diese Betten verfügen serienmäßig über elektrische Liegeflächen- und Höhenverstellung sowie die Komfortsitzposition, in der Sie angenehm lesen oder fernsehen können.

► Auch das ist practico: moderne Farbkombinationen, kurz geteilte Seitengitter – stellen Sie sich Ihr individuelles Bett zusammen.



Eleganz und Individualität bezaubern den Raum



## verona und livorno

Die Bettenserien verona und livorno unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Fahrgestelle. Beide bieten eine elektrische Höhenverstellung von 38 – 82 cm für jede Lebenslage. Die Niedrigvarianten der Betten bieten einen Verstellbereich von 28,5 – 72,5 cm.



► verona erhalten Sie in drei Varianten: mit elektrischer Bremse, mit manueller Zentralverriegelung und als Niedrigvariante mit Zentralverriegelung. (Abbildung mit elektrischer Bremse)

► Ein besonderes Plus an Bequemlichkeit bietet das livorno-Objektbett mit großem Hubbereich. (Abbildung mit Zentralverriegelung)

# Der moderne Klassiker



## belluno und belluno bibs

Sie haben die Wahl: Bett-im-Bett-System für Ihren Holzbau oder das komplette Gesundheitsbett mit Seitengittern für Ihre Sicherheit. Beide Systeme bestehen durch die große Höhenverstellung von 46 cm.

passt in nahezu  
jedes Bett



► belluno Betteinsatz

► Bei dieser belluno-Variante sind die Endstücke mit Aluminiumstollen ausgestattet. Sie ist ab Mitte 2013 erhältlich.

So wandelbar  
wie Ihre Bedürfnisse



## combiflex und combiflex bibs

Diese individuellen Varianten aus dem combiflex-Systembaukasten bieten serienmäßig eine elektrische Liegeflächen- und Höhenverstellung, sowie die Beintief- und Kopftiefenlagerung. Das combiflex kann mit dem Holzbau, bestehend aus Typ 8-Endstücken und durchgehenden Seitengittern, ausgestattet werden.

passt in nahezu  
jedes Bett



► combiflex Betteinsatz



► combiflex Betteinsatz

► Holzumbau

► Gesundheitsbett



Qualität und  
Leistung sind hier  
Standard



## domiflex und domiflex niedrig

Die variantenreiche domiflex-Produktlinie hat sich vielfach in der häuslichen Pflege bewährt und erleichtert Ihnen mit ihrer elektrischen Höhen- und Liegeflächenverstellung das Leben.



► domiflex



► domiflex niedrig classic

# Individuell und unterstützend – .bock Nachttische



Welche Unterstützung Sie auch brauchen, .bock Nachttische bieten Ihnen mit vielfältigen Varianten den Komfort, den Sie sich wünschen. Unkompliziert und individuell.



▶ domiflex



▶ perfekta



▶ aluna server 351



▶ aluna 331 Nischen-Nachttisch



▶ aluna 330 mit Server und Tür



▶ aluna 340 mit Türen



▶ aluna 330 mit Server und Auszug




▶ aluna 340 mit Auszug

# Für einen erholsamen Schlaf


## Matratzen, Liegeflächen und Dekore

- ▶ **.bock Standard-Matratze RG 40/12 cm**
- PU-Schaumstoffmatratze, 90 x 200 x 12 cm
- 2-seitiger Reißverschluss (1 kurze Seite und 1 lange Seite)
- Bezug elastische Strickware, 180 g/m<sup>2</sup>, 58 % Polyester, 42 % Baumwolle
- wahlweise mit PU-Spannbezug als Nässechutz
- Alternativ: PU-Vollbezug als Nässechutz
- Ein- und Kerbschnitte
- Waschbar bis 95°C, 105°C autoklavierbar



- ▶ **ripodare II-Matratze**  
Die ideale Ergänzung zu ripolux®

Die .bock 7-Zonen Kaltschaum Matratzen für Ihr Bett mit spiroplex®-Rahmen: Die 7 Zonen wirken gemeinsam mit z. B. einer Kombiliegfläche optimal gegen Druckspitzen. Durch die nahezu lineare Federkennlinie passt sich die Matratze dem Körpergewicht an. Dadurch benötigen Sie keine unterschiedlichen Härtegrade. ripodare II ist geeignet für motorisch verstellbare Liegeflächen. Die textilen Bestandteile entsprechen dem Ökotex Standard 100. Allergikergeeignet.



- ▶ **ripomed II-Matratze**  
Die ideale Ergänzung zu ripolux®

Sie haben ein Bett mit Lattenrost, möchten aber nicht auf die moderne spiroplex®-Federtechnologie verzichten? Dafür hat .bock ripomed II entwickelt: die Matratze mit integriertem spiroplex®-Federsystem. ripomed II ist durch den Aufbau in 7 Zonen extrem anpassungsfähig. ripomed II eignet sich auch als Ergänzung der Liegeflächensysteme ripolux® und Kombiliegfläche, insbesondere bei höheren Körpergewichten. Die Matratze ist geeignet für motorisch verstellbare Liegeflächen. Die textilen Bestandteile entsprechen dem Ökotex Standard 100. Allergikergeeignet.



- ▶ ripolux® Spiralfeder-System



- ▶ ripoplan Kunststoffboden-System



- ▶ Stahliegfläche



- ▶ Lattenrost als Grundvariante

- ▶ Kombiliegfläche, Stahliegfläche mit herausnehmbaren ripolux®-Spiralfedern



Der Systemgedanke von .bock verbindet die intelligente Liegefläche ripolux® mit der speziell entwickelten Pflegematratze ripodare zu einem Lagerungssystem, das Druck perfekt absorbiert. Das Handling von ripolux® ist durch die Befestigung der Elemente auf der Liegefläche durch schmutzabweisende Gummistopfen ausgesprochen leicht. Darüber hinaus erfüllt ripolux® alle hygienischen Anforderungen und lässt sich einfach und schnell reinigen.

### Dekorfarben nicht für domiflex



- ▶ Dekor Schwarzwald Ahorn hell F04/054



- ▶ Dekor Buche Blume F37/023



- ▶ Dekor Kirsche blumig geplankt F35/005



- ▶ Dekor Nussbaum dunkelbraun F26/019




- ▶ Dekor Walnuss Albany dunkel F26/031

### Lacke für combiflex-fc



- ▶ U177 Malaga



- ▶ U140 Frontweiß

Weitere Dekore und individuelle Farbanpassungen auf Anfrage.



Leichte  
Entscheidung  
für neueste  
Technologien

# Die inneren Werte zählen –


space® 1000  
kann komplett umbaut werden

- ▶ space® 1000
- Aluminiumrahmen mit Federleisten
- spiroplex®-Federtechnologie
- Kastenmotor, Grundvariante mit Kabelsteuerung, inkl. Netzfreischaltung und Notabsenkung
- 5-geteilte Liegefläche, Rückenteil mit integrierter Nackenstütze
- Matratzenausgleich, Ober- und Unterschenkelteil mit automatischer 3-fach Funktion
- 80/90/100 x 190/200 cm




Das Bettsystem mit Einlegerahmen in Aluminium hält, was es verspricht: Es bietet viel Raum für individuelles Liegen und einen unvergleichlichen Komfort. Die Liegefläche ist 5-geteilt und ausgestattet mit einem elektrischen Rücken- und Beinteil. Das Beinteil besitzt eine automatische 3-fach Funktion. Eine Nackenstütze ist ins Kopfteil integriert, das Rückenteil wartet mit einem Matratzenausgleich auf. Der Aluminiumrahmen ist mit


spiroplex®-Federtechnologie ausgerüstet. Das sorgt für ganz und gar körpergerechtes Liegen, absolut druckfrei. Kastenmotor und Kabel-Handschalter gehören zur Ausstattung. Diese reichhaltige Funktionalität für traumhaften Liegegenuss wird durch modernes, klares Design unterstrichen. Ein Schlaferlebnis der Luxusklasse, das mit jeder Lebenssituation wachsen kann.



▶ space® 600



▶ space® 500



- ▶ Lifter für space® 500 | 600 | 1000
- stabile Stahlrohrkonstruktion
- Einzelantriebe
- elektrische Höhenverstellung 39 – 85 cm (mit space®-Liegefläche), Kopftief-/Beintiefelagerung





# .bockfreecare – Qualität made in Germany

Bereits Anfang der 70er Jahre haben wir von .bock uns auf Lattenroste und gesundheitsorientiertes Liegen spezialisiert. Seitdem verbessern wir unsere Produkte immer weiter, um Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen entgegenzukommen. Jeder Mensch ist anders. Deshalb haben Sie bei der Ausstattung Ihres Bettes die Wahl. Hier in Ostwestfalen, im Herzen der deutschen Möbelindustrie, fertigen wir für Sie Ihr ganz persönliches Wohlfühl-Bett. Das verstehen wir unter „Qualität made in Germany“.

## Preisübersicht

Unsere Bettsysteme in der Übersicht:

Diese Produkte erhalten Sie in Ihrem Sanitätsfachhandel!

	Preise in Euro*, inkl. Mehrwertsteuer
combiflex-fc Einzelbett	ab 2.353,- €
combiflex-fc Doppelbett	ab 4.706,- €
practico	ab 2.642,- €
verona	ab 2.543,- €
livorno	ab 2.022,- €
belluno Gesundheitsbett	ab 1.430,- €
belluno Bett-im-Bett-System	ab 1.190,- €
combiflex Gesundheitsbett	ab 2.225,- €
combiflex Bett-im-Bett-System	ab 1.511,- €
domiflex	ab 1.085,- €
domiflex niedrig classic	ab 1.427,-
PU-Schaummatratze RG 40	ab 170,- €
ripocare II	ab 488,- €
ripomed II	ab 859,- €
space® 1000	ab 1.165,- €
space® 600	ab 760,- €
space® 500	ab 529,- €
space® Lifter	ab 1.059,-
domiflex Nachttisch	ab 488,-
perfekta Nachttisch	ab 440,-
aluna 340	ab 380,- €
aluna 330	ab 875,- €
aluna Server 351	ab 579,- €

\* unverbindliche Preisempfehlung

# .bockfreecare

Hermann Bock GmbH  
Nickelstraße 12  
D-33415 Verl

Telefon: 05246.9205.0  
Telefax: 05246.9205.25  
E-Mail: [info@bock.net](mailto:info@bock.net)  
Internet: [www.bock.net](http://www.bock.net)

