



drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

NEU

*entspannen,
erleben, entdecken*



Mehr **Komfort** und **Sicherheit**

Neu von Drive:
Die Vitaturn K und L mit
neuer Konstruktionsweise.

www.drivemedical.de



NEU




Drehhilfe **VITATURN K**

Die perfekte Ergänzung zum Badewannenlift

- ▶ Positionieren und Drehen auf dem Badelift leicht gemacht.
- ▶ Um stets die optimale Badetiefe zu nutzen, ist die Vitaturn K, dank der einzigartigen Höhe von nur 19 mm, der optimale Badebegleiter.
- ▶ Die leichte und wendige Sitzfläche gibt dem Nutzer dank der weichen und rutschhemmenden Oberfläche Sicherheit und Komfort.
- ▶ Die hautfreundliche Beschichtung ist einfach zu reinigen und erfüllt höchsten Qualitätsanspruch.
- ▶ Die Drehhilfe kann in der Spülmaschine bis 60 ° gereinigt werden.

NEU



Dreh- und Übersetzhilfe **VITATURN L**

Die perfekte Ergänzung zum Badewannenlift

- ▶ Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne und das Drehen und Positionieren auf dem Badelift
- ▶ Die leichte und wendige Sitzfläche gibt dem Nutzer dank der weichen und rutschhemmenden Oberfläche Sicherheit und Komfort.
- ▶ Eine neuartige Konstruktionsweise verhindert, dass der Drehteller sich von der Gleitfläche lösen kann. Dies bietet dem Nutzer mehr Sicherheit und den Pflegenden eine wahre Erleichterung.
- ▶ Die hautfreundliche Beschichtung ist einfach zu reinigen und erfüllt höchsten Qualitätsanspruch.
- ▶ Die Drehhilfe kann in der Spülmaschine bis 60 ° gereinigt werden.


Abmessungen	Vitaturn K	Vitaturn L
Durchmesser	323 mm	323 mm
Länge Grundplatte		520 mm
Breite Grundplatte		300 mm
Höhe	19 mm	19 mm

Weiteres	Vitaturn K	Vitaturn L
Gewicht	0,7 kg	1,2 kg
Belastbarkeit	140 kg	140 kg

Bestellnummern	412 100 100	412 100 200
Hilfsmittelnummer (in Beantragung)	22.29.01.00xx	22.29.01.00xx



Erleichtert das Ein- und Aussteigen



Positionieren und Drehen leicht gemacht



Belastbarkeit