

Rollator Let's Fly

Der Rollator Let's Fly überzeugt durch sein erstklassiges Design und die Verarbeitung. Die besondere Herstellung der Seitenrahmen ermöglicht ein elegantes Erscheinungsbild und sorgt gleichzeitig für eine besondere Festigkeit.

- Gummierte Handgriffe für guten Halt
- Einfache Höhenverstellung mit Schnappverschluss
- Verdrehsichere Schiebegriffe
- Extra große Vorderräder für einfaches Überwinden von Unebenheiten und kleine Schwellen
- Gefederte Hinterräder für mehr Fahrkomfort und Entlastung der Gelenke
- Schmutzfänger über den Hinterrädern zum Schutz der Bekleidung
- Einfacher Faltmechanismus mit Faltsicherung für platzsparende Verstaumöglichkeit
- Elegantes und außergewöhnliches Design
- Verschließbare Tasche mit Trageschlaufen und Schultergurt
- Optionales Zubehör: Rückengurt, Stockhalter, Transporttasche



399,- €

Technische Daten

Breite: 57 cm Sitzhöhe: 59,5 cm
 Länge: 65,5 cm Eigengewicht: 6,8 kg
 Höhe: 78,5–92 cm Belastbarkeit: 130 kg

Rahmenfarben:



rot



beige



weiß



grau


Produktdetails




Verschließbare Tasche



Robuster, wasserabweisender Sitz



Schmal faltbar



Einfache Höhenverstellung