

NEU



REHASENSE

STYLUS

Mein mobiler Begleiter



REHASENSE
more than mobility

STYLUS

DER ROLLATOR FÜR'S KLEINE BUDGET

SMART TURN



BÜGEL



TPE

UVP 244,00 EURO
• Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche

BESONDERHEITEN & VORTEILE

- NEU: der kompakte Rollator von Rehasense
- Alu-Leichtbauweise bis 150 kg belastbar
- 6,5 kg inkl. Rückengurt & Stockhalter
- "Smart Turn": Stockhalter dreht sich beim Falten mit Bügel zum Sichern des Rollators im Faltmodus
- Ergonomische Handgriffe
- Handbremsen leicht bedienbar
- Schön wendig: kleiner Wendekreis von 85 cm
- Geräumige Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- 6 Sicherheitsreflektoren an Tasche, Rahmen & Handgriffen
- Ausgestattet mit Kantenabweiser & Ankipphilfe

GRÖSSEN & FARBEN¹

Large: Champagner, Fresh red



INKLUSIVE
Stockhalter
&
Rückengurt



TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR

Hilfsmittelnummer: ist beantragt

GRÖSSEN	GEWICHT	BELASTBAR	SITZBREITE	SITZHÖHE	GRÖSSEN-EMPF.
Large	5,95 kg * <small>* ohne Zubehör</small>	150 kg	44 cm	60 cm	150-200 cm
GESAMTBREITE	GEFALTET	WENDEKREIS	RADGRÖßE	FALTMAß	
60 cm	21 cm	85 cm	200 x 35 mm	(L/B/H): 67 x 21 x 81 cm	



Mit oder ohne Zipper
NETZTASCHEN
UVP 16,00 Euro
UVP 12,00 Euro



LED LAMPEN
UVP je 10,00 Euro
ROLLATORKLINGELN
UVP je 9,75 Euro



Offen
EINKAUFSTASCHE (inkl.)
UVP 39,00 Euro

PRODUKTVIDEOS AUF:



Ihr Fachhändler

V1 2020

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.rehasense.com