

## Mezzo 4 - Grundmodell

<b>Farbe</b>	Schwarz + Akkudeckel silbergrau
<b>Bedienhebel</b>	Links Rechts
<b>Typ Armlehne</b>	Standard
<b>Gasbedienung</b>	Rechts vorwärts / Links rückwärts
<b>Reifentypen</b>	Luftreifen
<b>Akku</b>	Standard 50Ah MK
<b>Akkuladegerät</b>	mit Ladegerät



<b>Preis (Grundmodell)</b>	€ 5.990,00 (brutto) € 5.033,61 (netto)
<b>Lieferzeit</b>	5 Arbeitstage

## Mezzo 4 - Spezifizierungen

Abk.	Beschreibung	Maß / Messmethode
HE	Höhe Elektromobil (ohne Stuhl)	95 cm (65 cm)
LE	Länge Elektromobil	138 cm
BE	Breite Elektromobil	64 cm
HT	Höhe Trittbrett über dem Boden	17 cm
SB	Sitzbreite	48 cm
ST	Sitztiefe	42 cm
SH	Sitzhöhe über Trittbrett*	44 - 54 cm
	Höchstgeschwindigkeit	max. 15 km/h
	Aktionsradius	30 / 35 / 45 km**
	Akku	50 Ah / 60 Ah / 73 Ah
	Akkuladegerät	6A / 24 V, 8A/24 V
	Gesamtgewicht (ohne Akku)	89 kg
	Maximales Belastungsgewicht	160 kg
	Wendekreis	167 cm
	Maximaler Neigungswinkel	10°
	Maximale Hindernishöhe	10 cm
	Radmaß (Luftreifen auf teilbarer Felge)	3.00 - 8"
	Erfüllt	EN 12184 Klasse C
	KBA Nummer	N683



- \* Unter Belastung gemessen.  
 \*\* Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit, der Außentemperatur, dem Gewicht des Benutzers, dem Reifenruck usw.  
 Ah Amper-Stunde

## Mezzo 4

**€ 5.990,00 (brutto)**  
€ 5.033,61 (netto)

Allround 4-Rad-Elektromobil mit einzigartiger Federung auf der Grundlage des Gummi (Torsionsfederung an den Vorder- u. Hinterrädern + INDEGO-Federung an der Vorder- u. Hinterachse), Höchstgeschwindigkeit 15 km/h, Rückrollsperr, 5-Speichen-Felgen mit schwarzen Reifen u. Blockprofil, schwarz metallic mit farbigem Akkudeckel, drehbarem Stuhl mit Tiefenfederung und Hebe-/ Senkvorrichtung, guter Seiten- und Lendenwirbelstütze, winkelverstellbarer u. umklappbarer Rückenlehne, einklappbaren, höhenverstellbaren u. winkelverstellbaren Armlehnen, Geschwindigkeitsbegrenzer in den Kurven, Lenksäuleneinstellung mittels Gasfeder, Zündschloss, geräumigem Trittbrett, Einkaufskorb, Scheinwerfer und Rückleuchten/Reflektoren, Bremsleuchten, Bedienungstafel mit: Akku-Anzeige, Gängen, Signalhupe, Alarmbedienungsleuchten, Warnton bei Rückwärtsfahrt, Blinkern und beleuchtetem Display: km/h, Gesamt-Kilometerstand,

L R Bedienhebel für Lenksäuleneinstellung € -

### Gewünschte Optionen bitte ankreuzen, Aufpreis möglich.

#### Farben

€ brutto  
€ netto

Schwarz metallic + Akkudeckel grün € -  
Schwarz metallic + Akkudeckel silbergrau € -

#### Stuhloptionen

Standard-Armlehnen € -  
Gepolsterte Armlehnen € 409  
€343,70  
L R Bedienhebel für hoch / tief / drehen € -  
Sitzverschiebung unter dem Stuhl (1) € 219  
€184,03  
Kopf- und Nackenstütze € 179  
€150,42  
Beckengurt € 89  
€ 74,79

#### Gasbedienung

Links vorwärts / Rechts rückwärts € -  
Rechts vorwärts / Links rückwärts (Standard) € -  
Rechts und links vorwärts / Rückwärts mittels Taste € -  
Links vorwärts / Rückwärts mittels Taste (rechts o. Funktion) € -  
Rechts vorwärts / Rückwärts mittels Taste (links o. Funktion) € -  
HILO-Funktion An (2) Aus € -  
Warnton bei Rückwärtsfahrt An Aus € -

#### Reifentypen

Luftreifen € -  
Vollgummi-Reifen € 489  
€396,09

Es gelten die AGB der rahm reha und care GmbH. Alle Preise verstehen sich zzgl. (netto) / inkl. (brutto) der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Die Lieferung erfolgt frei Haus.

#### Kontakt

Name des Händlers:  
Ansprechpartner:  
Datum:  
Bestellnummer:

#### Akku & Akkuladegerät

€ brutto  
€ netto

2 MK AGM Akkus Typ 50 Ah Standard € -  
2 MK Gelakkus Typ 60 Ah (optional) € 290  
€243,70  
Zugehöriges Akkuladegerät 6A/24V Standard € -  
2 MK Gelakkus Typ 73 Ah (optional) € 505  
€424,37  
Zugehöriges Akkuladegerät 8A/24V (optional) € 37  
€ 31,09

#### Aufbewahrungs-Möglichkeiten

Rollatoren-Halter (3) € 429  
€360,50  
L R Stockhalter An: Stoßstange(4) Stuhl € 105  
€ 88,24  
Extra Solo-Korb hinterm Stuhl (4) € 179  
150,42  
Tasche ‚Scoox‘ im Solo-Korb € 85  
€ 71,43

#### Zubehör

L R Gaspedal-Einbau für Fußbedienung €1015  
€852,94  
Rückspiegel L Standard R (optional) € 73  
€ 61,34  
Gefütterte Beinschutzdecke, regenbeständig & winddicht € 179  
€150,42  
Regenbeständiger Überzug für Elektromobil € 65  
€ 54,92  
2 Befestigungs-Ösen € 65  
€ 54,92

#### Erläuterung

- 1 Sitzverschiebung unter dem Stuhl erhöht die Sitzhöhe um 3 cm
- 2 HILO- Funktion ist nicht möglich i.K.m. Gasbedienung (Rückwärts mittels Taste) und Fußbedienung
- 3 Nicht möglich in Kombination mit Solo-Korb hinten am Stuhl
- 4 Mit der Kombination Stockhalter, Stoßstange L/R und Solo-Korb hinten am Stuhl ist der Stuhl nur zu einer Seite wegdrehbar
- 5 Nur zum sicheren Transport des Elektromobils ohne Benutzer