

WIR
BEWEGEN
IHR LEBEN!

drive
mobil



wir bewegen Ihr Leben
drive



**WIR
BEWEGEN
IHR LEBEN!**



Inhalt

Drive Mobil	03
★★★★★ PREMIUM LINE	
PL1303 Sport Rider	06 - 07
PL1300 Royale	08 - 09
PL1300 Cobra	10 - 11
★★★ NEW LINE	
NL700 Santis	14 - 15
NL500 Supreme	16 - 17
NL470 Envoy S	18 - 19
★ BASIC LINE	
BL450 Spirit	22 - 23
BL350 Envoy	24 - 25
BL270/320 New Kite	26 - 27
BL270 Scout	28 - 29
Spezifikation und Serienausstattung	30 - 31
Serienmäßiges und optionales Zubehör	32 - 33
Wissenswertes zum Thema Scooter	34 - 35

Drive Mobil

Mobilität ist der Schlüssel zur Selbstständigkeit

Mit einem Scooter von Drive Medical entdecken Sie Ihre Mobilität völlig neu und bewahren sich Ihre Selbstständigkeit. So sind Sie für die vielen Dinge des Alltags bestens gerüstet. Ein Ausflug ins Grüne, die Fahrt zum Arzt oder der Einkauf in den nahe gelegenen Supermarkt – alles kein Problem. Genießen Sie es, beweglich zu sein.

Unsere Mission ist Ihre Lebensqualität

Mit einer breiten Palette an Produkten hat sich Drive Medical darauf spezialisiert, Menschen ihre Mobilität zu bewahren. Über die Jahre ist so ein großes Know-how gewachsen, das wir bei allen Neuentwicklungen und auch zur weiteren Optimierung von Bestehendem einsetzen. Unser vorrangiges Ziel ist es dabei stets, dass Sie lange mobil bleiben.

Sicherheit und Komfort stehen an erster Stelle

Wer echte Qualität bieten will, darf keine Kompromisse machen. Schon gar nicht, wenn es um die sichere und komfortable Form der Fortbewegung geht. Deshalb haben wir bei unseren Scootern dies bereits bei der Entwicklung an die erste Stelle gestellt. Die robuste Konstruktion sorgt für ein Höchstmaß an Stabilität und einen geringen Wartungsaufwand. Alle Funktionen sind einfach zu aktivieren, und da der Antrieb elektrisch erfolgt, sind Sie umweltschonend unterwegs. Kräftige Motoren sorgen für Freude am Fahren und ein entspanntes Ankommen.

Individuelle Lösungen

Für fast jede Körpergröße und jeden Anspruch finden Sie bei uns den passenden Scooter. Ein reichhaltiges Zubehörangebot gibt Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, Ihren Scooter noch weiter Ihren ganz speziellen Wünschen anzupassen. So macht Mobilität Spaß!





PREMIUM

Stylisch, königlich, stark

Die optimale Kombination von Leistung, Komfort und Design ist das besondere Merkmal unserer Produktlinie Premium. Die qualitativ hochwertigen Scooter sorgen für ein unvergessliches Fahrerlebnis.



PL1303 Sport Rider

LINE



www.drivemobil.de



PL1300 Royale



PL1300 Cobra


★
★
★
★
★
PREMIUM LINE



★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM LINE

PL1303 SPORT RIDER

 GESCHWINDIGKEIT 15 km/h

 REICHWEITE CA. 40-50 km

 BELASTBARKEIT 180 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	PL1303 Sport Rider
Abmessungen L x B x H	165 X 78 X 112 cm
Gewicht ohne Batterie	120 kg
Batteriekapazität	80/110 Ah
Motorleistung	1300 W
Bodenfreiheit	12 cm
Wenderadius	157 cm
Steigfähigkeit	18 %
Bereifung	2,75 x -14
Farbe	Schwarz

- ★ Sportliches Design
- ★ Belastung bis 180 kg
- ★ Vollfederung aller drei Räder
- ★ Besonders viel Beinfreiheit
- ★ Verstärkte Bremsen für optimale Sicherheit
- ★ Extragroße 500 mm Räder für maximalen Fahrkomfort und sicheres Überwinden von Hindernissen
- ★ Individuell einstellbarer Kapitänsitz

Farbauswahl: **Schwarz**
Bestellnummer: **950 100 100**

Drive Mobil | PL1303 Sport Rider

Sport Rider: Stylish und extravagant

Mit seinem auffälligen Design, bedingt durch das besonders große Antriebsrad, ist er als der Sportler unter den Scootern sofort erkennbar. Spielerisch überwindet der Sport Rider Bordsteinkanten und Steigungen und sieht dabei immer cool aus.



Extragroße 500-mm-Räder



Komfortable Vollfederung aller Räder



Besonders viel Beinfreiheit

GESCHWINDIGKEIT: 15 KM/H

REICHWEITE CA. 40-50 KM

BELASTBARKEIT: 180 KG

 **SPORTLICHES DESIGN**

 **KAPITÄNSSITZ**

 **VOLLFEDERUNG**

 **EXTRAGROSSE RÄDER**

 **GROSSER FUSSRAUM**

 **VERSTÄRKTE BREMSEN**


15 KM/H


40-50 KM


180 KG

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR

**drive
mobil**
www.drivemobil.de

★ ★ ★ ★ ★
PREMIUM LINE PL1303 SPORT RIDER



★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM LINE

PL1300 ROYALE

 GESCHWINDIGKEIT 15 km/h

 REICHWEITE CA. 50 km

 BELASTBARKEIT 160 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	PL1300 Royale
Abmessungen L x B x H	158 x 73 x 135 cm
Gewicht ohne Batterie	101 kg
Batteriekapazität	80 Ah
Motorleistung	1300 W
Bodenfreiheit	15 cm
Wenderadius	160 cm
Steigfähigkeit	18 %
Bereifung vorne/hinten	90/80-8 – 100/80-10
Farbe	Titanium/Rot/Weiß

- ★ Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- ★ Serienmäßiges Bremslicht
- ★ Leistungsstarker 1300 W Motor
- ★ Übersichtliches Multifunktionsdisplay
- ★ Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort u. Sicherheit beim Überqueren von Hindernissen
- ★ Bodenfreiheit bis zu 15 cm
- ★ Individuell einstellbarer Deluxe-Kapitänsitz

Farbauswahl:
Bestellnummer:

Titanium
HW002SIL-G

Rot
HW002RD-G

Weiß
HW002WH-G


Drive Mobil | PL1300 Royale

Royale: Königlich und dynamisch

In puncto Komfort setzt dieser „königliche“ Scooter Maßstäbe. Gerade größere Menschen schätzen den Deluxe-Kapitänsitz. Bequemer ist nur noch das Sofa zu Hause. Details wie eine automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven, der automatisch aktivierte Energiesparmodus bei Nichtbenutzung oder die selbsttätige Blinkerabschaltung sorgen für einen besonderen Komfort und sparen Energie.



Tages- und Gesamtkilometer, Batteriestand, Geschwindigkeit, Uhrzeit und Temperaturanzeige



Deluxe-Kapitänsitz



Bremslicht

GESCHWINDIGKEIT: 15 KM/H

REICHWEITE CA. 50 KM

BELASTBARKEIT: 160 KG

 GESCHWINDIGKEITSREDUZIERUNG

 DELUXE-KAPITÄNSSITZ

 ENERGIESPARMODUS

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR



15 KM/H



50 KM



160 KG

**drive
mobil**

www.drivemobil.de

 SICHERHEITSGURT

 VOLLFEDERUNG

 EXTRAGROSSE RÄDER

 1300 W MOTOR

★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM LINE PL1300 ROYALE



PREMIUM LINE

PL1300 COBRA

 GESCHWINDIGKEIT 15 km/h

 REICHWEITE CA. 30-45 km

 BELASTBARKEIT 180 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	PL1300 Cobra
Abmessungen L x B x H	160 x 73 x 135 cm
Gewicht ohne Batterie	110 kg
Batteriekapazität	50/80 Ah
Motorleistung	1300 W
Bodenfreiheit	10 cm
Wenderadius	132 cm
Steigfähigkeit	18 %
Bereifung	100/55 -10
Farbe	Schwarz/Grau/Weiß

- ★ Vollfederung aller vier Räder
- ★ Energiesparende LED-Lichttechnologie
- ★ Leistungsstarker 1300 W Motor
- ★ Individuell einstellbarer Kapitänssitz
- ★ Einfache Bedienung aller Funktionen
- ★ Extragroße Räder für maximalen Fahrkomfort und sicheres Überwinden von Hindernissen

Farbauswahl:
Bestellnummer:

Schwarz
WU012BLK-G

Grau
WU012GR-G

Weiß
WU012WH-G


Drive Mobil | PL1300 Cobra

Cobra: Stark und wendig

Dieser robuste Scooter ist bis 180 Kilo belastbar und bietet ein hohes Maß an Fahrkomfort. Moderne und energiesparende LED-Technik, ein serienmäßiges Bremslicht und der Delta-Greiflenker stehen für beste Ausstattung. Der Kapitänssitz mit verstellbarer Rückenlehne und hochschwenkbaren Armlehnen sorgt für Bequemlichkeit.



Übersichtliches Bedienteil



Komfortable Vollfederung aller Räder



Bremslicht

GESCHWINDIGKEIT: 15 KM/H

REICHWEITE CA. 30-45 KM

BELASTBARKEIT: 180 KG

😊 ÜBERSICHTLICHES BEDIENTEIL

△ DELTA-GREIFLENKER

⚡ ENERGIESPARMODUS

★ LED-TECHNOLOGIE

🌀 VOLLFEDERUNG

🛞 EXTRAGROSSE RÄDER

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR

**drive
mobil**
www.drivemobil.de

🚗
15 KM/H

A
30-45 KM

🛢️
180 KG

★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM LINE PL1300 COBRA



NEW LINE

Sportlich, komfortabel, zuvorkommend

Die Kombination von ausgezeichnetem Komfort und Funktionalität, sowie ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die New-Line-Produkte aus.



NL700 Santis



NL500 Supreme




NL470 Envoy S



☆☆☆ NEW LINE

NL700 SANTIS

 GESCHWINDIGKEIT 15 km/h

 REICHWEITE CA. 40-55 km

 BELASTBARKEIT 160 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	NL700 Santis
Abmessungen L x B x H	140 x 70 x 136 cm
Gewicht ohne Batterie	95 kg
Batteriekapazität	50/80 Ah
Motorleistung	700 W
Bodenfreiheit	8 cm
Wenderadius	128 cm
Steigfähigkeit	21 %
Bereifung vorne/hinten	100/60-8 – 115/55-8
Farbe	Schwarz/Champagner/Titanium

- ★ Patentierte Vollfederung für besten Fahrkomfort
- ★ Energiesparende LED-Lichttechnologie
- ★ Individuell einstellbarer Kapitänssitz
- ★ Extragroße Räder für maximalen Fahrkomfort
- ★ Multifunktionsdisplay
- ★ Energiesparmodus
- ★ Leistungsstarker 700 W Motor

Farbauswahl:
Bestellnummer:

Schwarz
HW003BLK-G

Champagner
HW003CH-G

Titanium
HW003SIL-G

Drive Mobil | NL700 Santis

Santis: Sportlich und vielseitig

Wenn Sie mit dem Santis unterwegs sind, sind Sie auf der sicheren Seite. Die robuste Bauart verbindet hohe Sicherheit mit optimalem Fahrkomfort. So sind auch längere Touren kein Problem und Sie werden neue Horizonte entdecken.



Tages- und Gesamtkilometer, Batteriestand, Geschwindigkeit, Uhrzeit und Temperaturanzeige

GESCHWINDIGKEIT: 15 KM/H



Komfortable Vollfederung aller Räder

REICHWEITE CA. 40-55 KM



LED-Lichttechnologie

BELASTBARKEIT: 160 KG

 DELTA-GREIFLENKER

 ENERGIESPARMODUS

 SERIENMÄSSIGER KORB

 LED-TECHNOLOGIE

 VOLLFEDERUNG

 EXTRAGROSSE RÄDER




15 KM/H



40-55 KM



160 KG



**drive
mobil**

www.drivemobil.de

★★★ NEW LINE NL700 SANTIS



☆☆☆ NEW LINE

NL500 SUPREME

GESCHWINDIGKEIT 12 km/h

REICHWEITE CA. 35-40 km

BELASTBARKEIT 135 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	NL500 Supreme
Abmessungen L x B x H	132 x 67 x 116 cm
Gewicht ohne Batterie	85 kg
Batteriekapazität	36/50 Ah
Motorleistung	500 W
Bodenfreiheit	10 cm
Wenderadius	120 cm
Steigfähigkeit	21 %
Bereifung vorne/hinten	90/40-8 – 100/50-8
Farbe	Champagner/Titanium/Weiß

- ★ Patentierte Vollfederung für besten Fahrkomfort
- ★ Modernes Design und kompakte Bauweise
- ★ Energiesparende LED-Lichttechnologie
- ★ Individuell einstellbarer Kapitänssitz
- ★ Multifunktionsdisplay
- ★ Energiesparmodus

Farbauswahl: **Champagner** HW006CH-G **Titanium** HW006SIL-G **Weiß** HW006WH-G

Drive Mobil | NL500 Supreme

Supreme: Komfortabel und innovativ

Und das nicht nur wegen des äußerst komfortablen und bequem drehbaren Kapitänssitzes. Der Scooter verfügt über eine sehr gute Ausstattung, ist besonders kompakt und damit platzsparend und überzeugt durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 270 mm großen Antriebsräder bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Der Gashebel ist mit dem Handballen nutzbar und weitere technische Raffinessen machen den Scooter zum Hightech-Mobil.



Tages- und Gesamtkilometer, Batteriestand, Geschwindigkeit, Uhrzeit und Temperaturanzeige



LED-Lichttechnologie



Patentierte Vollfederung für besten Fahrkomfort

GESCHWINDIGKEIT: 12 KM/H

REICHWEITE CA. 35-40 KM

BELASTBARKEIT: 135 KG

 DELTA-GREIFLENKER

 ENERGIESPARMODUS

 SERIENMÄSSIGER KORB

 SCHEINWERFER VERSTELLBAR

 VOLLFEDERUNG

 LED-TECHNOLOGIE

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR



12 KM/H



35-40 KM



135 KG

**drive
mobil**
www.drivemobil.de

★ ★ ★ NEW LINE NL500 SUPREME



☆☆☆ NEW LINE

NL470 ENVOY S

GESCHWINDIGKEIT 10 km/h

REICHWEITE CA. 36-40 km

BELASTBARKEIT 160 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	NL470 Envoy S
Abmessungen L x B x H	120 x 58 x 103 cm
Gewicht ohne Batterie	69 kg
Batteriekapazität	36/50 Ah
Motorleistung	470 W
Bodenfreiheit	8 cm
Wenderadius	135 cm
Steigfähigkeit	14 %
Bereifung	3.00-4
Farbe	Rot/Grau/Weiß

- ★ Nutzergewicht bis 160 kg
- ★ Leistungsstarker 470 W Motor
- ★ Vollfederung für besten Fahrkomfort
- ★ Individuell einstellbarer Kapitänssitz
- ★ Einfache und übersichtliche Bedienung
- ★ Große Räder für maximalen Fahrkomfort und sicheres Überwinden von Hindernissen

Farbauswahl:
Bestellnummer:

Rot
MS051RD-G

Grau
MS051GR-G

Weiß
MS051WH-G

Drive Mobil | NL470 Envoy S

Envoy S: Zuvorkommend und spritzig

Die große Stärke des Envoy S ist seine einfache Bedienbarkeit. Im Handumdrehen sind Sie mit diesem Scooter vertraut und der nächsten Spritztour steht nichts mehr im Weg. Belastbar ist der Scooter bis 160 Kilo, und durch die robuste Bauweise sind Sicherheit und Zuverlässigkeit selbstverständlich.



Einfaches Bedienteil



Komfortable Vollfederung aller Räder



Große Räder für maximalen Fahrkomfort

GESCHWINDIGKEIT: 10 KM/H

REICHWEITE CA. 36-40 KM

BELASTBARKEIT: 160 KG

 EINFACHES BEDIENTEIL

 DELTA-GREIFLENKER

 SERIENMÄSSIGER KORB

 NUTZERGEWICHT BIS 160 KG

 VOLLFEDERUNG

 GROSSER FUSSRAUM

 STARKER 470 W MOTOR

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR

**drive
mobil**
www.drivemobil.de


10 KM/H


36-40 KM


160 KG

☆☆☆ NEW LINE NL470 ENVOY S

★ BASIC LINE

Kompakt, zuverlässig, wendig

Praktisch und flexibel, leicht und einfach in der Handhabung – das sind die Vorteile der Basic Line. Der optimale Begleiter für jeden, der mobiler werden will.



BL450 Spirit



BL350 Envoy



BL270 Scout



★ **BASIC LINE**

BL450 SPIRIT

GESCHWINDIGKEIT 6 km/h

REICHWEITE CA. 35 km

BELASTBARKEIT 120 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	BL450 Spirit
Abmessungen L x B x H	131 x 61 x 86 cm
Gewicht ohne Batterie	69 kg
Batteriekapazität	36 Ah
Motorleistung	450 W
Bodenfreiheit	8 cm
Wenderadius	110 cm
Steigfähigkeit	18 %
Bereifung	3.00-4
HMV-Nummer	18.51.05.1025
Farbe	Schwarz/Bordeauxrot/ Titanium

- ★ Leistungsstarker 450 W Motor
- ★ Übersichtliches Bedienteil
- ★ Vollfederung für besten Fahrkomfort
- ★ Individuell einstellbarer Kapitänssitz
- ★ Energiesparmodus

Farbauswahl:
Bestellnummer:

Schwarz
HW004BLK-G

Bordeauxrot
HW004RD-G

Titanium
HW004SIL-G


Drive Mobil | BL450 Spirit

Spirit: Kompakt und temperamentvoll

Der leistungsstarke Motor des „Spirit“ bringt Sie schnell und zuverlässig ans Ziel. Die Geschwindigkeitsregelung ist handlich und einfach zu bedienen. Für einen besonderen Fahrkomfort sorgt die separate Federung aller vier Räder. Auch bei unebenem Untergrund schweben Sie wie auf Wolken. So kommen Sie ausgeruht und voller Energie ans Ziel.



Einfaches Bedienteil



Komfortable Vollfederung aller Räder



Antikipphilfe

GESCHWINDIGKEIT: 6 KM/H

REICHWEITE CA. 35 KM

BELASTBARKEIT: 120 KG

 EINFACHES BEDIENTEIL

 SERIENMÄSSIGER KORB

 ENERGIESPARMODUS

 VOLLFEDERUNG

 HOHE BODENFREIHEIT

 STARKER 450 W MOTOR



6 KM/H



35 KM



120 KG

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR


**drive
mobil**
www.drivemobil.de

★ BASIC LINE BL450 SPIRIT



★ BASIC LINE

BL350 ENVOY

 GESCHWINDIGKEIT 6 km/h

 REICHWEITE CA. 36-40 km

 BELASTBARKEIT 160 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	BL350 Envoy
Abmessungen L x B x H	120 x 58 x 103 cm
Gewicht ohne Batterie	64 kg
Batteriekapazität	36/50 Ah
Motorleistung	350 W
Bodenfreiheit	8 cm
Wenderadius	135 cm
Steigfähigkeit	14 %
Bereifung	3.00-4
HMV-Nummer	18.51.05.1028
Farbe	Rot/Grau

- ★ Nutzergewicht bis 160 kg
- ★ Vollfederung für besten Fahrkomfort
- ★ Modernes Design
- ★ Einfache und übersichtliche Bedienung
- ★ Rückspiegel links und rechts
- ★ Große Räder für maximalen Fahrkomfort und sicheres Überwinden von Hindernissen

Farbauswahl:
Bestellnummer:

Rot
MS050RD-G

Grau
MS050GR-G

Drive Mobil | BL350 Envoy

Envoy: Zuverlässig und individuell


Mit diesem Mobilitätsgaranten erfahren Sie ungeahnte Freiheiten. Und das in einem modernen Design, das sogar eine individuelle Farbgebung ermöglicht. Doch dieser Scooter ist nicht nur schön, er ist auch praktisch. So besteht der extragroße Fußraum aus pflegeleichtem Material, und ein Klettverschluss ermöglicht das schnelle Verschließen der Abdeckung.



Einfaches Bedienteil



Komfortable Vollfederung aller Räder



Große Räder für maximalen Fahrkomfort

GESCHWINDIGKEIT: 6 KM/H

REICHWEITE CA. 36-40 KM

BELASTBARKEIT: 160 KG

 EINFACHES BEDIENTEIL

 DELTA-GREIFLENKER

 SERIENMÄSSIGER KORB

 NUTZERGEWICHT BIS 160 KG

 VOLLFEDERUNG

 GROSSER FUSSRAUM


6 KM/H


36-40 KM


160 KG

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR

**drive
mobil**
www.drivemobil.de

★ BASIC LINE BL350 ENVOY



★ BASIC LINE

BL270/320 NEW KITE

GESCHWINDIGKEIT 6 km/h

REICHWEITE CA. 16-20 km

BELASTBARKEIT 115/125 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	BL270/320 New Kite
Abmessungen L x B x H	100 x 48 x 87 cm
Gewicht ohne Batterie	35,4 kg
Batteriekapazität	12/20 Ah
Motorleistung	270/320 W
Bodenfreiheit	6,5 cm
Wenderadius	90 cm
Steigfähigkeit	14 %
Bereifung	200 x 50
Farbe	Blau mit 270 W Motor Rot mit 320 W Motor

- ★ Einfache und übersichtliche Bedienung
- ★ Praktisch für unterwegs
- ★ Geringes Eigengewicht
- ★ Geringer Wenderadius
- ★ In drei Teile zerlegbar

Farbauswahl:
Bestellnummer:

Blau
MS0024BL-G

Rot
MS0034RD-G

Drive Mobil | BL270/320 New Kite

New Kite: Wendig und reiselustig

Der New Kite ist der ideale Begleiter für unterwegs. Durch sein geringes Eigengewicht lässt er sich problemlos transportieren, ist schnell zerlegt und ebenso schnell wieder zusammengesetzt. Sein übersichtliches Bedienteil macht die Handhabung zum Kinderspiel. Nach Wunsch und Bedarf ist der New Kite in zwei Leistungsstärken lieferbar.



Einfaches Bedienteil



Geringer Wenderadius



Einfach zerlegbar

GESCHWINDIGKEIT: 6 KM/H

REICHWEITE CA. 16-20 KM

BELASTBARKEIT: 115/125 KG

 **EINFACH ZU BEDIENEN**

 **SERIENMÄSSIGER KORB**

 **SCHNELL ZERLEGBAR**

 **GERINGES EIGENGEWICHT**

GERINGER
WENDERADIUS

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR



6 KM/H



16-20 KM



115/125 KG


**drive
mobil**
www.drivemobil.de

★ **BASIC LINE** BL270/320 NEW KITE



★ **BASIC LINE**

BL270 SCOUT

 **GESCHWINDIGKEIT** 6 km/h

 **REICHWEITE CA.** 16 km

 **BELASTBARKEIT** 130 kg



ALLES AUF EINEN BLICK

Produkt/Modell	BL270 Scout
Abmessungen L x B x H	108 x 48 x 91 cm
Gewicht ohne Batterie	34 kg
Batteriekapazität	20 Ah
Motorleistung	270 W
Bodenfreiheit	6 cm
Wenderadius	99 cm
Steigfähigkeit	14 %
Bereifung	200 x 50
Farbe	Rot


- ★ Einfache und übersichtliche Bedienung
- ★ Praktisch für unterwegs
- ★ Geringes Eigengewicht
- ★ Geringer Wenderadius
- ★ Schnell und einfach ohne Werkzeug zerlegbar

Farbauswahl: **Rot**
Bestellnummer: **MS025RD-G**

Drive Mobil | BL270 Scout

Scout: Wendig und spritzig

Mit dem Scout sind Sie jederzeit mobil und aktiv bei allen Unternehmungen dabei. Denn der wendige Scooter macht mit seinem modernen Design nicht nur optisch viel Freude, sondern lässt sich zudem ganz einfach und wendig fahren. Damit Sie auch am Ziel Ihrer Reise mobil sind, können Sie den Scout mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zerlegen und bequem im Auto verstauen.



Einfaches Bedienteil



Geringer Wenderadius



Werkzeuglos zerlegbar

GESCHWINDIGKEIT: 6 KM/H

REICHWEITE CA. 16 KM

BELASTBARKEIT: 130 KG

 EINFACH ZU BEDIENEN

 SERIENMÄSSIGER KORB

 SCHNELL ZERLEGBAR

 GERINGES EIGENGEWICHT

GERINGER WENDERADIUS

INDIVIDUELL
EINSTELLBAR


6 KM/H


16 KM


130 KG

**drive
mobil**
www.drivemobil.de

★ BASIC LINE BL270 SCOUT

Drive Mobil | Spezifikation und Serienausstattung



SPEZIFIKATION

	PL1303 Sport Rider	PL1300 Royale	PL1300 Cobra	NL700 Santis	NL500 Supreme	NL470 Envoy S	BL450 Spirit	BL350 Envoy	BL270/320 New Kite	BL270 Scout
Geschwindigkeit	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	12 km/h	10 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Reichweite ca.	40-50 km	50 km	30-45 km	40-55 km	35-40 km	36-40 km	35 km	36-40 km	16-20 km	16 km
Max. Belastung	180 kg	160 kg	180 kg	160 kg	135 kg	160 kg	120 kg	160 kg	115/125 kg	130 kg
Abmessungen L x B	165 x 78 cm	158 x 73 cm	160 x 73 cm	140 x 70 cm	132 x 67 cm	120 x 58 cm	131 x 61 cm	120 x 58 cm	100 x 48 cm	108 x 48 cm
Gewicht ohne Batterie	120 kg	101 kg	110 kg	95 kg	85 kg	69 kg	69 kg	64 kg	35,4 kg	34 kg
Batteriekapazität	80/110 Ah	80 Ah	50/80 Ah	50/80 Ah	36/50 Ah	36/50 Ah	36 Ah	36/50 Ah	12/20 Ah	20 Ah
Motorleistung	1300 W	1300 W	1300 W	700 W	500 W	470 W	450 W	350 W	270/320 W	270 W
Bodenfreiheit	12 cm	15 cm	10 cm	8 cm	10 cm	8 cm	8 cm	8 cm	6,5 cm	6 cm
Wenderadius	157 cm	160 cm	132 cm	128 cm	120 cm	135 cm	110 cm	135 cm	90 cm	99 cm
Steigfähigkeit	18 %	18 %	18 %	21 %	21 %	14 %	18 %	14 %	14 %	14 %
Bereifung	2,75 x -14	90/80-8 – 100/80-10	100/55 -10	100/60-8 – 115/55-8	90/40-8 – 100/50-8	3.00-4	3.00-4	3.00-4	200 x 50	200 x 50
Sitzbreite	51 cm	50 cm	51 cm	51 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	40 cm	43 cm
Sitztiefe	48 cm	45 cm	48 cm	48 cm	46 cm	39 cm	43,2 cm	39 cm	34 cm	40 cm
Farbe	Schwarz	Titanium Rot Weiß	Schwarz Grau Weiß	Schwarz Champagner Titanium	Champagner Titanium Schwarz	Rot Grau Weiß	Schwarz Rot Titanium	Rot Grau	Blau Rot	Rot

★★★★★ Premium Line ★★★ New Line ★ Basic Line

Der maximale Reichweite ist abhängig vom Batterietyp, Ladezustand und der Einsatzbedingung.




AUSSTATTUNG

	PL1303 Sport Rider	PL1300 Royale	PL1300 Cobra	NL700 Santis	NL500 Supreme	NL470 Envoy S	BL450 Spirit	BL350 Envoy	BL270/320 New Kite	BL270 Scout
Antikipphilfe	○	–	●	–	–	●	●	●	●	●
Bremslicht	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–
Ergonomischer Deltagriff	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–
Federung	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Getränkehalter	–	●	–	●	●	–	●	–	–	–
Große Räder	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Handbremse	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–
Heckmarkierungstafel	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Individuelle Sitzverstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komfortsitz	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Korb vorne	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ladestandanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motor entkoppeln (Freilauf)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsdisplay	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–
Neigungsverstellung Lenksäule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passive Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rückspiegel	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Scheinwerfer m. LED-Technologie	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–

● Serie – nicht möglich ○ optional ★★★★★ Premium Line ★★★ New Line ★ Basic Line

Drive Mobil | Serienmäßiges und optionales Zubehör



ZUBEHÖR

Art. Nr.	PL1303 Sport Rider	PL1300 Royale	PL1300 Cobra	NL700 Santis	NL500 Supreme	NL470 Envoy S	BL450 Spirit	BL350 Envoy	BL270/320 New Kite	BL270 Scout
1 Wertsachenbox kompakt, Armlehnenmontage	950500500	○	○	○	○	○	–	–	–	–
2 Wertsachenbox kompakt, Vierkantrrohr-Montage	950500100	–	–	–	○	○	○	○	–	–
3 Wertsachenbox groß, Vierkantrrohr-Montage	950100101	○	–	○	–	–	–	–	–	–
4 Halter für Gehhilfe u. Rollator, Armlehnenmontage	950000365	○	○	○	○	○	–	–	–	–
5 Halter für Gehhilfe u. Rollator, Vierkantrrohr-Montage	950000089	○	–	○	○	○	○	○	–	–
6 Halter für Golftasche Royale	950500300	–	○	–	–	–	–	–	–	–
7 Korb vorne	Serienmäßig	–	–	–	●	●	●	●	●	●
8 Korb hinten	950000090	○	○	○	○	○	–	–	–	–
9 Stockhalter, Armlehnenmontage	950000028	○	○	○	○	○	○	○	–	–
10 Stockhalter, Vierkantrrohr-Montage	950000029	○	–	○	○	○	●	●	●	●
11 Sauerstoffflaschenhalter	950500113	○	–	○	○	○	○	○	○	○

● Serie – nicht möglich ○ optional



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

ZUBEHÖR

	Art. Nr.	PL1303 Sport Rider	PL1300 Royale	PL1300 Cobra	NL700 Santis	NL500Supreme	NL470 Envoy S	BL450 Spirit	BL350 Envoy	BL270/320 New Kite	BL 270 Scout
12 Regenumhang Blau	RT-SC001	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13 Regenumhang Rot	RT-SC001	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14 Regenjacke	319	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
15 Scootergarage											
Größe M L:120 x B:65 x H:95 cm	RT-2993	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
Größe L L:140 x B:71 x H:100 cm	RT-4443	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Größe XL L:155 x B:80 x H:125 cm	RT-4444	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16 Scootergarage, faltbar	SCGARAGE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
17 Scootertasche für die Lenksäule	RT-5025	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
28 Scooter tasche für die Rückenlehne	RT-5026	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19 Scootersatteltasche	RT-5022	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
20 Scootereinkaufstasche	RT-5021GY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
21 Scooter-Accessoire-Paket*	RT-SCPACK	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Serie – nicht möglich ○ optional

Prüfen Sie die Kombination des Zubehörs bitte auf technische Umsetzung!

*Besteht aus: großer seitlicher Einkaufstasche, kleiner seitliche Einkaufstasche, großem Rucksack mit Stockhalter, Einkaufstasche/Regenschutz für Korb vorne, Scootergarage, Regenschutz für Korb vorne.



Wissenswertes zum Thema Scooter

Auf die Details kommt es an

Damit das Fahren mit einem Scooter zu einem sicheren und bequemen Erlebnis wird, müssen viele Dinge ineinandergreifen. Eine robuste Rahmenkonstruktion gibt sicheren Halt, kräftige Reifen mit Einzelradfederung sorgen für ein möglichst erschütterungsfreies Fortkommen und der bequeme Sitz in Verbindung mit den verstellbaren Arm- und Fußstützen bietet den gewünschten Komfort. Spezielle Scheinwerfer leuchten in der Nacht die Umgebung optimal aus und Reflektoren und Rücklichter sorgen dafür, dass Sie immer gut gesehen werden. Verschiedene Sicherheitsmechanismen, wie das automatische Abbremsen, wenn der Gashebel losgelassen wird, oder die automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurven, unterstützen eine sichere Fahrt.

Gut für die Umwelt, gut für den Geldbeutel

Die Scooter von Drive Medical sind nicht nur einfach zu bedienen, sie fahren auch umwelt-schonend und kostensparend. Der Antrieb der Scooter erfolgt durch eine Batterie, die nach längeren Fahrten – am besten über Nacht – wieder aufgeladen werden sollte. Der Elektromotor ist sparsam im Verbrauch, leise und erzeugt keine Abgase.

Qualität von Anfang an

Von der Planung über die Produktion bis zur Auslieferung an Sie durchlaufen unsere Scooter eine Vielzahl von Qualitätsprüfungen. Scooter von Drive überzeugen durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und darauf sind wir stolz. Deshalb geben wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren, auf die Akkus ein Jahr.

Der Kauf ist Vertrauenssache

Ein gutes Produkt ist das eine, eine kompetente Beratung das andere. Deshalb empfehlen wir für den Kauf eines Scooters den Fachhandel. Hier finden Sie qualifizierte Beratung und individuelle Betreuung. Schildern Sie genau Ihre Wünsche und Ihre Ansprüche an die Mobilität. So finden Sie den passenden Scooter von Drive Medical und genau das Zubehör, das Sie wirklich brauchen.

Wo darf ein Scooter fahren?

Überall dort, wo Fußgänger unterwegs sein dürfen, können Sie in Schrittgeschwindigkeit auch mit Ihrem Scooter fahren. Das gilt ebenso für Fußgängerzonen. Selbstverständlich ist auch das Befahren von Straßen mit dem Scooter erlaubt; eine Helmpflicht gibt es nicht.

Braucht man eine Fahrerlaubnis?

Für das Fahren eines Scooters gibt es außer einem Mindestalter von 15 Jahren keine Einschränkung. Ein Führerschein ist nicht erforderlich, es reicht eine kurze Einweisung durch den Händler, bei dem Sie Ihren Scooter kaufen, und schon kann es losgehen.

Wann muss ein Scooter versichert werden?

Sobald ein Scooter in der Lage ist, schneller als 6 km/h zu fahren, muss er versichert werden und es muss ein Kennzeichen am Scooter („Moped-Kennzeichen“) angebracht werden. Scooter mit einer Geschwindigkeit bis maximal 6 km/h sind in der Regel über die Privathaftpflichtversicherung abgesichert. Hierzu fragen Sie am besten bei Ihrer Versicherung nach.

Abweichungen von Farbe und/oder Ausstattung ggü. den Abbildungen sind möglich / werden vorbehalten.



WIR
BEWEGEN
IHR LEBEN!

Hier gibt es Drive-Mobil-Produkte:

Stand Juli 2013 – Irrtum und Änderungen vorbehalten

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu • Germany
info@drivemedical.de • www.drivemedical.de • Tel.: +49 7562 9724-0 • Fax: +49 7562 9724-25

drive
mobil

www.drivemobil.de



Jetzt informieren!

