

Duschhocker Duro

Bequem und sicher duschen



einstellbare Rückenlehne



8-fach höhenverstellbare Beine



Belastbarkeit

Abmessungen

Maße Sitzfläche	500 mm x 310 mm
Gesamtbreite	450 mm
Höhe Sitzfläche	35 mm
Höhenverstellung (Sitztiefe)	8-fach: 340 - 520 mm
Rückenlehnenverstellung	3-fach

Weiteres

Maximale Belastung	130 kg
Gewicht mit Rückenlehne	2,9 kg
Gewicht Rückenlehne	0,9 kg
Gewicht Duschhocker	2,0 kg
Oberfläche Sitzfläche	seidenmatt, rutschsichere
Farbe	weiß

Bestellnummern

Duschhocker Duro plus mit Rückenlehne	550 500 300
Duschhocker Duro ohne Rückenlehne	550 500 200

- ▶ Maximale Belastbarkeit von 130 kg
- ▶ Großer Sitz mit Wasserablauflöchern
- ▶ Beine 8-fach höhenverstellbar
- ▶ Rutschhemmende GummifüÙe
- ▶ Sicherer Stand
- ▶ Leicht zu reinigen
- ▶ Einfach aufzubauen
- ▶ Geringes Gewicht
- ▶ Mit und ohne Rückenlehne lieferbar
- ▶ Rückenlehne einstellbar
- ▶ Rostfreie, silber eloxierte Aluminiumbeine