

Aufgrund der stabilen Scherenkonstruktion des Bettunterbaus bietet das aks-Scherenbett eine hohe Standfestigkeit.

## aks-S4

Das wohnliche Pflegebett mit Patent für die häusliche Pflege

### Vorteile des Scherenbettes:

- hohe Funktionalität – individuelle Positionierung – viergeteilte Liegefläche mit elektrisch verstellbarer Höhe, Kopf- und Fußauflage; Fußteil mit Knieknick vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per Handschalter aus jeder Stellung elektrisch verstellbar - patentgeschützt!

- Schutz vor Herausfallen – beidseitig integrierte stabile Seitengitter
- fester Stand des kompakten und vergrößerten Scherenhubs nach EN 60601-2-52:2010 mit vier feststellbaren Rollen
- Liegefläche mit Holzfederleisten oder Metallgitter
- SMPS-29V: Das Schaltnetzteil bietet Sicherheit durch Überlastschutz und Spannungsstabilität mit variabler Eingangsspannung
- ergonomische Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit möglich
- inkl. Aufrichter und Haltegriff

### optional:

- Seitengittererhöhung, z. B. für den Einsatz von Großzellenmatratzen
- Bettverlängerung zur Versorgung größerer Patienten
- Seitengitterpolsterung
- leichter Aufbau durch eine Person mittels der Montagehilfe



# S4

### Bestell-Nr.

aks-S4  
mit Liegefläche Metall 3524012

aks-L4  
mit Liegefläche Holzfederleisten 3524010