

Zubehör

Invacare® Leo Invacare® Lynx

Batterieladegerät	●	●
Einkaufskorb, vorn (1)	●	●
Einkaufskorb, hinten (2)	○	○
Wertsachenbox, abschließbar (3)	○	
Sitztasche	○	
Spiegel, links (4)	○	
Haltegurt (5)	○	
Stockhalter (6)	○	○
Gehgestell-Halter (7)	○	
Sauerstoff-Flaschenhalter (8)	○	
Regenabdeckung	○	○

● = serienmäßig ○ = optional



Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Katalogen behalten wir uns vor.

Mobilität für mehr Lebensqualität!

Die Invacare® Scooter machen sie mobil für Aktivitäten, die Ihnen wichtig sind! Sie sind einfach zu bedienen, robust und sicher. Mit kräftigen und zugleich sparsamen Elektro-Motoren sind sie wirtschaftlich, umweltfreundlich und dürfen ohne Führerschein gefahren werden. Bewahren Sie sich Ihre Selbstständigkeit, nehmen Sie sich die Freiheit, aktiv am Leben teilzunehmen – für sich und für Ihre Familie!

Die Invacare® Scooter-Familie in der Übersicht:



Invacare® Comet



Invacare® Orion



Invacare® Leo



Invacare® Lynx

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch Ihren Fachhändler:



AQUATEC

INVACARE®AQUATEC GmbH

Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 (0) 75 62 / 7 00-0
Telefax +49 (0) 75 62 / 7 00-66
info@invacare-aquatec.com
www.invacare-aquatec.de



AQUATEC

Für mehr Lebensqualität!



Art.-Nr.: 1514111 · Stand: 02/2010 · © Invacare® International Saitl 2009 · Alle Rechte vorbehalten.

Invacare® Scooter
Leo und Lynx



Invacare® Leo und Lynx



➤ **Invacare® Leo**

Selbstständigkeit bewahren. Aber sicher.

Schick und wendig, einfach und komfortabel zu fahren: Der **Invacare® Leo** ist der ideale City-Flitzer. Mit seinen kompakten Abmessungen ist dieser Scooter der perfekte Einkaufsbegleiter – sei es in Supermärkten oder auf dem Wochenmarkt. Auch wenn es draußen bereits dunkel wird, kommen Sie sicher wieder nach Hause. Dafür sorgt die Beleuchtungsanlage mit serienmäßigem Bremslicht und hellem Scheinwerfer.

Kann ganz einfach mitgenommen werden: **Leo** ist ohne Werkzeug in wenigen Handgriffen zerlegbar und kann so in fast jedem Auto transportiert werden.



➤ **Invacare® Lynx**

Klein und fein.

So leicht und wendig ist nur der **Invacare® Lynx**. Angenehm geschmeidig und nahezu geräuschlos, bewegt sich der Scooter für den Innenbereich durch enge Gänge und zwischen den Regalen im Kaufhaus. Hindernisse werden einfach umrundet.

Trotz seiner kompakten Abmessungen ist der **Lynx** besonders belastbar. Dafür sorgen die bei der Konstruktion berücksichtigten Sicherheitsreserven des Fahrwerkrahmens. Im Handumdrehen und ohne Werkzeug ist der flotte Scooter zerlegt und kann sogar im Kofferraum eines Kleinwagens mitgenommen werden.

Ausstattung



Scheinwerfer
helles Licht für mehr Sicherheit bei Fahrten in der Dunkelheit.

Lenksäule, Sitz und Armlehnen
einstellbar für ergonomischen Sitzkomfort.

Zweistufige Entkupplung
verhindert versehentliches Entkuppeln des Antriebs.

Ladestandanzeige
warnt bei niedrigem Batteriestand.

Einfach überall laden
mit dem eingebauten Ladegerät kann er überall geladen werden.

Schnell zerlegt
ohne Werkzeug zerlegbar – passt ganz einfach in den Kofferraum.

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnen-Höhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Benutzer-gewicht	Batteriekapa-zität	Wenderadius	Überwindbare Bordsteinhöhe	Max. Sichere Neigung	Motorleistung	Reichweite	Geschwin-digkeit
Invacare® Leo	47 cm	41 cm	46-56 cm	47 cm	59 cm	122 cm	83 kg	136 kg	2x36 Ah	131 cm	6 cm	10° / 18 %	600 W	36 km	6 km/h
Invacare® Lynx	43 cm	36 cm	37-42 cm	42 cm	50,5 cm	101 cm	49 kg	135 kg	2x12 Ah	127 cm	5 cm	8° / 14 %	500 W	16 km	6 km/h