





2. Ausführung ohne Rückenlehne

Höhenverstellbare Beine



Querverstrebung für mehr Stabilität

Stabile Rückenlehne



Duschstuhl DS 250

Mit und ohne Rückenlehne

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünf-fache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Einfach zu reinigen

Duschstuhl Deluxe

Mit viel Platz bequem und sicher duschen

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünf-fache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen



Duschstuhl DS 250

Bestellnummer	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne
weiß	771 100 200	771 100 100

Duschstuhl Deluxe

Bestellnummer	12009-2
weiß	

Technische Daten

Produkt	Breite	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Gewicht	Max. Belastung
Duschstuhl DS 250	57 cm	43 cm	41 cm	41 - 51 cm	4,5 kg	250 kg
Duschstuhl Deluxe	68,6 cm	40,6 cm	41 cm	40,6 - 53,5 cm	6,3 kg	270 kg