

NEUHEIT 2017

drive

DeVilbiss  
HEALTHCARE

## Toilettensitzerhöhung TSE 120

Qualität und Sicherheit – jetzt mit HMV-Nr.

Die neue TSE 120, noch leichter und einfacher zu montieren – ideal für den Alltag.

NEU



### Highlights

- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Passend auch für breitere WC-Designs
- Dreifache Höhenverstellung
- Hochklappbare, rutschsichere Armlehnen
- Leicht abnehmbarer Korpus gewährleistet gründliche Reinigung
- Geringes Gewicht – nur 4,3 kg

### Technische Daten

▪ Gewicht mit Armlehnen	4,3 kg
▪ Gewicht ohne Armlehnen	2,7 kg
▪ Maße Korpus in cm	49 x 46 x 19
▪ Maße Öffnung in cm	27 x 20,5
▪ Höhenverstellung in cm	8,5/12/15,5
▪ Breite zw. Armlehnen	46 cm
▪ Max. Belastung	120 kg
▪ HMV-Nr. ohne Armlehnen	33.40.01.3034
▪ HMV-Nr. mit Armlehnen	33.40.01.3035

JETZT TESTEN!

Drive Medical GmbH & Co. KG  
Leutkircher Straße 44 | D-88316 Isny/Allgäu | Germany  
info@drivemedical.de | www.drivemedical.de  
Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 18.05.2017 | Irrtum und Änderungen vorbehalten