

DIE STÄRKEN DER TOPRO PREMIUMSESSEL



Sienna & Modena

- Intuitive Fernbedienung, durch TOPRO Farbskala: mit zwei Knöpfen die richtige Position wählen
- Kinder-Sicherungspin an der Fernbedienung



Verona

- Intuitive Fernbedienung durch TOPRO Farbskala
- Sesselverschiebung durch vier integrierte Rollen
- Horizontale Liegeposition
- Inklusive Kopfkissen (Notfallsystem (Batteriebetrieb))



Valery

- Anpassbar auf Pflegehöhe
- "Herz-Waage-Position" zur Venenentlastung
- Abnehmbare Seitenleiste
- Für Rollstuhlfahrer geeignet
- Schiebegriff und Qualitätsrollen (Tente®) für Patiententransport

TOPRO Farbskala

- Sitzen
- Ruhen
- Aufstehen
- Fußstütze separat bedienen
- Rückenlehne separat bedienen

Verona Armlehnenbezug
 mocca Art.-Nr. 0037-MB
 caramel Art.-Nr. 0037-DB
 sand Art.-Nr. 0037-SA
 UVP 24,00 €



Modena Armlehnenbezug
 mocca Art.-Nr. 0038-MB
 caramel Art.-Nr. 0038-DB
 sand Art.-Nr. 0038-SA
 UVP 19,00 €



Lumbalkissen ComfortPlus
 mocca Art.-Nr. 0039-MB
 caramel Art.-Nr. 0039-DB
 sand Art.-Nr. 0039-SA
 UVP 29,00 €



Kopfkissen ComfortPlus
 mocca Art.-Nr. 0040-MB
 caramel Art.-Nr. 0040-DB
 sand Art.-Nr. 0040-SA
 UVP 45,00 €



ComfortPlus ist ein spezieller Schaumstoff der sich dem Körper anpasst. Er reflektiert auf angenehme Weise die eigene Körperwärme.



7 TOPRO
 ...SESSEL-ZUBEHÖR.

7 TOPRO
 PREMIUMSESSEL

DIE TOPRO SESSEL AUF EINEN BLICK!
 SIENA - MODENA - VERONA - VALERY



WAS WILL MAN MEHR?



* inkl. TOPRO Reparatur-Service vor Ort

Mehr gute Argumente...

Siena



UVP 969,- €



...mehr Sicherheit...

Modena



UVP 969,- €



...mehr Komfort...

Verona



UVP 1.159,- €



...mehr Ergonomie!

Valery



UVP ab 2.625,- €



- Sitzbreite 51 cm
- Sitzhöhe 45,5 cm
- Sitztiefe 54 cm
- Körpergröße ca. 160-180 cm
- Höhe Rückenlehe 57,5 cm
- Neigung Rückenlehne ca. 158° Grad
- Sesselhöhe 103 cm
- Sesselbreite 80 cm
- Sessellänge in Ruheposition 162 cm
- maximale Belastung 150 kg

Microfaser-Stoff, erhältlich in folgenden Farben:

- sand
- caramel
- mocca

- Sitzbreite 51 cm
- Sitzhöhe 43,5 cm
- Sitztiefe 52 cm
- Körpergröße ca. 160-180 cm
- Höhe Rückenlehe 61,5 cm
- Neigung Rückenlehne ca. 158° Grad
- Sesselhöhe 105 cm
- Sesselbreite 83 cm
- Sessellänge in Ruheposition 162 cm
- maximale Belastung 150 kg

Microfaser-Stoff, erhältlich in folgenden Farben:

- sand
- caramel
- mocca

- Sitzbreite 52 cm
- Sitzhöhe 48 cm
- Sitztiefe 52 cm
- Körpergröße ca. 165-185 cm
- Höhe Rückenlehe 59 cm
- Neigung Rückenlehne ca. 180° Grad
- Sesselhöhe 107 cm
- Sesselbreite 77 cm
- Sessellänge in Liegeposition 175 cm
- maximale Belastung 150 kg

Microfaser-Stoff, erhältlich in folgenden Farben:

- sand
- caramel
- mocca

- Sitzbreite 52 cm
- Sitzhöhe 48-61 cm
- Sitztiefe 54 cm
- Körpergröße ca. 165-185 cm
- Höhe Rückenlehe 63,5 cm
- Neigung Rückenlehne ca. 155° Grad
- Sesselhöhe 111,5 cm
- Sesselbreite 76 cm
- Sessellänge in Herz-Waage-Position 175 cm
- maximale Belastung 120 kg

Kunstleder, erhältlich in folgenden Farben:

- beige
- braun
- bordeauxrot

Alle Abbildungen, Maße und Preisangaben, vorbehaltlich von Druckfehlern, Toleranzen, Farbabweichungen und Innovationen im Rahmen der technischen Umsetzung können nicht ausgeschlossen werden.