

# Toilettensitzerhöhung TSE 150

Mit und ohne Armlehnen



- ▶ Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- ▶ Griffmulde am Deckel
- ▶ Guter Halt – rutsch- und verschiebungssicher
- ▶ Rutschsicherer Griff durch genoppte Oberfläche
- ▶ Belastbar bis 150 kg
- ▶ 3-fache Höhenverstellung
- ▶ Auf Sicherheit geprüftes Produkt
- ▶ Gut zu reinigen, da durchgängig glatte Oberflächen
- ▶ Lieferung in praktischer Mitnahme-Trageverpackung und mit Montagehandschuhen



Griffmulde am Deckel



3-fach höhenverstellbar



rutschsicherer Griff



Belastbarkeit

## Abmessungen

Maße Korpus ohne Armlehnen L / B / H	485 / 460 / 225 mm
Maße Korpus mit Armlehnen L / B / H (B/C/A)	485 / 560 / 410 mm
Maße Öffnung L / B / H	250 / 230 / 165 mm
Breite zwischen den Armlehnen (D)	480 mm
Höhenverstellung	3-fach, auf 65 / 100 / 135 mm

## Weiteres

Max. Belastung	150 kg
Gewicht ohne / mit Armlehnen	3,7 / 5,7 kg
Farbe	weiß

Bestellnummern	mit Armlehnen	ohne Armlehnen
Toilettensitzerhöhung TSE 150	520 1000	520 0500
HMV - Nr.	33.40.01.3023	33.40.01.1013

