

Reise-Transport-Rollstuhlserie
G-Lite Pro



G-Lite Pro



Der ideale Reisebegleiter – G-Lite Pro

G-Lite Pro



Merkmale auf einen Blick:

- Rahmen, Kreuzstrebe und Anbauteile aus Alu
- Sitzhöhe 54 cm
- Sitztiefe 42 cm
- Rückenhöhe 42 cm
- Seitenteile **höhenverstellbar**
- Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar
- Abklappbarer Rücken
- Rahmenfarbe silber
- Garantie 2 Jahre



Die Reise-Transport-Rollstuhl-Serie G-Lite Pro zeichnet sich durch die solide Verarbeitung und technisch perfekte Konstruktion aus. Der G-Lite Pro ist mit großen 24"-Hinterrädern bzw. mit 12 1/2" Transiträdern lieferbar. Das geringe Gewicht macht diesen Rollstuhl zum idealen Begleiter auf allen Reisen.



Maße und Gewichte

Sitzbreite	40 / 45 / 50 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	54 cm
Rückenhöhe	42 cm
Gesamtbreite G-Lite Pro 24"	SB +22 cm
Gesamtbreite G-Lite Pro 12"	SB +18 cm
Gesamtlänge (ohne BS / mit BS)	81 / 108 cm
Gesamthöhe (im Betrieb / Rücken abgeklappt)	95 / 74 cm

Gewicht G-Lite Pro 24"	12,5 kg
Gewicht G-Lite Pro 12"	12,0 kg
Transportgewichte:	
Gewicht G-Lite Pro 24" (ohne BS, PO, Räder 24")	7,5 kg
Gewicht G-Lite Pro 12" (ohne BS, PO)	10,5 kg
Belastbarkeit bis	113 kg

BS = Beinstützen
PO = Sitz- und Rückenpolster



Vertrieb durch:



UHC GmbH

Daimlerstr. 12
D-76316 Malsch

Telefon 0 72 46 / 94 32 100
Telefax 0 72 46 / 94 32 109

E-mail: info@uhc-gmbh.de
<http://www.uhc-gmbh.de>



Hersteller:

Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 9
NL-4651 Steenbergse