

Outdoor-Rollator  
TREXX



**TREXX**



**TREXX**



Flexibel, leicht, zuverlässig, in markantem Design  
Der ideale Begleiter im Außenbereich

# TREXX



UHC GmbH

## Merkmale auf einen Blick:

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Lieferbar in 3 Farben
- Sitz aus Echt-Leder braun (optional Nylon schwarz)
- Speichen-Räder mit rot-metallic Designfelgen und pannensicherer Softbereifung
- Radgröße vorne: 290 mm / hinten: 230 mm
- Schiebegriffhöhe 86-98 cm verstellbar
- Breiter Rückengurt serienmäßig
- Stockhalter und Einkaufstasche serienmäßig
- Faltbar zum leichten Transport
- Garantie 2 Jahre



Extra-große Räder

Der TREXX zeichnet sich durch seine extra-großen Räder und seine technisch perfekte Konstruktion aus. Durch seinen einfachen Faltmechanismus läßt sich der TREXX bequem in jedem Auto unterbringen. Die abnehmbare Einkaufstasche macht diesen Rollator zum unentbehrlichen Begleiter im Haushalt, beim Einkauf und auf Reisen.



classic-schwarz



edel-weiß



avantgarde-grau

## Maße und Gewichte

Breite	61 cm
Länge	76 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitzhöhe	61 cm
Schiebegriffhöhe verstellbar	86 - 98 cm

Breite, gefaltet	26 cm
Länge, gefaltet	76 cm
Belastbarkeit bis	130 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	7,2 kg

Vertrieb durch:



UHC GmbH

Daimlerstr. 12  
D-76316 Malsch

Telefon 0 72 46 / 94 32 100  
Telefax 0 72 46 / 94 32 109

E-mail: [info@uhc-gmbh.de](mailto:info@uhc-gmbh.de)  
<http://www.uhc-gmbh.de>

We care



Hersteller:

Van Os Medical B.V.  
Koperslagerij 9  
NL-4651 Steenberghe