

Duschhocker Spa

Der saubere Dreh.



Selbständig im Sitzen duschen. Duschhocker Spa



Ergonomischer Sitz mit verstellbarer Hygieneöffnung

Alle Körperstellen sind leicht erreichbar.

Waschen Sie sich wieder ohne fremde Hilfe.

Ohne Werkzeug verstellbar.

Dreht sicher auf der Stelle

Sie können alleine in die Dusche steigen.

Bleiben Sie unabhängig: Duschen Sie, wann immer Sie wollen! Tipp: Nutzen Sie zusätzlich fest installierte Haltegriffe an der Wand.


Sie werden gepflegt? Die Füße des Pflegers werden mit dem Duschhocker nicht nass.

Räder rutschen nicht weg

Stützen Sie sich auf den Duschhocker, wenn Sie in die Dusche steigen.

Vermeiden Sie gefährliche Stürze im Badezimmer.

Einstellbare Hygieneöffnung zur Reinigung des Intimbereichs.



Sitz reflektiert Körperwärme.

Im Sitzen auf der Stelle drehen.



Duschhocker Spa	S	M	L
Empfohlen für Körpergröße	1,35-1,50 m	1,50-1,70 m	1,70 m
Hygiene-Öffnung Größe 1/2/3(cm)	5/8/11 cm	6/9/12 cm	7/19/13 cm
Gesamtbreite von Griff zu Griff	50,2 cm	51,2 cm	52,2 cm
Sitzhöhe	46 cm	50 cm	54 cm
Höhe mit Rückenlehne	76,8 cm	80,8 cm	84,8 cm
Radstand	30,1 cm	31,1 cm	32,1 cm
Benötigter Platz für Wendekreis	47 cm	48 cm	49 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Gesamtgewicht Edelstahl/Anthrazit	3,9 kg / 4,8 kg	4,1 kg / 4,9 kg	4,2 kg / 5,2 kg

Rahmenfarbe



Anthrazit pulverbeschichtet



Edelstahl

Zubehör



Rückenlehne

