

Solo 4 - Grundmodell

Farbe	Schwarz metallic + Akkudeckel silbergrau
Federung	Active
Benutzergewicht	Bis 100 kg
Motor	Standard
Stuhl	Standard
Stuhloption	Sitzverschiebung
Sitzhöhe	Gasfeder Hebe- / Senk-Vorrichtung
Sitz- & Rückenbreiten	48 cm
Sitztiefe	44 cm
Gasbedienung	Mittels Gashebel
Bedienung der Blinker	Mittels Daumenschalter
Bedienung Tempomat	Auf der Bedientafel
An- / ausschalten	Zündschloss
Reifentypen	Luft
Akku	73 AH MK Standard
Akkuladegerät	mit Ladegerät
Spiegel	wahlweise links oder rechts



Preis (Grundmodell)	€ 7.590,00 (brutto) € 6.378,15 (netto)
Lieferzeit	5 Arbeitstage

Solo 4 - Spezifizierungen

Abk.	Beschreibung	Maß / Messmethode
HE	Höhe Elektromobil (ohne Stuhl)	120 cm (80 cm)
LE	Länge Elektromobil	140 cm
BE	Breite Elektromobil	64 cm
HT	Höhe Trittbrett über dem Boden	17 cm
SB	Sitzbreite	48 cm
ST	Sitztiefe	44 cm
SH	Sitzhöhe über Trittbrett (inkl. Sitzverschiebung)	45 - 53 cm
	Höchstgeschwindigkeit	max. 15 km/h (drosselbar)
	Aktionsradius	45 / 65 km**
	Akku	73 Ah / 97 Ah
	Akkuladegerät	8 A/24 V, 12 A/24 V
	Gesamtgewicht (ohne Akku)	105 kg
	Maximales Belastungsgewicht	160 kg (200 kg)
	Wendekreis	167 cm
	Maximaler Neigungswinkel	10°
	Radmaß (Luftreifen auf teilbarer Felge)	3.00 – 8"
	Erfüllt	EN 12184 Klasse C



* Unter Belastung gemessen mit Sitzverschiebung in mittlerer Position.
 ** Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit, der Außentemperatur, dem Gewicht des Benutzers, dem Reifenruck usw.
 Ah Amper-Stunde

Preisliste

Modell: Solo 4 €7.590,00 (brutto)

Kursstabiles 4-Rad-Elektromobil mit einzigartiger Federung (Torsions-Federung an den Vorder- und Hinterrädern und INDEGO-Federung an der Vorder- und Hinterachse), Höchstgeschwindigkeit 15 km/h, Rückrollsperr, 5-Speichen-Felgen mit schwarzen Reifen und Highway-Profil, schwarz metallic mit farbigem Akkudeckel, drehbarem Stuhl mit Tiefenfederung und Sitzverschiebung, Hebe-/Senk-Vorrichtung, gute Seiten- und (Luft-) Lendenwirbel-Stütze, winkelverstellbarer und umklappbarer Rückenlehne, Notstoppschalter, Geschwindigkeits-Begrenzer in den Kurven, einklappbaren, höhenverstellbaren und winkelverstellbaren Armlehnen, Lenksäulen-Einstellung mittels Gasfeder, geräumigem Trittbrett, Einkaufskorb, Scheinwerfer und Rückleuchten/Reflektoren, Bremsleuchten, Bedienungstafel mit: Akku-Anzeige, 3 Gängen, Signalhupe, Alarmbedienungs-Leuchten, Tempomat, Warnton bei Rückwärtsfahrt, Blinkern und beleuchtetem Display: km/h, Gesamt-Kilometerstand, Tages-Kilometerzähler, Uhrzeit, Datum und Außen-Temperatur.

Gewünschte Optionen bitte ankreuzen, Aufpreis möglich.

Farben	Brutto
Schwarz metallic + Akkudeckel orange silbergrau	€ -
Schwarz metallic + Akkudeckel in RAL-Farbe-Nr. (1)	€ 395

Semi-unabhängige Federung

Active - ermöglicht einen sportlichen und aktiven Fahrstil	€ -
Comfort - Optimale Mischung aus Stoßdämpfung Fahrverhalten	€ -

Benutzergewicht

bis 100 kg	100 - 130 kg ²	130 - 160 kg ²	€ -
------------	---------------------------	---------------------------	-----

Stuhl

Kein Stuhl	(Minderpreis)	€ 345
Standard Solo-Stuhl (<130 kg)	Weicher Solo-Stuhl (<100 kg)	€ -
Besonders stabiler Solo-Stuhl (3) (<160 kg)		€ -

Stuhloptionen

L R Sitzverschiebung unter dem Stuhl	€ -
Keine Sitzverschiebung (4)	(Minderpreis) € 139
Standardarmlehnen	€ -€
Verlängerte, gepolstere Armlehnen	€ 409
Kopfstütze	€ 365
Beckengurt	€ 89

Sitzhöhe

L R Gasfeder Hebe- / Senk-Vorrichtung	€ -
Elektrische Hebe-/Senk-Vorrichtung	€4.479

Sitz- und Rückenbreite

48 cm	€ -
55 cm (1+5)	60 cm (1+5) € 879

Sitztiefe

44 cm	€ -
Sitz um 6 cm verlängert (1+6)	€ 879

An- und Ausschalten

L R Zündschloss	€ -
L R Extra Zündschloss ausführbar in Magnetbedienung	€ 285

Transportoptionen

2 Befestigung-Ösen	€ 65
--------------------	------

Es gelten die AGB der rahm reha und care GmbH rürrümer vorbehalten. Alle Preise sind Bruttopreise inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt frei Haus.



Kontakt

Name des Händlers:
Ansprechpartner:
Datum:
Bestellnummer:

Gasbedienung

	Brutto
Mittels Gashebel	€ -
Mittels Gashebel, speziell für kleine u. rheumatische Hände	€ 75
Links vorwärts / Rechts rückwärts	€ -
Rechts vorwärts / Links rückwärts (Standard)	€ -
Rechts u. Links vorwärts / Rückwärts mittels Taste	€ -
Links vorwärts / Rückwärts mittels Taste, rechts o. Funktion	€ -
Rechts vorwärts / Rückwärts mittels Taste, links o. Funktion	€
L R Extra Fussgas	€ 1.019
Einbau in Trittbrett für Fußbedienung	€ 339
Warnton bei Rückwärtsfahrt An Aus	

Bedienung der Blinker

Mittels Daumenschalter	€ -
Standardeinstellung (Blinker L=links/R=rechts)	€ -
L R Einhandbedienung (7) (hoch=links/runter=rechts)	€ -
Mittels Daumenbedienung mithilfe eines Druckknopfes	€ 89

Bedienung Tempomat

Auf der Bedientafel	€ -
L R Auf Daumenschalter (7)	€ -
Tempomat An Aus	€ -

Reifentypen

Luftreifen	€ -
Vollgummi-Reifen	€ 489

Akku & Akkuladegerät

2 MK Gelakkus Typ 73 Ah Standard	€ -
Zugehöriges Akkuladegerät 8A/24V 2MK Standard	€ -
Gelakkus Typ 97 Ah (optional)	€ 455
Zugehöriges Akkuladegerät 12A/24V (optional)	€ 137

Aufbewahrungs-Möglichkeiten

Rollatoren-Halter (8)	€ 429
L R Stockhalter An: Stoßstange(9) Stuhl	€ 105
Solo-Korb hinterm Stuhl (9)	€ 159
Tasche „Scoox“ im Solo-Korb	€ 85

Zubehör

L R Bedien. Lenkereinstellung mittels Kneifhebel am Lenker	€ 215
Rückspiegel L Standard R (optional)	€ 73
Gefütterte Beinschutzdecke, regenbeständig & winddicht	€ 175
R Regenbeständiger Überzug für Elektromobil	€ 65
Windschutz inklusive Montage- Halterung	€ 395

Erläuterungen

- 1 Lieferzeit nach Rücksprache
- 2 Nicht möglich in Kombination mit weichem Solo-Stuhl
- 3 Immer in Kombination mit dem Solo-Stuhl wenn Benutzergewicht >130 kg
- 4 Keine Sitzverschiebung unter dem Stuhl reduziert die Sitzhöhe um 2,5 cm
- 5 Nur möglich in Kombination mit dem Standard- oder dem Solo-Stuhl
- 6 Nur möglich in Kombination mit dem Standard-Solo-Stuhl
- 7 Position L/R des Tempomats hängt von einhändiger Blinkerbedienung ab
- 8 Nicht möglich in Kombination mit Solo-Korb hinten am Stuhl
- 9 In Kombi Stockhalter, Stoßstange L/R und Solo-Korb hinten nur einseitig wegdrehbar
- 10 Nur für den Transport des Elektromobils ohne Benutzer.