



Maßskizze - Westfalia IV

Comodo



Liegefläche 90 x 200


Maßskizze - Westfalia IV Standard



Liegefläche 90 x 200

Maßskizze - Westfalia IV

Primerio



Liegefläche 90 x 200

Maße und Gewichte



Westfalia IV

| LF | Maße (Länge x Breite x Höhe) | | Gewichte netto | |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | Gewichte / brutto Verpackungseinheit | | | |
| cm | cm / kg | cm / kg | kg | kg |
| | Liegefläche | Untergestell | Untergestell mit Hubmotor | Liegefläche mit Motor |
| 80 x 200 | 208 x 96 x 30,5 40,2 | 144 x 91 x 35 45 | 40,2 | 35 |
| 90 x 200 | 208 x 96 x 30,5 42,2 | 144 x 91 x 35 45 | 40,2 | 37 |
| 100 x 200 | 208 x 106 x 30,5 45,6 | 144 x 91 x 35 45 | 40,2 | 39 |

