

Produktbeschreibung Art.-Nr. V-40 XXL Toilettenrollstuhl



REHA



XXL



Toilettenrollstuhl V-40

Der rostfreie XXL Chrom-Toilettenrollstuhl ist mit schwenkbaren Armlehnen und hochklappbarer Fußstütze ausgestattet und wird inkl. Eimer und Sitzpolster geliefert. 5-Zoll Rollen, 2 mit Bremse.

Artikel-Nr.	V-40
Bezeichnung/Farbe	XXL Toilettenrollstuhl V-40
Sitzbreite (cm)	60
Sitztiefe (cm)	45
Sitzhöhe (cm)	53
Armlehnenhöhe	22
Öffnungsmaße (cm)	25,5 x 30
Gesamtbreite (cm)	70
Gesamttiefe (cm)	89
Gesamthöhe (cm)	96
Gewicht	20,5 kg
Max. Belastbarkeit	250 kg