

NEUHEIT 2017

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Scooter ST6 – sportlich und vielseitig

Der neue Scooter ST6 bietet alles, was Sie von einem modernen Scooter erwarten. Komfort, innovative Technik und Design.



Scooter ST6

Highlights

- Einfache und intuitive Bedienung
- Ladegerät 12 Ah mit Auslesefunktion
- Lautstärkeeinstellungen der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Komfortabler Kapitänssitz
- Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort

Technische Daten

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Motorleistung | 800 W |
| • Maße in cm | 160 x 72 x 136 |
| • Steigfähigkeit | 16% |
| • Batteriekapazität | 2 x 80 Ah |
| • Wenderadius | 186 cm |
| • Bodenfreiheit | 11 cm |
| • Gewicht (o. Akku) | 113 kg |
| • Max. Belastung | 180 kg |

JETZT TESTEN!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany

info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 28.03.2017 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

NEUHEIT 2017

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Scooter ST6 – sportlich und vielseitig

Der neue Scooter ST6 bietet alles, was Sie von einem modernen Scooter erwarten. Komfort, innovative Technik und Design.



Scooter ST6

Highlights

- Einfache und intuitive Bedienung
- Ladegerät 12 Ah mit Auslesefunktion
- Lautstärkeeinstellungen der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Komfortabler Kapitänssitz
- Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort

Technische Daten

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Motorleistung | 800 W |
| • Maße in cm | 160 x 72 x 136 |
| • Steigfähigkeit | 16% |
| • Batteriekapazität | 2 x 80 Ah |
| • Wenderadius | 186 cm |
| • Bodenfreiheit | 11 cm |
| • Gewicht (o. Akku) | 113 kg |
| • Max. Belastung | 180 kg |

JETZT TESTEN!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany
info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 28.03.2017 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

NIEUW IN 2017

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Scooter ST6 – sportief en veelzijdig

De nieuwe ST6D scootmobiel biedt alles wat u van een moderne scootmobiel mag verwachten. Comfort, innovatieve techniek en design.



Highlights

- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Oplader 12 Ah met uitleesfunctie
- Delta stuur met 2 spiegels
- Stuurkolom instelbaar
- Volledig instelbare Kapitein stoel
- Rondom vering met luchtbanden voor veel rijcomfort
- Ook leverbaar als 3 wieler

Technische gegevens

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Vermogen | 800 W |
| • Maten in cm | 160 x 72 x 136 |
| • Hellingshoel | 16% |
| • Batterij amp | 2 x 80 Ah |
| • Draaicirkel | 186 cm |
| • Bodemvrijheid | 11 cm |
| • Gewicht (z. Batterij) | 113 kg |
| • Max. Belasting | 180 kg |

NU TESTEN !

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany

info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 28.03.2017 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

NIEUW IN 2017

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Scooter ST6 – sportief en veelzijdig

De nieuwe ST6D scootmobiel biedt alles wat u van een moderne scootmobiel mag verwachten. Comfort, innovatieve techniek en design.



Highlights

- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Oplader 12 Ah met uitleesfunctie
- Delta stuur met 2 spiegels
- Stuurkolom instelbaar
- Volledig instelbare Kapitein stoel
- Rondom vering met luchtbanden voor veel rijcomfort
- Ook leverbaar als 3 wieler

Technische gegevens

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Vermogen | 800 W |
| • Maten in cm | 160 x 72 x 136 |
| • Hellingshoel | 16% |
| • Batterij amp | 2 x 80 Ah |
| • Draaicirkel | 186 cm |
| • Bodemvrijheid | 11 cm |
| • Gewicht (z. Batterij) | 113 kg |
| • Max. Belasting | 180 kg |

NU TESTEN !

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany

info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 28.03.2017 | Irrtum und Änderungen vorbehalten