

Zubehör

Invacare®
Orion
6 / 10 km/h

Invacare®
Comet
15 km/h

	Invacare® Orion 6 / 10 km/h	Invacare® Comet 15 km/h
Batterieladegerät	●	●
Einkaufskorb, vorn	●	●
Einkaufskorb, hinten (1)	○	○
Wertsachenbox, abschließbar (2)	○	○
Sitztasche (3)	○	○
Spiegel links	●	●
Spiegel rechts	○	○
Stockhalter	○	○
Gehgestell-Halter (4)	○	○
Sauerstoff-Flaschenhalter (5)	○	○
Getränkhalter	○	○
Haltegurt	○	○
Regenabdeckung	○	○
Sitzabdeckung (6)	○	○
Stundenzähler	○	○
Sitzlift, elektrisch	○	○
Sitzfederung	○	○

● = serienmäßig ○ = optional



Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Katalogen behalten wir uns vor.

Mobilität für mehr Lebensqualität!

Die *Invacare*® Scooter machen sie mobil für Aktivitäten, die Ihnen wichtig sind! Sie sind einfach zu bedienen, robust und sicher. Mit kräftigen und zugleich sparsamen Elektro-Motoren sind sie wirtschaftlich, umweltfreundlich und dürfen ohne Führerschein gefahren werden. Bewahren Sie sich Ihre Selbstständigkeit, nehmen Sie sich die Freiheit, aktiv am Leben teilzunehmen – für sich und für Ihre Familie!

Die *Invacare*® Scooter-Familie in der Übersicht:



Invacare® **Comet**



Invacare® **Orion**




Invacare® **Leo**



Invacare® **Lynx**

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch Ihren Fachhändler:



Art.-Nr.: 1525597 · Stand 02/2010 · © Invacare® International SÄr 2009 · Alle Rechte vorbehalten.



Für mehr Lebensqualität!



INVACARE®AQUATEC GmbH

Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 (0) 75 62 / 7 00-0
Telefax +49 (0) 75 62 / 7 00-66
info@invacare-aquatec.com
www.invacare-aquatec.de

Invacare® Scooter
Comet und Orion



**Mobil bleiben,
Selbstständigkeit bewahren.**

REHACARE
DESIGN AWARD
2008/2009
GOOD DESIGN



➤ **Invacare® Comet**

Robust. Schnell. Sicher.

Das robuste Fahrwerk mit den großen Rädern gibt Ihnen die Freiheit, sich völlig selbstständig fortzubewegen. Dank der optimalen Federung aller vier Räder, ist auch auf unebenem Untergrund eine komfortable Fahrt garantiert. Auf Wunsch lässt sich der *Invacare® Comet* sogar mit einer zusätzlichen Sitzfederung ausstatten. Dieser Scooter sieht nicht nur flott aus – mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h ist das Ziel auch schnell erreicht.

**! Mit HMV-Nr.:
18.51.05.1017**



➤ **Invacare® Orion**

Stabil. Zuverlässig. Langlebig.

Der *Invacare® Orion* vereint den Fahrkomfort eines großen Scooters mit der Alltagstauglichkeit eines kompakten Fahrzeugs. Der bequem gepolsterte Sitz und die serienmäßige Federung versprechen eine entspannte Fahrt auf allen Straßen und Wegen. Hindernisse, wie zum Beispiel Bordsteine, werden dank der großen Räder und dem kräftigen Motor spielend überwunden.



**Sicher unterwegs,
entspannt ankommen.**

Ausstattung Comet und Orion



Bremslicht
mit hell leuchtender Signalwirkung; zahlreiche Reflektoren sorgen für Sicherheit.

Scheinwerfer
zwei Glühlampen, für extra helles Licht.

Lenksäule, Sitz und Armlehnen
einstellbar für ergonomischen Sitzkomfort.

Ablagefach
Schlüssel, Mobiltelefon oder sonstige Kleinigkeiten sind immer griffbereit.

Ladestandanzeige
optische und akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand.

Komfortable Federung
sorgt für entspannte Fahrt.

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnen-Höhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Benutzer-gewicht	Batteriekapazität	Wenderadius	Überwindbare Bordsteinhöhe	Max. Sichere Neigung	Motorleistung	Reichweite	Geschwindigkeit
<i>Invacare® Comet</i>	51 cm	48 cm	44-51,5 cm	55 cm	66 cm	147,5 cm	136 kg	160 kg	2x75 Ah	163 cm	10 cm	10° / 18 %	1200 W	55 km	15 km/h
<i>Invacare® Orion 6</i>	51 cm	47 cm	42-49,5 cm	51 cm	62,5 cm	129 cm	110 kg	136 kg	2x50 Ah	147 cm	8 cm	12° / 21 %	500 W	42 km	6 km/h
<i>Invacare® Orion 10</i>	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	600 W	"	10 km/h