

Scooter

Für gute Erfahrungen
im Alltag



Wir gestalten Mobilität.

Willkommen bei DIETZ

DIETZ Reha-Produkte ist ein renommierter Anbieter von klugen und technisch ausgefeilten Produkten rund um Rehabilitation und Pflege. Mit seiner konsequenten Produkt- und Sortimentspolitik entwickelt DIETZ die markt- und branchengerechte Ausgestaltung seines gesamten Angebots zu einem Vollsortiment für die Reha-Branche. Als mittelständisches Unternehmen setzt DIETZ auf die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Produkte, die technisch und in Ausstattungsdetails viel mehr als eine Grundfunktionalität bieten.

Dazu gehören Rollstühle, Rollatoren und andere Gehhilfen, Produkte für Bad und WC sowie leistungsfähige Elektrofahrzeuge und Antriebshilfen.

Als deutscher Qualitätsanbieter ist DIETZ nicht nur in Deutschland – dem wichtigsten Absatzmarkt –, sondern im gesamteuropäischen Raum vertreten.

DIETZ Scooter

Individuelle Mobilität ist ein wichtiges Stück Lebensqualität und die Voraussetzung für eine aktive Lebensweise. Um das auch bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit zu erhalten, brauchen die Betroffenen Unterstützung verschiedenster Art. Ein Grund für DIETZ, täglich an der Entwicklung neuer und an der Weiterentwicklung bestehender Hilfsmittel für einen mobilen Alltag zu arbeiten.

Die Produktpalette von DIETZ orientiert sich ganz an den Anforderungen ihrer Nutzer. Entscheidend sind hierbei Funktionalität, Ergonomie, optimale Bedienbarkeit und ein Höchstmaß an Komfort. Mit innovativen Konzepten und intelligenten Lösungen möchten wir den Alltag erleichtern und damit einen Beitrag für ein aktives Leben leisten – in jeder Phase.




Luggie Elite

Klappbarer Scooter 6 km/h



Schnell zusammengeklappt



Dieser klappbare Scooter überrascht jeden: leistungsstark, wenn es um die Fortbewegung geht – klein und handlich, wenn er verstaut wird. Eine höhenverstellbare Lenksäule mit praktischen Griffen macht dem Fahrer die Navigation besonders leicht. Der Sitz mit Rückenlehne ermöglicht eine komfortable und bequeme Fahrt und ist ganz problemlos ein- und ausklappbar.

Die Vorteile auf einen Blick

- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energieleistung, lange Lebensdauer
- Externes Ladegerät
- Bodenfreiheit 6,4 cm
- Wenderadius 103 cm
- Gesamthöhe 100 cm
- Gefaltete Länge 66 cm
- Potentiometer zur Geschwindigkeitsvorwahl im Bedienteil



Potentiometer zur stufenlosen Vorwahl der Geschwindigkeit



Der Sitz mit Rückenlehne ermöglicht eine komfortable und bequeme Fahrt und ist ganz problemlos ein- und ausklappbar.



Die Hartgummirollen sorgen für eine reibungslose Fahrt und bieten ideale Bodenhaftung – so sind Sie auf jeden Fall gut unterwegs.

	Luggie Elite
Farbe	Elfenbein
Sitzhöhe (cm)	40 bis 46
Gesamtbreite (cm)	45,5
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)	98
Gesamthöhe gefaltet (cm)	ohne Armlehnen 40 / mit Armlehnen 53
Geschwindigkeit (km/h)	6
Wenderadius (cm)	103
Max. Steigfähigkeit (%)	6
Reichweite (bis zu km)	17 (10,5 Ah und bei 145 kg Zuladung)
Motorleistung (Watt)	120 Dauernennleistung ¹
Ladezeit (h) ca.	2
Batterien (V/Ah)	25,2 / 10,5
Bereifung (Größe x Breite in mm)	150 x 45 (vorne) 175 x 45 (hinten)
Max. Hindernishöhe (mm)	65
Max. Zuladung (kg)	145
Gewicht inkl. Batterien (kg)	25,8
Preis* (Euro)	3.860,00


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers – alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. // 1: Gem. VDE 0530-1/51

Luggie II

Klappbarer Scooter 6 km/h



Schnell zusammengeklappt



Dieser klappbare Scooter überrascht jeden: leistungsstark, wenn es um die Fortbewegung geht – klein und handlich, wenn er verstaut wird. Eine höhenverstellbare Lenksäule mit praktischen Griffen macht dem Fahrer die Navigation besonders leicht. Der Sitz mit Rückenlehne ermöglicht eine komfortable und bequeme Fahrt und ist ganz problemlos ein- und ausklappbar.

Die Vorteile auf einen Blick

- 8,5 Ah Li-Ion Akku mit hoher Energieleistung, lange Lebensdauer
- Motorleistung 70 W Dauerleistung
- 113 kg maximale Zuladung
- Externes Ladegerät
- Bodenfreiheit 6,4 cm
- Gesamthöhe 100 cm
- Gefaltete Länge 60,5 cm
- Potentiometer zur Geschwindigkeitsvorwahl im Bedienteil



Potentiometer zur stufenlosen Vorwahl der Geschwindigkeit



Der Sitz mit Rückenlehne ermöglicht eine komfortable und bequeme Fahrt und ist ganz problemlos ein- und ausklappbar.



Die Hartgummirollen sorgen für eine reibungslose Fahrt und bieten ideale Bodenhaftung – so sind Sie auf jeden Fall gut unterwegs.


	Luggie II
Farbe	Elfenbein
Sitzhöhe (cm)	46
Gesamtbreite (cm)	46
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)	95
Gesamthöhe gefaltet (cm)	
Geschwindigkeit (km/h)	6
Wenderadius (cm)	96
Max. Steigfähigkeit (%)	6
Reichweite (bis zu km)	14 (8,5 Ah)
Motorleistung (Watt)	70 Dauernennleistung ¹
Ladezeit (h) ca.	2
Batterien (V/Ah)	25,9 / 8,5
Bereifung (Größe x Breite in mm)	150 x 45 (vorne) 175 x 45 (hinten)
Max. Hindernishöhe (mm)	64
Max. Zuladung (kg)	113
Gewicht inkl. Batterien (kg)	25,2
Preis* (Euro)	3.210,00

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers – alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. // 1: Gem. VDE 0530-1/51

Agin

Scooter 6 km/h und 10 km/h

Der Agin bietet Fahrvergnügen und Beweglichkeit im Alltag und ist mit seinen beiden Motorvarianten ein sicherer Begleiter für ein mobiles Leben außerhalb der Wohnung.



Kompakt und wendig – der sehr komfortable Agin mit hoher Manövrierfähigkeit und ca. 35 km Reichweite sorgt für beste Mobilität. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos regulieren und über die ergonomisch geformten Wippen leicht dosieren. Ein drehbarer Kapitänssitz zum bequemen Auf- und Absteigen gehört ebenso dazu wie die komplette Sicherheitsausstattung.

Die Vorteile auf einen Blick

- Motor mit 327 Watt Dauernennleistung und 820 Watt Spitzenleistung
- Hinterradantrieb
- Freilauf-Vorrichtung
- Automatische Magnetbremse
- Reichweite bis 35 km (6 km/h und 45-Ah-Batterie)
- Lenksäule stufenlos verstellbar, Delta-Griffenker
- Beleuchtung vorn und hinten
- Blinkanlage mit Signalton
- Luftbereifung
- Komfortsitz drehbar, inkl. Kopfstütze
- Rückenlehne vorklappbar
- Breitenverstellbare Armlehnen
- Rückspiegel und Frontkorb
- **Agin 10 km/h:** TÜV-Gutachten ab Werk und zusätzliche Handbremse



Gut lesbar beschriftete und einfach zu bedienende Schalter ermöglichen ein problemloses und sicheres Handling.



Eine stufenlos verstellbare Lenksäule erlaubt eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen.



Ausgestattet mit Beleuchtung und Blinkanlage mit Signalton ist der Agin in punkto Sicherheit bestens gerüstet.

	Agin 6 km/h	Agin 10 km/h
HMV-Nr.	18.51.05.1018	
Farbe	Silber	Silber
Sitzhöhe (cm)	38 bis 47	46 bis 52
Gesamtbreite (cm)	64,5	64,5
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)	127	127
Geschwindigkeit (km/h)	6	10
Wenderadius (cm)	147	147
Max. Steigfähigkeit (%)	18	18
Reichweite (bis zu km)	35 (45 Ah)	27 (45 Ah)
Motorleistung (Watt)	327 Dauernennleistung ¹ 820 Spitzenleistung ²	450 Dauernennleistung ¹ 1300 Spitzenleistung ²
Batterien (V/Ah)	2 x 12 / 45	2 x 12 / 45
Bereifung (Größe x Breite in mm)	260 x 85	260 x 85 (vorne) 290 x 90 (hinten)
Max. Hindernishöhe (mm)	50	50
Max. Zuladung (kg)	140	140
Gewicht inkl. Batterien (kg)	82	82
Preis* (Euro)	2.490,00	3.290,00


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers – alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.

1: Gem. VDE 0530-1/S1 // 2: Gem. VDE 0530-1/S2(10s)

Alvaro

Scooter bis 15 km/h

Mit dem Alvaro von DIETZ genießen Sie jeden Tag ein großes Stück Freiheit. Auch über weite Entfernungen garantiert er ein uneingeschränktes Fahrvergnügen.



Der Alvaro bietet dem anspruchsvollen Nutzer modernste Ausstattung für eine einfache und bequeme Handhabung.

Eine neuartige Konstruktion des Lenkers ermöglicht eine einfache Winkeleinstellung für die optimale Fahrposition, wobei das Lenkeroberteil immer waagrecht und das Armaturenbrett so gut sichtbar bleibt.

Bequemes Auf- und Absteigen bietet der drehbare Kapitänssitz mit nach oben schwenkbaren Armlehnen.

Die Vorteile auf einen Blick

- TÜV-Gutachten ab Werk
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Automatische Magnetbremse
- Wartungsfreie Trockenbatterien und externes Ladegerät
- Lenksäule stufenlos verstellbar, Delta-Griffenker
- Beleuchtung vorn und hinten
- Blinkanlage mit Signalton
- Luftbereifung
- Kapitänssitz drehbar, inklusive Kopfstütze und Sicherheitsgurt
- Hinterachsfederung
- **Optional:** StVZO-konformes Umrüst-Kit, ersetzt das Warndreieck bei sachgerechter Anbringung



Deutlich gekennzeichnete und bedienerfreundliche Schalter machen dem Benutzer ein mobiles Leben besonders leicht.



Ein drehbarer Sitz ermöglicht das bequeme Ein- und Aussteigen. Damit ist auch bei eingeschränkter Bewegung die Benutzung problemlos garantiert.



Der Alvaro verfügt über eine Top-Ausstattung mit Beleuchtung und Blinkanlage mit Signalton. So wird jede Fahrt zum sicheren Vergnügen.

	Alvaro
Farbe	Silber
Sitzhöhe (cm)	46 / 49 / 52 / 55
Gesamtbreite (cm)	63
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)	139
Geschwindigkeit (km/h)	bis 15
Wenderadius (cm)	167
Max. Steigfähigkeit (%)	15
Reichweite (bis zu km)	40 (50 Ah)
Motorleistung (Watt)	600 Dauernennleistung ¹
Ladezeit (h) ca.	6
Batterien (V/Ah)	2 x 12 / 50
Bereifung (Größe x Breite in mm)	315 x 105
Max. Hindernishöhe (mm)	130
Max. Zuladung (kg)	138
Gewicht inkl. Batterien (kg)	107
Preis* (Euro)	4.119,00

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers – alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. // 1: Gem. VDE 0530-1/51

AlvaroMaxi

Scooter mit 6, 15 und 20** km/h



Max. Belastung 227 kg

Die extrem leistungsstarken AlvaroMaxi-Scooter verfügen über eine ebenso hochwertige wie moderne Ausstattung. Die 4-Pol-Motoren mit Spitzenleistungen von 1.600 W (6 km/h) bis 2.300 W (20 km/h) meistern souverän und sehr geräuscharm alle Fahrsituationen. Die Scooter bringen ordentlich Kraft auf die Straße und bieten seinen Nutzern ein hohes Maß an Fahrsicherheit.

Die innovative Lenkerkonstruktion ermöglicht – in Kombination mit der verstellbaren Beinfreiheit – eine optimale Sitzposition. Mit dem übersichtlichen Layout des Cockpits hat man alle entscheidenden Informationen immer vor Augen. Der drehbare Komfortsitz mit vorklappbarer Rückenlehne sorgt in Verbindung mit den hochschwenkbaren und in der Breite verstellbaren Armlehnen für ein entspanntes Sitzen sowie Ein- und Aussteigen. Die enorme Bodenfreiheit erlaubt zudem das leichte Überwinden von Hindernissen bis zu einer Höhe von 100 mm.



Das Cockpit mit seinen großen Bedienknöpfen bietet eine einfache Handhabung aller nötigen Funktionen. Die übersichtlich im Blickfeld des Nutzers in einer LCD-Anzeige dargestellten Informationen erlauben die volle Konzentration auf das eigentliche Fahren.



Das AlvaroMaxi Fahrwerk ist einzigartig robust – wie beim einem Pkw.

Die Fahrwerksdämpfer sind an Vorder- und Hinterachse individuell einstellbar und bieten so dem Nutzer eine präzise Fahrzeugkontrolle und einen spürbar hohen Fahrkomfort.

Es überzeugt mit einer enormen Bodenfreiheit und einer damit verbundenen Hindernishöhe von 100 mm.



AlvaroMaxi


Scooter mit 6, 15 und 20** km/h

Die Vorteile auf einen Blick

- TÜV-Gutachten ab Werk (15 km/h)
- Geschwindigkeiten stufenlos regelbar
- 4-Pol-Motoren mit 950 W (15km/h)
- Reichweiten bis zu 48 km
- Wartungsfreie Trockenbatterien und externes Ladegerät
- Hinterradantrieb
- Maximale Hindernishöhe 100 mm
- Einstellbare Federung vorne und hinten
- Luftbereifte Räder, vorne 33 x 10 cm, hinten 34,5 x 10 cm
- Freilauf-Vorrichtung
- Automatische Magnetbremse
- Lenksäule stufenlos verstellbar, anatomisch geformter Lenker
- Komfortsitz, drehbar, mit vorklappbarer Rückenlehne
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für Zeit, Geschwindigkeit, Entfernung und Temperatur

		AlvaroMaxi 6 km/h
Farbe		Silver metallic
Sitzhöhe (cm)		45 / 48 / 51 / 54
Gesamtbreite (cm)		73
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)		153
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		6
Wenderadius (cm)		178
Max. Steigfähigkeit (%)		17,5
Reichweite (bis zu km)		43 (73 Ah)
Motorleistung (Watt)	Dauernennleistung ¹	700
	Spitzenleistung ²	1600
Batterien (V/Ah)		2 x GEL 12 / 73
Bereifung vorne (Größe x Breite in mm)		330 x 100
Bereifung hinten (Größe x Breite in mm)		345 x 100
Max. Hindernishöhe (mm)		100
Max. Zuladung (kg)		227
Gewicht ohne Batterien (kg)		108
Preis* (Euro)		4.810,00

- Armlehnen nach hinten hochschwenkbar und in der Breite einstellbar
- Rückspiegel und Frontkorb
- Beleuchtung vorn und hinten
- Blinkanlage mit Signalton
- Zusätzliche Handbremse



Optional:

- 100 Ah GEL-Batterien inkl. leistungsstarkem Batterieladegerät
- StVZO-konformes Umrüst-Kit. Ersetzt das Warndreieck bei sachgerechter Anbringung.

AlvaroMaxi 15 km/h	AlvaroMaxi 20** km/h
	** Nur für den Export
Silver metallic	Silver metallic
45 / 48 / 51 / 54	45 / 48 / 51 / 54
73	73
153	153
6	6
178	178
17,5	17,5
48 (73 Ah)	45 (73 Ah)
950	1300
1900	2300
2 x GEL 12 / 73	2 x GEL 12 / 73
330 x 100	330 x 100
345 x 100	345 x 100
100	100
227	227
108	109
4.999,00	5.180,00

Zubehör, das Ihren Alltag erleichtert

Zur optimalen, individuellen und einfachen Anpassung bieten wir begleitend zu unseren Produkten ein umfangreiches Zubehörprogramm.



Heckbox, abschließbar

Mit der abschließbaren Heckbox haben Langfinger keine Chance – und die Einkäufe müssen nicht bei jedem Zwischenstopp mitgenommen werden. Eine praktische und sichere Lösung.



Heckkorb, abschließbar

Praktischer Transportkorb mit 25 l Fassungsvermögen, max. belastbar bis 3,3 kg, inkl. Vorrichtung um den Korb zu verschließen.

	Heckbox	Heckkorb
Preis* (Euro)	225,00	197,00

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers – alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.



Armlehentasche

Alles in greifbarer Nähe: Mit der Armlehentasche sind die wichtigsten Dinge nicht nur perfekt verstaut, sondern bei Bedarf auch direkt zur Hand.



Rückenlehentasche für Sauerstoffflasche

Für unterwegs: Der praktische Flaschenhalter für eine Trink- oder Sauerstoffflasche ist schnell und einfach montiert.



Rückenlehentasche

Lassen Sie alles hinter sich: Schnell und einfach anzubringen, bietet diese Rückenlehentasche genügend Stauraum – so werden zum Beispiel kleine Besorgungen ganz bequem transportiert.

	Armlehentasche	Rückenlehentasche	
		f. Sauerstoffflasche	
Preis* (Euro)	119,00	135,00	135,00

Zubehör, das Ihren Alltag erleichtert



Gehstockhalter

Damit die Stütze für kleine Strecken nicht fehlt: Mit dem Stockhalter ist der Gehstock während der Fahrt sicher aufbewahrt und kann bei Bedarf einfach und problemlos eingesetzt werden.

Faltgarage

Faltgaragen in zwei Größen schützen Ihren Scooter zuverlässig bei widrigen Wetterbedingungen.

	Gehstockhalter	Faltgarage	
		Größe S / Silber	Größe L / Blau
Preis* (Euro)	81,00	63,50	93,00



Rampe (Paar)

Rampen zum Überwinden höherer Hindernisse. Teleskopierbar, je nach Ausführung bis 83,5 cm, 133,5 cm, 193,5 cm und 313,5 cm bei einer maximalen Belastung von 250 kg.



Stützräder (Paar)

Vorn montierte Stützräder stabilisieren bei unsicherer Fahrweise.

	Rampe	Stützräder
		f. Luggie Elite / II
Preis* (Euro)	ab 296,00	157,00

Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder
Produktänderungen vorbehalten.

© DIETZ GmbH REHA-PRODUKTE, Karlsbad
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmigung von
DIETZ GmbH, Karlsbad.

Stand 2017. V05

Rollstühle

Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehwagen

Gehhilfen / Alltagshilfen

Scooter

Elektro-Antriebe

Bad & WC

XXL-Produkte

Anti-Dekubitus

CustomLine (XXL-Sonderbau)

Ihr Fachhändler



Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
www.dietz-reha.de