



Technische Daten

Länge	108 cm
Breite	49,5 cm
Höhe	94 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	47 cm
Sitzhöhe	43/ 45,5/ 48 cm einstellbar
Bodenfreiheit	9 cm
Gewicht	58 kg inkl. Akku (44 kg o. Akku)
Belastbarkeit	130 kg
Farbe	Blau
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 20 km
Motorleistung	270 Watt
Batterie	20 Ah
Steigfähigkeit	14 %
Wenderadius	115 cm
Räder vorn/hinten	5 x 20 cm
Versicherungspflicht	Nein