

## Anpassbogen

## TROPHY



Datum

Name

Adresse



rahm Reha u. Care GmbH  
Camp-Spich-Straße 27-35  
53842 Troisdorf  
www.rahm24.de  
Mail: service@rahm24.de  
Telefon: 0800-7238052



Abbildung kann von der tatsächlichen Produktausführung abweichen.

## Grundausrüstung

€ 5.999,00

- 4-Rad Scooter mit stufenlosem Geschwindigkeitsregler
- Exzellentes Dämpfungssystem mit individuell einstellbarer Einzelradfederung
- Autolenkrad mit Einhandbedienung und starrer, einstellbarer Lenksäule
- Cockpit mit digitaler Geschwindigkeits-, Tageskilometer- und Batteriezustandsanzeige
- Individuell einstellbarer, komfortabler MasterSitz
- Hoher Rücken mit seitlicher Unterstützung, Rückenwinkel- und Lumbaleinstellung
- Abnehmbarer, großer Einkaufskorb (vorne)
- Frontscheinwerfer und Heckbeleuchtung, Bremslichter
- Rückspiegel links
- Batterien ca. 60 Ah (C 20) GEL, Ladegerät 24V 8A
- Maximale Belastbarkeit: 130 kg, bis 160 kg gegen Aufpreis
- Rahmenfarben: 3 attraktive Metallic-Farben stehen zur Wahl

Die Standardkonfiguration ist im Folgenden mit 'Basis' gekennzeichnet. Wünschen Sie andere Optionen, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Kästchen an. Wird nichts angekreuzt, liefern wir die Standardkonfiguration.

**BEI DEN ANGEgebenEN Y-NUMMERN HANDELT ES SICH NICHT UM VOLLSTÄNDIGE ARTIKELNUMMERN. BITTE VERWENDEN SIE DIE Y-NUMMERN AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DER OBEN ANGEFÜHRTEN UNIT-ID.**

## KONFIGURATION

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> 1 3-Rad Version	Y00103	0
	<input type="checkbox"/> 2 4-Rad Version	<b>Y00104</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Bereifung Schwarz	Y01350	0
	<input type="checkbox"/> Bereifung Schwarz, Outdoor (v.L.)	Y01500	85
	<input type="checkbox"/> <b>Bereifung Grau</b>	<b>Y01351</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Bereifung Grau, Outdoor (v.L.)	Y01505	85
	<input type="checkbox"/> Sparkling Champagner Metallic	Y00498	0
	<input type="checkbox"/> Moonstone Blau Metallic	Y01355	0
	<input type="checkbox"/> <b>Rot Metallic</b>	<b>Y01514</b>	<b>Basis</b>

## GESCHWINDIGKEIT

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> <b>Geschwindigkeitsanzeige in km/h</b>	<b>Y01334</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Geschwindigkeit max. 12 km/h	Y00217	0
	<input type="checkbox"/> <b>Geschwindigkeit max. 15 km/h</b>	<b>Y00218</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Alpin-Modell, für 35% mehr Traktion, max. Geschwindigkeit 10 km/h	Y01421	515
	<input type="checkbox"/> <b>1 StVZO Konfiguration und TÜV Gutachten (Einzelbetriebserlaubnis). Bitte unbedingt auswählen, falls die Höchstgeschwindigkeit größer als 6 km/h ist!</b>	<b>Y00516</b>	<b>Basis</b>

## MAXIMALES NUTZERGEGWICHT

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> <b>Nutzergewicht bis 130 kg</b>	<b>Y00405</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Nutzergewicht bis 160 kg	Y00406	190


**STEUERUNGEN**

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> 1 <b>Gashebel, rechts</b>	<b>Y00282</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> 1 Gashebel, links	Y00281	0
	<input type="checkbox"/> 1 Gashebel, beidseitig (bitte zusätzlich eine Gaswechselfunktion auswählen) (nicht in Kombination mit Fußgaspedal)	Y00280	85
	<input type="checkbox"/> 2 Fußgaspedal, rechts (nur Fußgaspedal, für die Kombination mit dem Gashebel bitte Y01337 wählen)	Y00284	447
	<input type="checkbox"/> 2 Fußgaspedal, links (nur Fußgaspedal, für die Kombination mit dem Gashebel bitte Y01337 wählen)	Y00283	447
	<input type="checkbox"/> Fußgaspedal, nicht montiert (nur Fußgaspedal, für die Kombination mit dem Gashebel bitte Y01337 wählen)	Y00285	447
	<input type="checkbox"/> Fußgaspedal in Kombination mit Gashebel (bitte zusätzlich das Fußgaspedal, den Gashebel und die Gaswechselfunktion auswählen) (v.L.)	Y01337	85
	<input type="checkbox"/> Manuelle Gaswechselfunktion (nur in Kombination mit Gashebel beidseitig oder Gashebel und Fußgaspedal)	Y01338	0
	<input type="checkbox"/> Intelligente Gaswechselfunktion (nur in Kombination mit Gashebel beidseitig oder Gashebel und Fußgaspedal)	Y01339	0
	<input type="checkbox"/> 3 Not-Aus-Taste	Y00279	85
	<input type="checkbox"/> 4 Tempomat (inkl. Not-Aus-Taste)	Y01340	238
	<input type="checkbox"/> Signalton für das Rückwärtsfahren	Y01344	0

**SITZOPTIONEN**

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> 1 <b>MasterSitz</b>	<b>Y00455</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> 2 Kopfstütze für MasterSitz, einstellbar, mit Halterung	Y00453	0
	<input type="checkbox"/> 3 Höheneinstellbare Armlehnen (in 2 cm Schritten: 20 (Standard), 22, 24 cm)	Y00445	131
	<input type="checkbox"/> 4 Elektrische Aufstehhilfe 12° (v.L.)	Y00451	1.377
	<input type="checkbox"/> <b>Sitzfixierhebel, rechts</b>	<b>Y00447</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzfixierhebel, links	Y00448	56

**ZUBEHÖR**

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> 1 <b>Feststellbremse</b>	<b>Y00020</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> 2 Stockhalter, am Sitz montiert, vertikal	Y00782	99
	<input type="checkbox"/> 3 Spiegel, rechts	Y00026	58
	<input type="checkbox"/> <b>Spiegel, links</b>	<b>Y00025</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> 4 Kippschutzräder hinten	Y00004	129
	<input type="checkbox"/> <b>Schutzfolie für Schutzbleche vorn, 4-Rad Version</b>	<b>Y00018</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> 5 <b>Frontkorb</b>	<b>Y00009</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> 6 Fronttasche	Y00007	28
	<input type="checkbox"/> Sauerstoffflaschenhalterung (v.L.)	Y01365	129
	<input type="checkbox"/> Beckengurt mit Aufrollautomatik (nur in Kombination mit MasterSitz)	Y01255	126

**BATTERIEN UND LADEGERÄTE**

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> <b>Batterien ca. 60 Ah (C20) GEL, Paar</b>	<b>Y00046</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Batterien ca. 80 Ah (C20) GEL, Paar	Y00048	120
	<input type="checkbox"/> <b>Ladegerät 24V 8A</b>	<b>Y00050</b>	<b>Basis</b>
	<input type="checkbox"/> Ladegerät 24V 12A	Y00051	142

**SONDERBAU**

Alle Anpassungen haben eine Lieferzeit von 3 Wochen, sofern nicht ausdrücklich anders auf Bestellbogen / Angebot vermerkt. Die gewählten Produktoptionen und Anpassungen können die genaue Konfiguration beeinflussen. Es gelten besondere Bedingungen.

		Option	Exkl.
	<input type="checkbox"/> 1 T-Griff-Steuerung, Einhandbedienung, rechts	Y02067	181
	<input type="checkbox"/> 1 T-Griff-Steuerung, Einhandbedienung, links	Y02070	181
	<input type="checkbox"/> T-Griff-Steuerung, Gashebel rechts und links	Y02239	263
	<input type="checkbox"/> T-Griff-Steuerung, nur für Fußgas	Y02258	150
	<b>SITZOPTIONEN</b>		
	<input type="checkbox"/> Sedeo Sitzsystem (verminderte Steigfähigkeit, nur in Kombination mit Kippschutzrädern)	Y02072	745
	<input type="checkbox"/> 2 Fußbraumerhöhung für Sitzhöhe 35 - 42 cm (v.L.)	Y00452	212

**KOMMENTARE**


**Zur optimalen Versorgung individueller Krankheitsbilder bietet Handicare eine Vielzahl an Sonderbau-Lösungen an. Bitte setzen Sie sich bei Bedarf mit unserem Außendienst in Verbindung.**

-----  
Datum / Firmenstempel / Unterschrift