

# XFamily<sup>2</sup>

Generation<sup>2</sup> - Qualität Einfach Besser



# Auf Breezy können Sie sich verlassen!

## Die neue, verbesserte XFamily<sup>2</sup>

**Langlebig**, das ist verbesserte Haltbarkeit an kritischen Stellen.  
**Funktion**, für eine verbesserte Positionierung des Nutzers und ein Plus an Sicherheit.



### **Lenkradanbindung**

Stabilere Anbindung durch M8 Schrauben



### **Kniehebelbremse**

Neuer, langlebigerer Bremsschuh



### **Aluminium Gussgehäuse**

Für mehr Stabilität bei Fußraste  
hochschwenkbar



#### **Winkleinstellung**

Für optimale Positionierung der Füße



#### **Spastikerverriegelung**

Das Plus an Stabilität



#### **Lumbalknick**

Besser positioniert für ergonomischeres Sitzen



#### **Standard Seitenteil**

Höheneinstellbar für optimale Lagerung der Arme; hochschwenkbar



#### **Verbessertes Armlehndesign**

Verbreitert, mit abgerundeter Form für mehr Sicherheit und Komfort



#### **Geteilte Fußraste**


Klare Optik, hohe Festigkeit und abschwengbar für einfachen Transfer

# Breezy XFamily²!

Optimiertes Flottenmanagement.  
Sieben Stühle – Ein Konzept.

Ihre Vorteile:

- Großes Produktportfolio = Hohe Flexibilität
- Gleichteileprinzip = Hohe Profitabilität
- Minimaler Lageraufwand = Weniger Kapitalbindung
- Einfache Logistik = Schnellere Reaktionsfähigkeit





Alle Rollstühle der Breezy XFamily<sup>2</sup> sind nach ISO 7176-19 Crash Test zertifiziert und können damit mit allen gängigen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen als Sitz im Fahrzeug zum Transport von Patienten eingesetzt werden.

## Perfekte Logistik


**Online ist einfacher.** Schnellere Bestellabwicklung, kürzere Lieferzeit, attraktive Konditionen.

Bequem einloggen, aussuchen, bestellen – fertig!

# Das Breezy Gleichteileprinzip.

Maximale Gleichteileverwendung =  
 Minimaler Lagerbestand + Hohe Flexibilität = Hohe Wirtschaftlichkeit


- Minimaler Handlingaufwand, Maximale Austauschbarkeit.
- Minimale Lagerhaltung für Ersatzteile, Maximale Individualität.
- Minimale Bestellformalitäten, Maximale Wirtschaftlichkeit.

	UniX <sup>2</sup>	PariX <sup>2</sup>	BasiX <sup>2</sup>	RubiX <sup>2</sup> RubiX <sup>2</sup> XL
Fußraste	●	●	●	●
Fußraste hochschwenkbar	●	●	●	●
Stumpfauflage	●	●	●	●
Armauflage	-	●	●	●
Höhenverstellbares Seitenteil	●	●	●	●
Bremse	●	●	●	●
Bremshebelverlängerung	●	●	●	●
Lenkräder	●	●	●	●
Antriebsräder	●	●	●	●
Trommelbremse	●	●	●	●
UniX <sup>2</sup> Sitzbespannung	●	-	-	-
BasiX <sup>2</sup> Sitzbespannung	-	●	●	●
Sicherheitsräder	●	●	●	●
Speichenschutz	●	●	●	●
Sicherheitsgurt	●	●	●	●

Sie statten Ihre Flotte nach Ihren individuellen Anforderungen aus, wir sorgen dafür, dass die Folgekosten über den gesamten Produktlebenszyklus gering bleiben.

Das Breezy XFamily<sup>2</sup> Gleichteileprinzip rechnet sich für Sie.


RubiX <sup>2</sup> Comfort RubiX <sup>2</sup> Comfort XL	Helix <sup>2</sup> Helix <sup>2</sup> XL	RelaX <sup>2</sup> RelaX <sup>2</sup> XL
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	-
●	●	-
●	●	-
●	●	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
●	●	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●



# Die Breezy XFamily<sup>2</sup>!

In jedem Fall das richtige Produkt.



	UniX <sup>2</sup>	PariX <sup>2</sup>
Sitzbreite	38 - 50 cm	38 - 52 cm
Sitztiefe	42 cm	42 cm
Sitzhöhe	47 - 51 cm	46 - 51 cm
Sitzwinkel	3°	3°
Rückenhöhe	40 - 42 cm	41 - 43 cm
Rückenwinkel	12° Lumbalknick	12° Lumbalknick
Max. Steigfähigkeit	10°	10°
Schwerpunkt einstellbar	optional	3,5 cm bis -3,5 cm
Rückenbespannung anpassbar	-	ja
Seitenteil	kurz und lang	höhenstellbar, kurz und lang
Farbe	Brillantsilber	Brillantsilber
Gewicht	ab 18 kg	ab 16,6 kg
Max. Zuladung	125 kg	125 kg






	<b>BasiX<sup>2</sup></b>	<b>RubiX<sup>2</sup> / RubiX<sup>2</sup> XL</b>
	38 - 52 cm	38 - 52 cm / 52 - 60 cm
	43,5 cm (41 - 46 cm einstellbar)	41 - 51 cm
	42,5 - 50,5 cm	37,5 - 53 cm
	0° bis 6°	0° bis 6°
	43,5 cm (41 - 46 cm einstellbar)	43,5 cm (41 - 46 cm einstellbar)
	12° Lumbalknick	12° Lumbalknick
	10°	10°
	5 cm bis -5 cm	5 cm bis -5 cm
	ja	ja
	höhereinstellbar, kurz und lang	höhereinstellbar, kurz und lang
	Brillantsilber	Brillantsilber, Dunkelblau
	ab 14,9 kg	ab 15,5 kg / 16,8 kg XL-Version
	125 kg	125 kg / 170 kg XL-Version



# Die Breezy XFamily²!

In jedem Fall das richtige Produkt.



	RubiX² Comfort / RubiX² Comfort XL	Helix² / Helix² XL
Sitzbreite	38 - 52 cm / 52 - 60 cm XL-Version	38 - 52 cm / 52 - 60 cm XL-Version
Sitztiefe	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Sitzhöhe	37,5 - 53 cm	36,5 - 53 cm
Sitzwinkel	0° - 6°	0° - 6°
Rückenhöhe	41 - 46 cm	41 / 43,5 / 46 cm (35 - 50 optional)
Rückenwinkel	7° bis 30° verstellbar	-5° bis 20°
Max. Steigfähigkeit	10°	10°
Schwerpunkt einstellbar	5 cm bis -5 cm	-5 cm bis 7,5 cm
Rückenbespannung anpassbar	ja (Comfort Rückenschale optional)	ja
Seitenteil	höhenstellbar, kurz und lang	höhenstellbar, kurz und lang
Farbe	Brillantsilber, Dunkelblau	Brillantsilber/-rot, Dunkelblau, Schwarz
Gewicht	ab 15,5 kg / 16,8 kg XL -Version	ab 15,3 kg / 16,3 kg XL-Version
Max. Zuladung	125 kg / 170 kg XL-Version	125 kg / 170 kg XL-Version



**RelaX<sup>2</sup> / RelaX<sup>2</sup> XL**

41 (37 - 43), 46 (42 - 48), 51 (47 - 53) cm / 53 cm XL-Version

42 - 50 cm (stufenlos)

45 - 50 cm

-

52,5 - 60 cm

0° bis 35° (stufenlos) (0° bis 25° / -3° bis 22° Kantelung)

10°

nein

nein

höhen- / tiefenverstellbar

Brillantsilber

ab 34 kg

145 kg / 170 kg XL-Version





 **Breezy**<sup>®</sup>  
Premium products. Quality service.



**Sunrise Medical GmbH & Co. KG**

Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/HD  
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-400  
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)  
[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)