

Alvaro

Scooter

- TÜV Gutachten: Serienmäßig ab Werk
- Max. Geschwindigkeit 15 km/h, stufenlos regelbar
- Motorleistung 600 Watt, Batterie 50 Ah
- Hinterradantrieb
- Freilauf-Vorrichtung
- Automatische Magnetbremse
- Wartungsfreie Trockenbatterien
- Externes Ladegerät
- Kapitänssitz drehbar, inklusive Kopfstütze
- Delta-Griffenker, Lenksäule stufenlos verstellbar
- Beleuchtung vorn und hinten
- Blinkanlage mit Signalton
- Bodenfreiheit 13 cm
- Luftbereifte Räder 12" (310 mm)
- Federung vorne und hinten
- Serienmäßig mit Rückspiegel und Frontkorb



In Silber und Schwarz erhältlich!

EUR

Preis inkl. 19% MwSt.