

PRIMUS ML-XL Leichtgewichtrollstuhl | HMV-Nr. 18.50.02.3033



Abb. mit 200 X 50 mm Lenkräder

Der Leichtgewichtrollstuhl Primus ML-XL ist die konsequente Ergänzung im Leichtgewichtprogramm für Patienten mit breiterem Sitzbedarf.

Dieser Rollstuhl mit einstellbaren Sitzhöhen von 43 bis 55 cm, abhängig von der Lenkradgröße, ist in 3 Sitzbreiten lieferbar: SB 52, 56, 60 cm. Die Sitztiefe ist mit 43 bzw. 48 cm variabel. Die Rückenlehnenhöhe beträgt 40 cm und ermöglicht damit einen sehr bequemen Halt des Oberkörpers. Aufgrund der Konstruktion dieses Rollstuhls ist ohne Zubehör eine Verlängerung des Radstandes um 9 cm möglich und damit ist die Kippsicherheit auch bei amputierter Menschen gewährleistet.

Pannensichere 6-fach höhenverstellbare Lenkräder in den Abmessungen 200x50 mm, andere Größen können als Zubehör bestellt und vom Sanitätshaus leicht ausgetauscht werden, gehören beim Primus ML-XL ebenso zum Standard wie auch die pannensichere Bereifung der 24" Antriebsräder. Zurückklappbare und abnehmbare Seitenteile mit höhen- und längenverstellbaren Armlehnen sind bereits in der Grundausstattung enthalten, genauso wie das hochklappbare Trittbrett. Eine Trennung des durchgehenden Trittbrettes in einzelne Fußbretter ist möglich. Des Weiteren sind waagrecht winkelverstellbare Beinstützen erhältlich.

Mit den beiden Doppelkreuzstreben nimmt der Primus ML-XL eine maximale Gesamtbelastung von 190 kg auf und ist damit wieder ein echter Alleskönner in seiner Klasse. Durch das niedrige Leergewicht von 19,6 bis 20,5 kg lässt sich auch der XL leicht transportieren und kann in gefaltetem Zustand gut im Kofferraum verstaut werden. Damit sind Sie als Patient in dieser Hinsicht kaum in Ihrer Mobilität eingeschränkt.

Lieferbar ist ein umfangreiches Zubehörprogramm, mit dem weitere Anwendungsmöglichkeiten gewährleistet sind.



Verstärkungsbügel



Sitztiefeinstellung

Stand 09/2018

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mobil, wie ich es will.

Technische Daten HMV-Nr. 18.50.02.3033

Abmessungen und Gewichte

Sitzbreite	52 / 56 / 60 cm
Sitztiefe	43 / 48 cm
Sitzhöhe	Werkseinstellung 51 cm, Einstellbar auf 49 und 57 cm
Sitzwinkel	4°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 20 cm (mit TBB)
Gesamtlänge	110 cm (mit Fußstützen)
Gesamthöhe	84 bis 96 cm (mit Schiebegriffen)
Rückenlehnenhöhe	42 cm
Rückenwinkel	5°
Leergewicht	19,6 kg / 20,1 kg / 20,5 kg
Maximale Belastbarkeit	190 kg

Räder

Antriebsräder	24" x 1 1/8" (pannensicher) entspricht 540 x 37 mm
Lenkräder	8" (pannensicher) entspricht 200 x 50 mm

Fahreigenschaften

Kippstabilität	11°
----------------	-----

Grundausrüstung

- Trommelbremse für Begleitperson
- Feststellbremse mit Quetschschutz
- Schiebegriffe Bicolor Gummi
- Fußbrett, winkelverstellbar mit Fersenhalterungen
- Beinstütze mit Fußbrett hochklappbar, abnehmbar und schwenkbar
- Beidseitige Ankipphilfen
- Seitenteilen abnehmbar und zurückklappbar
- Blindstopfen für Beinstützen
- Seitenteile „Komfort“: Armlehne 7-fach höhenverstellbar
- Gebrauchsanweisung

Zubehör

- Umbausatz zum Trennen der Fußplatte
- Beinstützen waagrecht verstellbar
- Amputationsstützen
- Kopfstütze mit Anbausatz bis SB 56
- Erhöhung für Schiebegriffe
- Therapietisch
- Komfortpaket bestehend aus Anti-Kippstützen, Sicherheitsgurt, Sitzkissen, Stockhalter
- Sicherheitsgurt
- Kniehebelbremsgriffverlängerung
- Speichenschutz transparent
- Sitzkissen 52/56/60 x 48 x 5 cm
- Anti-Kippstützen
- Stockhalter
- Lenkräder 6", 7", 8" PU (pannensicher)



Doppelkreuzstrebe



Einstellmöglichkeit Lenkräder



Einstellmöglichkeit Antriebsräder



Fußbrett abklappbar