

aks-B4 compact

Innovativer
Hebepflegerahmen mit
standfesten Argumenten

Das „Bett im Bett“ findet seinen festen Platz in der häuslichen Pflege und hat sich als praktikable Alternative zum Pflegebett bewährt. Das wohnliche Umfeld bleibt erhalten, der Komfort steigt und die praktische Pflege wird merklich erleichtert.

Vorteile des Hebepflegerahmens:

- einfach ins vorhandene Bett zu Hause integrierbar
- erhöhter Liegekomfort durch viergeteilte Liegefläche
- hohe Funktionalität – individuelle Positionierung – viergeteilte Liegefläche mit elektrisch verstellbarer Höhe, Kopf- und Fußauflage; Fußteil mit Knieknick vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per Handschalter aus jeder Stellung elektrisch verstellbar - patentgeschützt!
 - niedrige Einstiegshöhe und großer Höhenverstellbereich zur optimalen Anpassung an die Arbeitshöhe für rückschonendes Arbeiten
 - stabiler Metallrahmen mit Federleisten

- fester Stand bei nur 114 cm Länge des Unterrahmens durch eigens entwickelten aks-Scherenhub
- sicherer Stand durch einstellbare Distanzhalter im Bettrahmen mit Bohrungen zur Schraubbefestigung
- einfache Montage und Transport: Unterrahmen ohne Werkzeug abnehmbar, Oberrahmen in zwei Teile zerlegbar
- Flexibilität bei der Aufrichteranbringung durch zwei Aufnahmen
- über Matratzenhalter verstellbar – 1 Modell für 4 Maße!
- ergonomische Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit möglich
- SMPS-29V: Das Schaltnetzteil bietet Sicherheit durch Überlastschutz und Spannungsstabilität mit variabler Eingangsspannung

optional:

- Liegeflächenverbreiterungssatz auf 100 cm
- Seitengitter, steckbar mit Spezialhalterung
- leichter Aufbau durch eine Person mittels der einfachen Montagehilfe
- Aufrichter mit Haltegriff und Gurt
- rollbare Transport- und Lagerhilfe mit Aufnahmevorrichtung bei Bestellung des Liegeflächenverbreiterungssatzes
- Erhöhungsset zur verbesserten Liefertrennfahrbarkeit



B4 compact