

NEU

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion

Multitalent mit Vollausrüstung

- ▶ Der serienmäßige Softsitz ist nach vorne offen, sodass eine optimale Zugänglichkeit für den Benutzer möglich ist.
- ▶ Die Abdeckung der Hygieneaussparung ist im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Mit wenigen Handgriffen kann die Sitzhöhe 4-fach zwischen 50,0 cm und 57,5 cm verändert werden.
- ▶ Der abdeckbare Eimer in handelsüblicher Ausführung kann von hinten entnommen werden.
- ▶ Die leichten und wendigen Kunststoffrollen mit Doppelstopp-Feststeller sorgen für Komfort und Sicherheit.
- ▶ Der Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium ist einfach zu reinigen und erfüllt höchsten Qualitätsanspruch.
- ▶ Die hochklappbaren und strukturierten Fußstützen mit Fersenband sind 6-fach in der Länge einstellbar und sorgen für einen sicheren Halt. Die Fußstützen sind schwenk- und abnehmbar.
- ▶ Der maschinenwaschbare und weiche Rücken mit Schnellverschlüssen kann optimal auf den Nutzer eingestellt werden.
- ▶ Die hochklappbaren Armlehnen erleichtern den Transfer.
- ▶ 24"-Antriebsräder mit Steckachsen und Bremsen sind als Nachrüstset erhältlich und lassen sich mit wenigen Handgriffen nachrüsten.



Höhenverstellbare Fußstützen



Belastbarkeit

Abmessungen

Gesamtbreite	545 mm
Sitzhöhe (4-fach verstellbar)	500 – 575 mm
Sitztiefe	410 mm
Sitzbreite	440 mm
Höhe Rückenlehne	430 mm
Länge ohne Fußstützen	680 mm
Länge mit Fußstützen	980 mm
Verstellung Fußstütze (6-fach)	390 - 490 mm
Höhe Schiebegriff	955 – 1030 mm

Weiteres

Gewicht mit Fußstützen	14 kg
Max. Belastung	130 kg

Zubehör

Nachrüstset 24" - Räder inkl. Bremse u. Montagewerkzeug

Bestellnummern

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion	530 500 200
HMV - Nr.	18.46.03.1052
Nachrüstset 24" - Räder inkl. Bremse u. Montagewerkzeug	530 500 300



NEU

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24

Multitalent mit Vollausrüstung



- ▶ Der serienmäßige Softsitz ist nach vorne offen, sodass eine optimale Zugänglichkeit für den Benutzer möglich ist.
- ▶ Die Abdeckung der Hygieneaussparung ist im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Mit wenigen Handgriffen kann die Sitzhöhe 4-fach zwischen 50,0 cm und 57,5 cm verändert werden.
- ▶ Der abdeckbare Eimer in handelsüblicher Ausführung kann von hinten entnommen werden.
- ▶ Der Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium ist einfach zu reinigen und erfüllt höchsten Qualitätsanspruch.
- ▶ Die hochklappbaren und strukturierten Fußstützen mit Fersenband sind 6-fach in der Länge einstellbar und sorgen für einen sicheren Halt. Die Fußstützen sind schwenk- und abnehmbar.
- ▶ Der maschinenwaschbare und weiche Rücken mit Schnellverschlüssen kann optimal auf den Nutzer eingestellt werden.
- ▶ Die hochklappbaren Armlehnen erleichtern den Transfer.
- ▶ Die 24"-Antriebsräder mit Steckachsen lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen.
- ▶ Die 5"-Lenkrollen hinten sind im Lieferumfang enthalten und können für eine schnelle Umrüstung montiert bleiben.



Höhenverstellbare Fußstützen



24" - Antriebsräder



Belastbarkeit



Abmessungen

Gesamtbreite	690 mm
Sitzhöhe (4-fach verstellbar)	500 – 575 mm
Sitztiefe	410 mm
Sitzbreite	440 mm
Höhe Rückenlehne	430 mm
Länge ohne Fußstützen	850 mm
Länge mit Fußstützen	1150 mm
Verstellung Fußstütze (6-fach)	390 - 490 mm
Höhe Schiebegriff	955 – 1030 mm

Weiteres

Gewicht mit Fußstützen	20 kg
Max. Belastung	130 kg

Bestellnummern

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion24	530 500 100
HMV - Nr.	18.46.03.0042