



Wir haben die Elektromobile
und Sie die Wahl: vier Modelle für
unterschiedlichste Anforderungen!



	LITTLE GEM	PEARL	OPAL	ELITE XS
Maximale Reichweite	18 km	24 km	32 km	45/57 km
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 + 12 km/h
Wendekreis	111 cm	117 cm	274 cm	320 cm
Gesamtgewicht (inkl. Batt.)	42 kg	52 kg	89 kg	133 kg
Gesamtlänge	99 cm	103 cm	127 cm	138 cm
Gesamtbreite	50 cm	56 cm	60 cm	67 cm
Sitzhöhe	30 - 42 cm	30 - 43 cm	57 - 66 cm	48 - 55 cm
Rückenhöhe	42 cm	43 cm	45 cm	52 cm
Sitztiefe	40 cm	40 cm	42 cm	43 cm
Sitzbreite	44 cm	44 cm	50 cm	51 cm
Batterie	12 Ah	21 Ah	50 Ah	56/70 Ah

Elektromobile



Noch nie war es so leicht, mobil zu
sein, das Leben aktiv zu gestalten.

Aktiv sein.
Das Leben
genießen.

Stempel Fachhändler

Von den beiden Kleinsten ihrer Klasse – Little Gem und Pearl – bis hin zum Elite XS, dem Outdoor-Spezialisten für größere Entfernungen, bietet die Elektromobil-Familie STERLING für unterschiedlichste Anforderungen das passende Produkt.

Von klein und wendig bis hin zu einer Reichweite von bis zu 57 km. Dazu zahlreiche Komfort-Funktionen und Optionsmöglichkeiten für die individuelle Ausstattung.

Entscheiden Sie, welches Elektromobil der ideale Partner für Ihre Anforderung ist!



Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-555
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-362
Email: power@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

000690367/5000/Sonnenrdruck/0111



Sind Sie startklar?



LITTLE GEM

PEARL

OPAL

ELITE XS



leicht zerlegbar

Lenksäule individuell einstellbar

Sitz vielseitig einstellbar

- n Geschwindigkeit 6 km/h
- n zerlegbar ohne Werkzeug
- n Batterie mit Tragegriff zum Herausnehmen
- n komfortabler Sitz



leicht zerlegbar

Lenksäule individuell einstellbar

- n Geschwindigkeit 6 km/h
- n zerlegbar ohne Werkzeug
- n Batterie mit Tragegriff zum Herausnehmen
- n einstellbare Sitzhöhe
- n einfach zu transportieren



Komfortable Lenksäule

Stockhalter am Sitz

Stockhalter am Rammbügel

- n Geschwindigkeit 6 km/h
- n übersichtliches Display und Akkustandanzeige
- n inklusive Licht und Blinker
- n Steuerung mit Finger- oder Daumenschalter (inkl. Handablage)
- n Federung hinten (Komfort)
- n vielseitig einstellbarer und komfortabler Sitz



Ablagefach inklusive

Wetterschutz-Kabine

Rollatorhalter

- n Geschwindigkeit 6 km/h und 12 km/h
- n integriertes Bremslicht für mehr Sicherheit
- n inklusive Licht und Blinker
- n Steuerung mit Finger- oder Daumenschalter (inkl. Handablage)
- n Vollfederung – für eine entspannte und komfortable Fahrt
- n individuell einstellbarer Sitz
- n wahlweise in Farbe rot oder blau