



# CORDIS H MV

# CORDIS Plus H MV



## Technische Daten

Länge	119 cm	Länge	135 cm
Breite	60 cm	Breite	65 cm
Höhe	122 cm	Höhe	105 cm
Sitztiefe	44 cm	Sitztiefe	48 cm
Sitzbreite	47 cm	Sitzbreite	50 cm
Sitzhöhe	58-66 cm	Sitzhöhe	47 - 52 cm
Bodenfreiheit	9,3 cm	Bodenfreiheit	10 cm
Gewicht	97 kg	Gewicht	107 kg
Belastbarkeit	160 kg	Belastbarkeit	160 kg
Farbe	Rot	Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h	Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 40 km	Reichweite	bis zu 45 km
Motorleistung	400 Watt	Motorleistung	500 Watt
Batterie	2 x 12 V 33 Ah o. optional 2 x 12 V 50 Ah	Batterie	2 x 12 V 50 Ah o. optional 2 x 12 V 75 Ah
Steigfähigkeit	16 %	Steigfähigkeit	16 %
Wenderadius	103 cm	Wenderadius	103 cm
Räder vorn/hinten	8,5 x 26 cm	Räder vorn/hinten	10 x 30 cm
Versicherungspflicht	Nein	Versicherungspflicht	Nein

## CORDIS H MV und CORDIS PLUS H MV im Vergleich