

ECOFIT S LOW PLUS

Das Niedrigbett mit Vollholzverkleidung


Das **ECOFIT PLUS LOW** mit Vollholzverkleidung überzeugt durch seinen besonders wohnlichen Charakter. Zur Sturzprophylaxe ist dieses Pflegebett besonders niedrig ausgelegt.



RÜCKENTEIL
0 - 70°



FUSSTEIL
0 - 30°



HÖHENVERSTELLUNG
220-640 mm



OPTIONAL
Trendelenburg-
Lagerung

VORTEILE

DES ECOFIT S LOW PLUS

- Montage durch eine Person und ohne Werkzeug möglich
- Leicht zu reinigen
- Sehr hohe Stabilität durch Hakenlasche
- Geeignet für Matratzen bis 20 cm

Erfüllt die Norm IEC 60601-2-52



TEKVOR CARE
We care for you

ECOFIT S LOW PLUS

Das Niedrigbett mit Vollholzverkleidung

MECHANISCHE MERKMALE

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90 x 200 cm mit Matratzenführung an Kopf- und Fußteil
- Elektrische Höhenverstellung von 220-640 mm, Hub 420 mm
- Max. Patientengewicht: 185 kg / Sichere Arbeitslast: 220 kg
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°

WEITERE MERKMALE

- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- 4 x 100 mm Laufrollen, einzelfeststellbar
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9 Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Patientenaufrichter bis 80 kg
- Schutzklasse IPX 4

VISUELLE MERKMALE

- Stahlteile lackiert in RAL 9023 (Perldunkelgrau)
- Holzinnenverkleidung

OPTIONEN

- Bettverlängerung 20 cm
- Trendelenburg-/Anti-Trendelenburgfunktion
- Seitengitter-Polster
- Leseleuchte
- Ansteckbares Tablett
- Unterbettbeleuchtung mit Bewegungsmelder

