



REHASENSE



NAVIGATOR

MIT GROßEM STIL

Die Navigator besitzt dieselben Eigenschaften wie die Router Leichtgewicht Rollator. Er ist zusätzlich mit Unterarmauflagen ausgestattet. Die Unterarmauflagen mit Bremsen sind Höhe- Winkel- und Tiefenverstellbar.

NAVIGATOR

MIT GROßEM STIL

KLAPPBAR

Er bleibt stabil, wenn er zusammengeklappt wurde.
Einfach zu transportieren und zu lagern.

FEST UND BEANSPRUCHBAR

Der Rahmen sowie der Sitz sind auf ein max.
Gewicht von 150 geprüft. .

AUSFÜHRUNGEN

Der Navigator gibt es in der Größe mit 62 cm Sitzhöhe.

HÖHENVERSTELLBAR

Die Schiebehilfen mit Unterarmauflagen kann man leicht im
Bereich von 90 – 115 cm verstellen.

ZUBEHÖR

Für die Navigator gibt es dem selbe breites Bereich von Zubehör
wie bei dem andere Rollatoren.



REHASENSE




Ergonomisch geformte Griffe,
für die korrekte Positionierung
der Hand einzurichten.
Geschmeidige Handbremsen.



Sitzhöhe 62 cm.




Wartungsfreie Bremsen und
TPE-beschichtete bruchfeste
Räder.



Zusammengeklappt bleibt stabil.



Praktische abnehmbare
Einkaufstasche.



Abgerundete Rahmenform.

TECHNISCHE DATEN

Standard Farben:



Weinrot



Anthrazit

Max. Belastbarkeit:

150 kg

Abmessungen:

(Breite x Tiefe x Höhe)

55 x 66 x 90 – 115 cm

Sitzhöhe:

62 cm

Gewicht:

10,8 kg (+ Tasche 300 g)

Rahmenmaterial:

Aluminium

Einkaufstasche:

(Breite x Tiefe x Höhe)

32 x 15 x 28 cm

Artikelnummer:

NRWRL600(Weinrot)

NRSGL600 (Anthrazit)

Navigator ist CE-gekennzeichnet und entspricht den
Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte

Copyright © Rehasense® 2016

www.rehasense.com

Rehasense sp. z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands

Rehasense Deutschland
Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

info@rehasense.com