

# SCOOTER FORTRESS CALYPSO



Der Fortress Calypso ist ein echtes Multitalent: Da er klein, wendig und zerlegbar ist, können Sie ihn gut mit auf Reisen nehmen und sind unterwegs immer mobil. Ein Kurzurlaub bei den Kindern oder lieber eine Reise in den Süden? Schnell und einfach auseinander gebaut, kann er im Auto verstaut werden. Das Einsteigermodell ist ideal für den Gebrauch in der Stadt und selbst längere Strecken meistert er mit Bravour. Überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt davon, wie vielseitig und praktisch der Fortress Calypso ist. Sie werden staunen, was er alles kann!

## PRODUKTMERKMALE

- Der Fortress Calypso ist als 3-Rad und 4-Rad Version in Silber-Blau Metallic erhältlich.
- Als Einsteigermodell ist er ideal für Fahrten in der Stadt aber auch für längere Strecken geeignet.
- Er verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h und eine Reichweite von ca. 40 km.
- Durch Lenkachsenfederung und einstellbare Heckachsenfederung wird eine gute Dämpfung erreicht.
- Der Komfortlenker mit fester Lenksäule lässt sich leicht bedienen.
- Die Lenksäule kann im Winkel an den Nutzer angepasst werden.
- Schnell und einfach zerlegt, kann er im Auto transportiert werden.
- Erstattung durch die Krankenkassen möglich (HMV-Nummer: 18.51.05.1024).
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis!



3-Rad Version



4-Rad Version

## MULTITALENT FÜR EINSTEIGER



Platz nehmen – und schon geht die Fahrt los! Der Fortress Calypso ist so klein und wendig, dass man mit ihm überall hinkommt. Ob schnell zu Freunden um die Ecke oder zum Einkaufen in die Stadt. Selbst durch die engen Gänge eines Supermarkts kommt er mit seinen kompakten Abmessungen spielend leicht. Er ist besonders vielseitig, einfach in der Handhabung und ein praktischer Begleiter im Alltag.

## KOMMT GERNE MIT AUF REISEN



Der Fortress Calypso ist ideal, um auf Reisen mitgenommen zu werden. Schnell und einfach zerlegt, kann er gut im Auto transportiert werden. Egal wohin die Reise geht, mit dem Fortress Calypso ist der Nutzer an jedem Ort mobil.

## KOMFORTABEL UNTERWEGS

Der Fortress Calypso macht einfach Spaß! Die Lenkachsenfederung und die individuell einstellbare Heckachsenfederung sorgen für eine gute Dämpfung und ein angenehmes Fahrgefühl. Dank dem Komfortlenker kann die Position der Hände immer wieder verändert werden, was das Lenken angenehm und sicher macht.



**1** Der Komfortsitz ist individuell einstellbar und mit einer Kopfstütze ausgestattet.

**2** Die Kippschutzräder sind im Lieferumfang enthalten und sorgen unterwegs für viel Sicherheit.

**3** Der Komfortlenker mit fester Lenksäule ist besonders einfach zu bedienen. Mit dem stufenlosen Regler lässt sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen.



## DETAILS



Die Lenksäule ist winkelverstellbar und kann auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.

## TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	FORTRESS CALYPSO	FORTRESS CALYPSO
	3-Rad Version	4-Rad Version
Maximale Belastbarkeit	125 kg	125 kg
Gesamtlänge	120,7 cm	121,4 cm
Gesamtbreite	62 cm	62 cm
Minimale Höhe <sup>1</sup>	71 cm	71 cm
Gesamtgewicht ohne Batterien	70 kg	75 kg
Gesamtgewicht mit Batterien	100 kg	105 kg
Gewicht schwerstes Einzelteil	27 kg	32 kg
Sitztiefe	43 cm	43 cm
Sitzbreite	50 cm	50 cm
Sitzhöhe (Boden-Sitz)	43 - 51 cm	43 - 51 cm
Rückenwinkel	85 - 180°	85 - 180°
Rückenhöhe ohne Kopfstütze	55 cm	55 cm
Vorderräder	26 x 8,5 cm	26 x 8,5 cm
Hinterräder	26 x 8,5 cm	26 x 8,5 cm
Batterien	60 Ah	60 Ah
Vorderradaufhängung	√	√
Hinterradaufhängung	√	√
<b>LEISTUNG</b>		
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h	6 km/h
Aktionsradius (ISO 7176-4)	40 km	40 km
Überwindbare Hindernishöhe	7,6 cm	7,6 cm
Bodenfreiheit	10 cm	10 cm
Wendekreis (ISO 7176-5)	117 cm	160 cm



3-Rad Version



4-Rad Version

**HMV-NUMMER: 18.51.05.1024**

**RAHMENFARBE:**

Silber-Blau Metallic