

*brado*

**BECHLE**<sup>®</sup>

Ausgezeichnete Mobilität nach Maß:  
der brado von BECHLE.



# Stets bequem und sicher unterwegs

## **brado - moderne Mobilität nach Maß:**

- » Ein absolutes Leichtgewicht: 7,2 kg bei hoher Stabilität.
- » Einfach zusammenzufalten durch Einhand-Klappmechanik.
- » Leicht zu manövrieren - auch auf rauem Untergrund.
- » Ob beim Spaziergang, Einkaufen, oder auf dem Weg zur Arbeit: Der brado ist die komfortable und individuelle Gehhilfe für unterwegs.



Mit dem brado stellt BECHLE das erste aus einer Reihe von Produkten vor, bei denen die uneingeschränkte Mobilität im Außenbereich und der maximale Bedienkomfort für die Anwender als zentrale Anforderungen bei der Produktentwicklung gelten.

Die klare technische Linie, das funktionale Design und ein sinnvolles Angebot von Zubehörteilen machen den brado zu dem, was er ist: Eine elegante und zuverlässige Gehhilfe für unterwegs - garantierte Qualität inklusive.

Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack: Ob in Anthrazit oder - jetzt neu - in Perlweiß. Zu sehen sind hier beide brado Modelle mit der topmodischen Shopping Bag „Premium“ (Sonderausstattung) aus grauen Filz und einem Deckel aus perlweißer, leicht glänzender Lkw-Plane.

# Innovationen für einen unbeschwerten Alltag



Barrierefreiheit und Mobilität sind die Grundvoraussetzungen für die Unabhängigkeit des Menschen. Und diese gilt es zu erhalten - auch wenn bestimmte Lebenssituationen den Grad der Eigenbewegung einschränken. Speziell für diese Fälle bietet sich eine technische Unterstützung an, die den gewohnten Freiraum und die damit gewonnene Eigenständigkeit weiter garantieren.

Entscheidende Faktoren dieser Hilfe sind ein ansprechendes, preisgekröntes Äußeres in Verbindung mit einem hohen Maß an funktionellem Komfort.

Und genau das macht BECHLE zu seinem Prinzip. Das Resultat kann sich sehen lassen: Der brado von BECHLE ist eine Innovation, hinter der ein durchdachtes technisches Konzept steckt - und deshalb so leicht zu bedienen ist.

Damit kommt man sicher und uneingeschränkt durch den Alltag - und ist immer gut unterwegs.

# Die perfekte Kombination aus Funktion und Design



Der brado von BECHLE überzeugt durch sein einzigartiges Konzept: Vom Griff bis zu den Rädern auf Bewegungsfreiheit eingestellt - und alles Wichtige bleibt in Griffweite. In den Farben Anthrazit und jetzt auch Perlweiß, seiner eleganten Form und neuester, aber ganz einfach zu bedienender Technik, ist er ein Begleiter, mit dem man alles in die Tasche steckt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Der brado ist serienmäßig mit einem praktischen Einkaufsnetz ausgestattet. Als Sonderausstattung werden hochwertige Taschen-Modelle in unterschiedlichen Farben und Materialien angeboten - ganz nach Geschmack, Lust und Laune. Und alle sind mit einem einzigen Handgriff in die dafür vorgesehene Halterung einzusetzen - für ein müheloses Vergnügen. Ihr Fach-Händler berät Sie gerne.

## Der brado - ein klares Konzept:

- » Die neueste Technik macht sich fast unsichtbar.
- » Individuelles Taschen-Design für einen ansprechenden Auftritt.
- » Alle Taschen lassen sich leicht ein- und aushängen dank einer universellen Halterung.
- » Für jeden das passende Modell: Den brado gibt es in den zwei Rahmenhöhen S und M.

# Kluge Detailarbeit

## Ergogriffe



Die Ergogriffe sind optimal druckabsorbierend geformt und schonen auch bei längerem Gehen die Handballen und Gelenke.

## Einstellen der Griffhöhe



Zum Einstellen der Griffhöhe einfach die Feststellschraube lösen - enge Lochabstände erlauben eine sehr feine Einstellung.

## Bremsen arretieren



Nach außen geformte Bremsbügel erleichtern das Herunterdrücken mit den Handballen. Die Bremsen sind arretiert und der brado steht fest.

## Steighilfe



Durch Druck mit der Fußspitze auf den verlängerten Rahmen wird das Anheben der Lenkräder erleichtert.

## Einhand-Klappmechanik



Einfacher gehts nicht: Der Zug mit einer Hand am Zugband entriegelt das Kreuzgestell und der brado lässt sich leicht zusammenfallen.

## Minimaler Platzbedarf



Gerade mal 22 cm ist der gefaltete brado breit. Er bleibt von alleine stehen und hat Platz in der kleinsten Ecke.

# Sonderzubehör für noch mehr Komfort und Sicherheit

## Shopping Bag „Classic“



Das elegante und zeitlose Design macht die dunkelgraue Tasche mit schwarzem Deckel zum Klassiker.

## Shopping Bag



Ob in strahlendem Blau, frischen Grüntönen, kontrastreich in Schwarz-Rot oder dezent in hellem Grau mit dunkelblauem Deckel - diese farbenfrohe Taschen-Auswahl bietet für jeden Geschmack das passende Modell.

## Schirm



Der Schirm ist dank Klemmhalterung leicht zu befestigen, leicht wieder abzunehmen - und bietet viele flexible Einstellmöglichkeiten.

## Rückenlehne



Die Rückenlehne lässt sich einfach montieren und erhöht den Sitzkomfort in einer Gehpause.

## LED-Lampe



Mit dieser leistungsstarken Lampe können Sie auch bei Dunkelheit zuverlässig sehen und gesehen werden.

## Shopping Bag „Premium“



Grauer Filz und perlweiße Lkw-Plane:  
Diese Tasche mit ihrer außerge-  
wöhnlichen Material-Kombination ist  
ebenso modern wie praktisch.

## Einkaufskorb „Premium“



Dieser stabile Korb aus echtem  
Weidengeflecht ist der perfekte  
Begleiter für Ihre Einkäufe.

## Serienausstattung

<b>Typ S:</b>	Höhe	67-82 cm
	Sitzhöhe	52,5 cm
	Höhe zusammengeklappt	67 cm
<b>Typ M:</b>	Höhe	78-102 cm
	Sitzhöhe	62,5 cm
	Höhe zusammengeklappt	78 cm
	Länge	66 cm
	Breite	60 cm
	Breite zusammengeklappt	22 cm
	Gewicht	7,2 kg
	Max. Nutzergewicht	150 kg
	Max. Zuladung Netz/Tasche/Korb	5 kg

## Preise

<b>brado</b> Leichtgewicht-Rollator in Perlweiß oder Anthrazit inkl. Netztasche und Gehstockhalter	355,00 EUR
<b>Shopping Bag „Classic“</b> grau mit schwarzem Deckel	68,00 EUR
<b>Shopping Bag „Premium“</b> grauer Filz, Deckel perlweiße Plane	102,00 EUR
<b>Shopping Bag</b> 4 Farbstellungen zur Auswahl	68,00 EUR
<b>Einkaufskorb „Premium“</b> Weidengeflecht mit Innentasche	123,00 EUR
<b>Rückenlehne</b>	54,00 EUR
<b>Schirm</b> erhältlich in Rot oder Graubraun	88,00 EUR
<b>LED-Lampe</b>	23,50 EUR

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.

DIETZ GmbH Reha-Produkte  
Descosträße 10  
76307 Karlsbad-Ittersbach  
Tel.: +49 (0) 72 48 / 91 86-0  
Fax: +49 (0) 72 48 / 91 86-86  
[www.bechle-mobility.de](http://www.bechle-mobility.de)  
[www.dietz-reha.de](http://www.dietz-reha.de)  
E-Mail: [info@dietz-reha.de](mailto:info@dietz-reha.de)

BECHLE ist ein eingetragenes  
Markenzeichen der DIETZ GmbH.

Die Abbildungen in diesem Prospekt  
können drucktechnisch bedingt  
von den Originalfarben der Produkte  
abweichen.