



Ausstattung

- Pedale mit Halteschlaufen
- Geschwindigkeit regelbar
- Drehzahl und Belastungseinstellung variabel

Daten

Leistung:	40 W 220 V
Gesamtgewicht:	5,5 kg
Gesamtlänge:	45 cm
Gesamtbreite:	30 cm
Gesamthöhe:	29 cm
Farbe:	Weiß, Blau, Anthrazit

Preis

169,90 Euro (UVP)

Bewegungstrainer **MOBIFIT PRO**

Der motorgestützte Bewegungstrainer MOBIFIT PRO ist ideal für belastungsarmes Training. Für die stufenweise Kräftigung von Armen und Beinen ist die Geschwindigkeit individuell einstellbar.

Der MOBIFIT PRO dient zur Kräftigung und Steigerung der Flexibilität von Ober- und Unterkörper, fördert die Durchblutung und kann zur Rehabilitation und zur Verbesserung der Fitness verwendet werden. Der MOBIFIT PRO ist ideal für Menschen mit Gehschwäche, Gleichgewichtsstörungen, Herz-Kreislaufproblemen, Gelenkversteifung oder Rheuma. Zur täglichen Fitness wird aktives und passives Training empfohlen.

Das Leichtgewicht ist überall einsetzbar. Eine Zeitschaltuhr und eine Multifunktions-LCD-Anzeige erleichtern den Umgang mit diesem Hometrainer.

Besonderheiten:

- Fernbedienung mit Display
- Zeitschaltuhr
- LCD-Multifunktionsanzeige
- GS geprüft