

TOPRO
PREMIUMSESSEL

RUHE- & AUFSTEHSESSEL

...INTUITIV WOHLFÜHLEN.



RUHE- & AUFSTEHSESSEL

...INTUITIV WOHLFÜHLEN.

Bequem sitzen, komfortabel ruhen, entspannt fernsehen – das bieten Ihnen die hochwertigen Ruhe- und Aufstehsessel von TOPRO.

Die eingebaute Aufstieghilfe unterstützt Ihre Mobilität in genau dem Maß, wie Sie es wünschen und hebt Sie sicher in den Stand oder lässt Sie sanft in die gewünschte Sitz- oder Liegeposition absinken.

Die Sessel bieten angenehme Unterstützung und sicheren Halt für Ihren Rücken und Ihre Beine durch eine ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche.

Mit der Fernbedienung bestimmen Sie selbst, wie schnell Sie die Fußstütze und die Rückenlehne heben oder senken, und wie viel Hilfe Sie beim Aufstehen oder Setzen in Anspruch nehmen wollen. Serienmäßig ist die Fernbedienung bei allen Sesseln, für die Bedienung mit der rechten Hand vorgesehen, sie kann aber in Ihrem Sanitätshaus leicht für linkshändige Bedienung ummontiert werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® (GGT) hat die TOPRO Aufstehsessel in individuellen Benutzertests geprüft, für gut befunden und mit dem GGT-Siegel ausgezeichnet. Bei ihren Tests lässt die GGT Produkte von Senioren in Alltagssituationen sehr praxisnah auf ihre Benutzerfreundlichkeit testen.

Intuitiv, komfortabel und sicher mit der TOPRO Farbskala:

-  Sitzen
-  Ruhen
-  Aufstehen
-  Fußstütze separat bedienen
-  Rückenlehne separat bedienen
-  Sitzhöhe einstellen



VERONA

...BEQUEM AUSRUHEN.

Der moderne Aufstehsessel Verona ist nicht nur komfortabel und bequem, er ist auch vielseitig in seiner Funktion und Ausstattung.

- Anschmiegsames Kopfkissen aus wärmendem Memoryschaum
- inklusive Notfallsystem*, es ermöglicht bei Stromausfall, den Sessel noch einmal in die gewünschte Position zu fahren

- vier integrierte Rollen für einfaches Verschieben bei der Hausarbeit (kein Personentransport)
- zwei Motoren zur Rückenlehnen- und Fußstützenverstellung oder auch zum Hinsetzen und Aufstehen
- einfach zu bedienende Fernbedienung mit großen Knöpfen und TOPRO Farbskala
- in zwei verschiedenen Bezugstoffen erhältlich; pflegeleichtes Microfaser und Kunstleder

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Lumbalkissen und Armlehnenbezüge in Sesselfarbe



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und Hinsetzen.

Liegen und Ruhen

Genießen Sie das Nickerchen zwischendurch in vollständig ausgestreckter Position.

Erhältliche Farben Microfaser:



Erhältliche Farben Kunstleder:



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	77 cm
Sesselhöhe	107 cm
Sesseltiefe	85 cm
Sitzhöhe	48 cm
Sitzbreite	52 cm
Sitztiefe	52 cm
UVP	ab 1.449,- €

*Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.



Von Senioren getestet.

MODENA

...EINFACH MODERN.

Der elegante Aufstehsessel Modena ist komfortabel und bequem, er hebt sich durch sein stilsicheres Aussehen ab.

- ein Motor für eine bequeme Fernsehposition und sicheres Aufstehen
- 2 integrierte Rollen für einfaches Verschieben bei der Hausarbeit (kein Personentransport)



- in zwei verschiedenen Bezugstoffen erhältlich; pflegeleichtes Microfaser und Kunstleder
- einfach zu bedienende Fernbedienung mit großen Knöpfen und TOPRO Farbskala sowie Kindersicherung, welche verhindert, dass sich spielende Kinder am Sessel verletzen können

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Lumbalkissen, Armlehnenbezüge in Sesselfarbe
- Anschmiegsames Kopfkissen ComfortPlus aus wärmendem Memoryschaum



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.

Kinder-Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.



Erhältliche Farben Microfaser:



Erhältliche Farben Kunstleder:



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	83 cm
Sesselhöhe	105 cm
Sesseltiefe	93 cm
Sitzhöhe	43,5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	52 cm
UVP	ab 1.049,- €



Von Senioren getestet.

SIENA

...EINFACH GEMÜTLICH.

Der komfortable Ohrensessel Siena bringt klassische Gemütlichkeit in Ihr Wohnzimmer.

- große Sesselohren bieten Geborgenheit beim Anlehnen
- ein Motor für verschiedene komfortable Positionen - vom Sitzen mit ausgestreckten Beinen und aufrechtem Oberkörper bis hin zum Aufstehen



- 2 integrierte Rollen für einfaches Verschieben bei der Hausarbeit (kein Personentransport)
- in zwei verschiedenen Bezugstoffen erhältlich; pflegeleichtes Microfaser und Kunstleder
- einfach zu bedienende Fernbedienung mit großen Knöpfen und TOPRO Farbskala sowie Kindersicherung, welche verhindert, dass sich spielende Kinder am Sessel verletzen können

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Lumbalkissen in Sesselfarbe
- Anschmiegsames Kopfkissen ComfortPlus aus wärmendem Memoryschaum



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.

Kinder-Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.

Erhältliche Farben Microfaser:



Erhältliche Farben Kunstleder:



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	80 cm
Sesselhöhe	103 cm
Sesseltiefe	90 cm
Sitzhöhe	45,5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	54 cm
UVP	ab 1.049,- €



Von Senioren getestet.

BOLOGNA

...MULTIFUNKTION TRIFFT ÄSTHETIK.

Der multifunktionale Pflegesessel Bologna steht für Komfort und modernes Design.

- entwickelt für die Nutzung im Alten- und Pflegeheim, betreuten Wohnen und für pflegebedürftige Personen in häuslicher Umgebung
- ideal geeignet für den einfachen und sicheren Transfer im Sitzen oder Liegen, durch herabsenk- bare Armlehnen
- Sesselhöhe um 20 cm verstell- bar und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet



- vier Motoren für höchsten Komfort; vom Sitzen bis zum Aufstehen und Herz-Waage-Position
- die für gute Kraftübertragung, ideal positionierten Schiebegriffe an der Rückenlehne, erleichtern das Verschieben des Sessels mit Person, innerhalb der Räumlichkeiten
- beide Hinterräder sind mit Bremsen ausgestattet
- hochwertiger Kunstlederbezug, der sich leicht reinigen lässt und zudem feuerresistent ist

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Batterien für größere Mobilität im Haus
- tragbarer Funkalarm
- Einstellkissen zum anpassen der Sitztiefe oder -höhe und Lumbalkissen in Sesselfarbe

Tastensperre

Ermöglicht eine individuelle Freischaltung/Sperrung der einzelnen Tasten.

Alarm

Löst ein akustisches Warnsignal im Raum aus. Optional auch mit Funkalarm.

Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen, bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.

Transportfunktion

Die Fußstütze wird ausgefahren um einen optimalen Transport zu ermöglichen.

Höhenverstellung

Passt den Sessel an die jeweilige Höhe von Betten und Stühlen an.

Aufsteh-Alarm

Akustisches Warnsignal ertönt sobald der Nutzer aufsteht. Optional mit Funkalarm.



Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Herz-Waage-Position

Dient der Entlastung der Venen.

DETAILS UND FUNKTIONEN



Die bis zu 20cm Höhenverstellung bietet viele Möglichkeiten beim Transfer.



Kopflehne ist vom Pfleger separat und leicht anpassbar.



Sitzhöhe und Sitztiefe sind durch das einlegbare Kissen aus Memoryschaum einfach anpassbar.



Armlehne für den Transfer absenkbar.



Einklettbares Lumbalkissen, variabel in der Höhe.



Armlehnengriffe zur Erleichterung beim Aufstehen.



Bremsbare Räder, hinten.

Erhältliche Farben Kunstleder:



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	78,1 cm
Sesselhöhe	117 cm
Sesseltiefe	109 cm
Sitzhöhe	51-71 cm
Sitzbreite	51,4 cm
Sitztiefe	54,6 cm
UVP	3.099,- €

SESSELZUBEHÖR



Funkalarm für Bologna

Art.-Nr. HC13015-0042
UVP 104,00 €

Armlehnenbezug Microfaser Verona

mocca Art.-Nr. 0037-MB
caramel Art.-Nr. 0037-DB
sand Art.-Nr. 0037-SA

UVP 28,40 €



Armlehnenbezug Kunstleder Verona

creme Art.-Nr. 0037-CR
braun Art.-Nr. 0037-BR
rot Art.-Nr. 0037-RE

UVP 37,80 €



Armlehnenbezug Microfaser Modena

mocca Art.-Nr. 0038-MB
caramel Art.-Nr. 0038-DB
sand Art.-Nr. 0038-SA

UVP 23,10 €



Armlehnenbezug Kunstleder Modena

creme Art.-Nr. 0038-CR
braun Art.-Nr. 0038-BR
rot Art.-Nr. 0038-RE

UVP 28,40 €



Lumbalkissen ComfortPlus Microfaser

mocca Art.-Nr. 0039-MB
caramel Art.-Nr. 0039-DB
sand Art.-Nr. 0039-SA

UVP 34,70 €



Lumbalkissen ComfortPlus Kunstleder

creme Art.-Nr. 0039-CR
braun Art.-Nr. 0039-BR
rot Art.-Nr. 0039-RE

UVP 41,00 €



Kopfkissen ComfortPlus Microfaser

mocca Art.-Nr. 0040-MB
caramel Art.-Nr. 0040-DB
sand Art.-Nr. 0040-SA

UVP 51,50 €



Kopfkissen ComfortPlus Kunstleder

creme Art.-Nr. 0040-CR
braun Art.-Nr. 0040-BR
rot Art.-Nr. 0040-RE

UVP 62,00 €



Lumbalkissen Kunstleder Bologna

creme Art.-Nr. 0043-CR
braun Art.-Nr. 0043-BR
rot Art.-Nr. 0043-RE
UVP 41,00 €



Sitzkissen Kunstleder Bologna abziehbar, zur Anpassung

creme Art.-Nr. 0041-CR
braun Art.-Nr. 0041-BR
rot Art.-Nr. 0041-RE
UVP 49,00 €

ComfortPlus

ist ein spezieller Schaumstoff
der sich dem Körper anpasst.
Er reflektiert auf angenehme
Weise die eigene Körperwärme.

Premiumsessel

Hersteller und Vertrieb



TOPRO GmbH
Bahnhofstraße 26 d
82256 Fürstenfeldbruck

Tel: +49 (0) 8141 888939-0
Fax: +49 (0) 8141 888939-22
E-Mail: mail@topro.de
www.topro.de



Überreicht durch: