


Maßskizze - Pflegebett Dali standard, wash, econ



Liegefläche 90 x 200

Maße und Gewichte



Dali standard, wash, econ

LF	Maße / Gewichte brutto VPE	Gewichte netto einzelne Baugruppen			
cm	cm / kg	kg	kg	kg	kg
	komplett auf Lagerhilfe	Fahrgestell mit Hubmotor	LF mit Motor	SG-Holme	Aufrichter
LF: Federholzl. SG: Holz 90 x 200	102 x 40 x 210 97	16,2	36,0	11,2 (4 Stück)	6,0
LF: Metall SG: Metall 90 x 200	102 x 40 x 210	16,2	x	x	6,0

