

Serienausstattung

Invacare® XPO₂

- Externer, zusätzlicher Akku-Batteriepack (Lithium-Ionen Akku) zur Verdopplung der netzunabhängigen Reichweite
- Netzteil für 230 V
- Netzteil für 12 V
- Transporttasche
- Transporttasche Zubehör



Invacare® SOLO₂

- Leichtlauftrrolley
- Interner wechselbarer Akku-Batteriepack (Lithium-Ionen Akku)
- Netzteil für 230 V
- Netzteil für 12 V



Weitere Informationen und eine individuelle Beratung erhalten Sie beim spezialisierten Fachhandel.

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch Ihren Fachhändler:

Invacare® | Mobile Sauerstoff-Konzentratoren



Die flexible Sauerstoffversorgung!

Mit Sauerstoff-Konzentratoren von Invacare® können Sie Ihren Lebensalltag innerhalb Ihrer Möglichkeiten wieder selbstbestimmt gestalten. Sie ermöglichen eine aktive Tagesgestaltung im Alltag und auf Reisen.

© 2011 Invacare® International Sàrl.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen behalten wir uns vor.

Stand 02/2011 - 1532752

INVACARE
Yes, you can.®



Für die aktive Tagesgestaltung

Mit nur 2,9 kg ist der *Invacare*® **XPO₂** einer der leichtesten Sauerstoff-Konzentratoren auf dem Markt. Die verschiedenen Nutzungs- und Lademöglichkeiten geben Ihnen die Möglichkeit Ihren Tagesablauf selbstbestimmt zu gestalten, im Alltag, in der Freizeit und sogar auf Flugreisen.

Ausgezeichnete Sauerstoffversorgung

Der **XPO₂** erzielt einen ausgezeichneten Wirkungsgrad durch das Demandventil, welches genau die nutzbare Sauerstoffmenge abgibt. Therapeutischer Sauerstoff wird so bei bis zu 35 Atemzügen pro Minute in den Äquivalentpositionen 1 bis 5 l/Min. geliefert.



Für alle Situationen

Das kompakte und ergonomische Design des *Invacare*® **SOLO₂** und der versenkbare Schiebegriff ermöglichen eine einfache Mitnahme. Ein eingebauter Gleichstrom Konverter vereinfacht das Reisen und reduziert die Anzahl des Zubehörs. Der Befeuchter wird auch beim Gehen senkrecht stabilisiert um dem Wassereintritt in die Nasenkanüle vorzubeugen. Der **SOLO₂** ist auch bestens geeignet für den Einsatz im Außenbereich.



Eine umfassende Lösung

Der *Invacare*® **SOLO₂** versorgt Sie in allen Lebenssituationen bestmöglich mit Sauerstoff. Für eine effiziente nächtliche Therapie liefern 6 Einstellpositionen einen kontinuierlichen Sauerstofffluss von 0,5 bis 3 l/Min., während die maximale Reichweite für die mobile Nutzung durch Pulsmodus mit 5 Äquivalentpositionen ermöglicht wird.

Technische Daten

XPO₂	250 mm	180 mm	100 mm	2,9 kg Konzentrator, 0,7 kg Zusatz-Akku
SOLO₂	420 mm	280 mm	200 mm	9 kg (ohne Trolley)

XPO₂	100-240 V 50/60 Hz	12-16 V	FAA getestet (flugtransporttauglich)	Pulsmengenabgabe bis zu 900 ml pro Minute
SOLO₂	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,25 amps bei 230 VAC	11-16 VDC @ 10 Amps max	FAA getestet (flugtransporttauglich)	3 l/Min. (AC und Batteriemodul), 2 l/Min. (DC)

XPO₂	87% - 96%	Spritzwasser geschützt	60 W	3.046 m (10.000 ft.) über Meereshöhe /N.N.
SOLO₂	87% - 96%	Spritzwasser geschützt	135 W	3.046 m (10.000 ft.) über Meereshöhe /N.N.