

## Flexibel und kräftig

Dieser Rollator ist in drei Sitzhöhen erhältlich und bietet mit der stabilen Sitzfläche einen gemütlichen Platz für kurze Ruhepausen.

- Weiche, gummierte Griffe mit Schlaufenbremsen für einen sicheren Halt
- Sichere Höhenverstellung mit durch den Rahmen gesteckter Schraube
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht
- In drei Sitzhöhen erhältlich – passend für jede Körpergröße
- Kabelloses Bremssystem – wartungsfrei und zuverlässig
- Pannensichere Bereifung
- Drehbarer Rückengurt ermöglicht das Sitzen von beiden Seiten
- Einfacher Faltmechanismus
- Schnell zusammengeklappt und verstaut
- Große, gepolsterte Sitzfläche
- Geräumige, faltbare Tasche damit nichts verloren geht
- Inklusive Stufenhilfe

### Technische Daten

	neXus 50	neXus 57	neXus 64
Breite:	58,5 cm	58,5 cm	59,5 cm
Länge:	67,5 cm	70 cm	71 cm
Höhe:	78-85 cm	83-93 cm	83-100 cm
Sitzhöhe:	48,3 cm	56 cm	61 cm
Gewicht ohne/mit Tasche:	7,7/8,2 kg	7,8/8,3 kg	7,8/8,3 kg
Belastbarkeit:	200 kg	200 kg	200 kg

