

NEUHEIT 2016

drive

DeVilbiss<sup>®</sup>  
HEALTHCARE

## Scooter ST4D – der komfortable Alleskönner

Der neue Scooter ST4D ist die perfekte Lösung, wenn im Alltag alle Ansprüche erfüllt werden sollen.



Scooter ST4D

### Highlights

- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Einfach Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule

### Technische Daten

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ▪ Motorleistung            | 700 W            |
| ▪ Maße in cm               | 120 x 62,8 x 113 |
| ▪ Steigfähigkeit           | 18%              |
| ▪ Batteriekapazität        | 2 x 50 Ah        |
| ▪ Reichweite               | ca. 35 km        |
| ▪ Bodenfreiheit            | 8 cm             |
| ▪ Gewicht (inkl. Batterie) | 102 kg           |
| ▪ Max. Belastung           | 136 kg           |

JETZT TESTEN!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany

info@drivemedical.de | www.drivedevilbiss.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 19.10.2016 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

## Scooter ST4D – the comfortable all-rounder

The new Scooter ST4D is the perfect solution for meeting everyday needs.



Scooter ST4D

### Highlights

- Easy and intuitive operation of the display
- 8 Ah charging unit with readout function
- Easy angle adjustment of the backrest
- Speed reduction on curves
- Comfortable captain's seat
- Large front basket is a standard feature
- Continuous adjustment of the steering column

### Specifications

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| • <b>Motor output</b>           | <b>700 W</b>            |
| • <b>Dimensions in cm</b>       | <b>120 x 62,8 x 113</b> |
| • <b>Climbing ability</b>       | <b>18%</b>              |
| • <b>Battery capacity</b>       | <b>2 x 50 Ah</b>        |
| • <b>Range approx.</b>          | <b>35 km</b>            |
| • <b>Ground clearance</b>       | <b>8 cm</b>             |
| • <b>Weight (incl. battery)</b> | <b>102 kg</b>           |
| • <b>Max. load</b>              | <b>136 kg</b>           |

# TRY IT OUT NOW!

Drive Medical GmbH & Co. KG  
 Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany  
 info@drivemedical.de | www.drivedevilbiss.de  
 Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

NIEUW IN 2016

drive

DeVilbiss<sup>®</sup>  
HEALTHCARE

## Scootmobiel ST4D – de comfortabele alleskunner

De nieuwe scootmobiel ST4D is de perfecte oplossing als aan het dagelijks gebruik veel eisen worden gesteld.



### Sterke punten

- Eenvoudige en intuïtieve bediening van het display
- 8 Ah-oplader met uitleesfunctie
- Eenvoudige hoekverstelling van de rugleuning
- Snelheidsvermindering in bochten
- Comfortabele kapiteinsstoel
- Standaard grote mand aan voorzijde
- Traploze verstelling van de stuurkolom

### Technische gegevens

- **Motorvermogen** 700 W
- **Afmetingen in cm** 120 x 62,8 x 113
- **Maximale helling** 18%
- **Accucapaciteit** 2 x 50 Ah
- **Bereik** ca. 35 km
- **Grondspeling** 8 cm
- **Gewicht (incl. accu)** 102 kg
- **Max. belasting** 136 kg

PROBEER 'M NU UIT!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany

info@drivemedical.de | www.drivedevilbiss.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 19.10.2016 | Irrtum und Änderungen vorbehalten